



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador B-Z

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador B-Z

SKU RM-BZR-1

\$339 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
7.5 cm Profundidade (45° ou 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm Profundidade (45° ou 90°)	RM-BZR-1-2	\$359

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador B-Z é um afastador cirúrgico autoestático robusto, desenvolvido para estabelecer uma visibilidade operatória profunda e absoluta durante procedimentos cirúrgicos complexos de coluna, ortopédicos e pélvicos. Ao fornecer contra-tração mecânica em planos musculares e fasciais densos, este instrumento libera a equipe cirúrgica enquanto mantém um corredor operatório estacionário em cavidades profundas.

Projetado para adaptação anatômica, este chassis modular do Afastador B-Z oferece uma capacidade de expansão suave de até 12.8 cm de largura. Os cirurgiões podem configurar o sistema com geometrias de chassis angulados de 45 ou 90 graus para manter os braços mecânicos fora do campo de visão cirúrgica direta, combinados com lâminas de afastamento de 7.5 cm (\$339) ou 10 cm (\$359) de profundidade. O mecanismo de cremalheira de passo fino trava com segurança sob alta tensão muscular para evitar o desengate acidental.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador B-Z para suportar altas cargas mecânicas e ciclos repetitivos de autoclavagem a vapor hospitalar, proporcionando durabilidade aos cirurgiões de coluna e trauma.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest