



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Haight Rib Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Haight Rib Ekartörü

SKU RM-HRS-329-1

\$329 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Yatay Ray Genişleme Kirişi	Torakotomi sırasında manuel yapısal genişlemeyi destekleyen sürgülü şasi
2 (Sabit Çift)	Sabit Açılı Bıçaklar	Doku pencerelerine sahip 30 mm x 30 mm kemik tutucu lateral plakalar
1	Vidalı Kilit Mekanizması	Seçilen retraksiyon seviyesinde stabil tutuş sağlayan mekanik kelepçe
2	Ergonomik Ekartör Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlarla hazırlanmış hafif sap profilleri
1	Koruyucu Taşıma Kutusu	Standart nakliye ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Haight Rib Ekartörü, yetişkin torakotomi ve pulmoner rezeksiyon prosedürleri sırasında güvenli, kademeli interkostal kaburga ayrımı ve göğüs duvarı maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir kardiyotorasik cerrahi ekartördür. Sağlam bir yatay genişleme rayı ile tasarlanan bu alet, torasik cerrahların komşu kaburgalar boyunca sabit mekanik yayma kuvvetleri uygulamasına olanak tanıyarak kostal kırıkları önler ve plevral boşluğa engelsiz bir operatif koridor sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre inşa edilen bu Haight Rib Ekartörü tam seti (\$329), 120 mm maksimum yatay genişleme aralığına kadar manuel yapısal genişlemeyi destekleyen ağır hizmet tipi bir yatay ray kirisine sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen 30 mm x 30 mm ölçülerindeki sabit açılı lateral bıçaklar, yetişkin kemik kortekslerine kaymadan sıkıca tutunan stratejik olarak yerleştirilmiş dairesel doku pencereleri ile tasarlanmıştır. Vidalı kilitli mekanik tutma kelepçesi, seçilen

retraksiyon seviyesinde stabil bir tutuş sağlarken, pürüzsüz dış kenarlarla işlenmiş ergonomik ekartör kolları yumuşak doku hasarını önler.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Haight Rib Ekartörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki torasik ameliyathanelere, kardiyak ünitelerine ve travma cerrahi merkezlerine olağanüstü yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest