



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Strandell Stille

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Strandell Stille

SKU RM-SSR-17-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Strandell Stille	Longitud total de 17 cm, hoja curva de 6 × 15 mm (aguda o roma)	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Strandell Stille es un retractor quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos seguro y no traumático, así como la exposición de márgenes de heridas durante intervenciones de cirugía plástica, de mano y general. Diseñado con una hoja curva que se adapta al tejido, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción manual constante a través de márgenes dérmicos delicados y capas fasciales sin causar necrosis por presión localizada.

Construido para un alto rendimiento y una resistencia duradera a la corrosión, esta configuración dedicada del Separador Strandell Stille presenta una longitud total de la herramienta de 17 cm (\$44). Fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la hoja incorpora un diseño ancho y plano con una configuración curva que se adapta al tejido, midiendo 6 mm de ancho × 15 mm de largo. Las interfaces de tejido disponibles incluyen parámetros de diseño agudos y romos, incorporando perfiles dentados precisos para ofrecer una sujeción segura y confiable en los bordes de la incisión sin deslizamientos. Su mango plano ergonómico proporciona estabilidad de agarre manual sin fatiga.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Strandell Stille para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía plástica, centros de trauma de mano y quirófanos generales de todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest