



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Murphy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Murphy

SKU RM-MR-195-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
2 зубца (8.0 mm ширина)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Зубца (13.0 mm ширина)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 зубца (18.0 mm ширина)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Зубцов (28.0 mm ширина)	RM-MR-195-1-4	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Murphy является базовым хирургическим ретрактором гребенчатого типа, разработанным специально для надежной и нескользящей ретракции мягких тканей и краев ран в общей, пластической и ортопедической хирургии. Благодаря конструкции с несколькими изогнутыми зубцами, этот инструмент позволяет ассистентам применять равномерную ручную контртракцию в кожных и подкожных слоях без риска локальных разрывов тканей или соскальзывания.

Созданный для полной адаптации к процедурам, ретрактор Murphy имеет единую общую длину 19.5 cm, что обеспечивает комфортный вылет инструмента. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент предлагает различные конфигурации зубцов и ширины рабочей части: 2 зубца (ширина 8.0 mm, \$44), 3 зубца (ширина 13.0 mm, \$49), 4 зубца (ширина 18.0 mm, \$54) и 6 зубцов (ширина 28.0 mm, \$59). Хирурги могут выбирать между тупыми (Blunt) кончиками для деликатных манипуляций с минимальной травматизацией или острыми (Sharp) для максимально надежной фиксации тканей. Эргономичная рукоятка с каплевидным кольцом обеспечивает удобный захват и снижает утомляемость рук.

Ретрактор Murphy от Retractor Maker с антибликовым сатиновым матовым покрытием выдерживает многократные циклы автоклавирования, обладая высокой коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и долговечностью для использования в операционных залах по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest