



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Bishop pour lèvres et joues

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Bishop pour lèvres et joues

SKU RM-BLCR-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de Bishop pour lèvres et joues	Longueur totale 13,5 cm, lames à double extrémité de 27 mm	\$24
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$24

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Bishop pour lèvres et joues est un écarteur chirurgical polyvalent à double extrémité, conçu spécifiquement pour le déplacement atraumatique des joues, des lèvres et de la muqueuse orale lors de procédures dentaires, maxillo-faciales et de fentes palatines. Conçu avec des bords lisses et arrondis, cet instrument maintient les tissus mous intra-oraux à l'écart des fraises chirurgicales et des lignes de suture sans provoquer d'ischémie focale.

Conçu pour une manipulation intra-orale polyvalente, ce modèle d'écarteur de Bishop présente une longueur totale de 13,5 cm (\$24) avec des extrémités de travail de 27 mm de large. Sa géométrie à double extrémité intègre des courbures de lame légèrement différentes aux extrémités opposées, permettant aux chirurgiens de s'adapter rapidement aux diverses anatomies faciales et angles chirurgicaux sans changer d'instrument. Le manche central profilé offre aux assistants chirurgicaux un contrôle manuel stable et antidérapant.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Bishop pour résister aux cycles rigoureux d'autoclavage en milieu hospitalier, offrant une durabilité clinique prolongée, une haute résistance à la corrosion et un équilibre ergonomique pour les blocs de chirurgie dentaire et orale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest