



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Desai Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Desai Self Retaining Retractor

SKU RM-DSRR-1

\$129 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Desai Self Retaining Retractor	длина 7.25" (18.41 cm), бранши с открытой петлей 90°, реечный замок	\$129
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$129

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Desai Self Retaining Retractor — это инновационный хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения фиксации операционного поля без участия рук, с сохранением прямого доступа через уникальную структуру бранш. Благодаря усовершенствованной открытой двухпетлевой бранше, изогнутой под углом 90 градусов, этот ретрактор устраняет «слепые зоны» и позволяет хирургу рассекать, сшивать и манипулировать тканями, расположенными непосредственно в апертуре бранши.

Созданный для стабильной экспозиции в глубоких полостях, этот Desai Self Retaining Retractor имеет общую длину 7.25" (18.41 cm). Его самодержавный механизм оснащен многопозиционным реечным замком (кремальерой), который поддерживает постоянную тягу на края раны, снижая утомляемость ассистента. Гладкий проволочный контур открытых бранш предотвращает очаговое раздавливание нежных стенок внутренних органов и мышц таза во время длительных операций.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Desai Self Retaining Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая хирургическим бригадам в области общей хирургии, урологии и гинекологии высокую коррозионную стойкость и структурную стабильность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest