



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Ambidextrous Self-Retaining Retractors

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ambidextrous Self-Retaining Retractors

SKU RM-ASRR-AMB-1

\$239 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
4×3 歯配列	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4×4 歯配列	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7×7 爪	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259

製品詳細

Ambidextrous Self-Retaining Retractorsは、左利き・右利きのどちらの術者にも対応できるよう設計された、適応性の高い両利き用開創プラットフォームです。対称的なフィンガーリング・シャーシと反転可能なラチェットキャッチを備えており、位置決めの不自然さを解消し、手術台の左右どちらからでも器具の装着が可能です。

浅部から中間層の創部深度において確実な組織把持を行えるよう設計されており、本シリーズでは3つの異なる爪構成を提供しています：4×3レイアウト（\$239）、バランスの取れた4×4レイアウト（\$249）、および広範な筋層に保持圧を分散させるワイドな7×7レイアウト（\$259）。多段階の機械的ラチェットは、高い組織張力下でも確実にロックされ、解剖中の予期せぬ解除を防ぎます。

反射を抑えたサテン仕上げの医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精密加工されており、Retractor Makerは厳格な臨床基準に従って製造しています。スムーズなラチェット動作、高い耐食性、そして完全なオートクレーブ耐久性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest