



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Paroi Vaginale Redondante Non Conducteur

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Paroi Vaginale Redondante Non Conducteur

SKU RM-RNWR-7IN-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Moyen — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Grand — 7 in, 9.0×2.5 cm lame	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Large — 7 in, 9.0×3.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de paroi vaginale redondante non conducteur est un instrument chirurgical gynécologique spécialisé, conçu spécifiquement pour empêcher les tissus redondants de la paroi vaginale latérale de s'affaisser dans le champ opératoire lors des procédures d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP) et de chirurgie par ablation laser. Revêtu d'une couche isolante non conductrice durable et résistante à la chaleur, cet écarteur empêche les courants électriques vagabonds et les arcs thermiques d'endommager la muqueuse vaginale saine environnante.

Proposé dans une configuration de taille standard unique avec une isolation protectrice spécialisée, ce modèle d'écarteur de paroi vaginale redondante présente une longueur totale d'outil de 7 inches (17.8 cm, \$99). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la lame de travail mesure 9.0 cm de long × 2.0 cm de large, offrant un support de surface large contre les plis vaginaux latéraux. La finition du profil de surface combine des interfaces de manipulation hautement polies avec une couche de travail isolée en nylon bleu résistante aux hautes fréquences, supportant des cycles de coupe et de coagulation répétitifs sans rupture diélectrique. Le manche plat ergonomique assure un levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé selon des normes cliniques strictes, Retractor Maker fabrique l'écarteur de paroi vaginale redondante non conducteur pour résister aux cycles d'autoclave hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs de chirurgie

gynécologique, aux cliniques de colposcopie et aux centres de santé des femmes du monde entier une sécurité électrique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest