



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Digital Lahey Finger Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Digital Lahey Finger Retractor

SKU RM-LFR-12-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
1 Diente / Gancho simple	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Dientes	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Ramas	RM-LFR-12-1-3	\$34

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Lahey Finger Retractor es un separador quirúrgico manual tipo rastrillo, diseñado específicamente para proporcionar una elevación precisa y antideslizante de colgajos cutáneos y retracción de tejido blando superficial durante procedimientos de cirugía plástica, general y de mano. Diseñado con puntas de gancho afiladas, este instrumento permite a los cirujanos sujetar de forma segura los márgenes cutáneos y subcutáneos sin resbalar ni dañar los bordes de los tejidos delicados.

Construido para un control manual delicado, este Lahey Finger Retractor cuenta con una longitud total uniforme de 12 cm que otorga a los asistentes quirúrgicos una excelente respuesta táctil y maniobrabilidad en campos operatorios restringidos. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la hoja de trabajo incorpora puntas afiladas tipo rastrillo disponibles en tres configuraciones seleccionables: 1 punta (perfil de gancho único, \$24), 2 puntas (\$29) y 3 puntas (\$34). El mango plano ergonómico garantiza una palanca manual sin fatiga durante disecciones intrincadas.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Lahey Finger Retractor para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las clínicas de cirugía plástica, de mano y general en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest