



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Черепной фиксатор Mayfield Skull Clamp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Черепной фиксатор Mayfield Skull Clamp

SKU RM-MSC-1

\$2,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стандартная система Mayfield Skull Clamp	Обеспечивает жесткую фиксацию черепа и стабильное позиционирование головы во время операции
2	Дополнительные черепные штифты	Сменные фиксирующие штифты для взрослых или педиатрических процедур
1	Алюминиевый стерилизационный короб с силиконовым матом	Защищает, упорядочивает, хранит и стерилизует всю систему

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Mayfield Skull Clamp является важным устройством для иммобилизации черепа, предназначенным для создания непоколебимой жесткой трехточечной скелетной фиксации во время сложных нейрохирургических и цервикальных вмешательств на позвоночнике. Устраняя микроскопические движения головы, этот зажим гарантирует, что череп пациента остается надежно заблокированным в нужном положении на протяжении всего процесса микроскопической диссекции, стереотаксической навигации и роботизированных операций.

Разработанный без использования литых компонентов, Mayfield Skull Clamp полностью выточен на станках с ЧПУ из высокопрочного аэрокосмического алюминиевого сплава и хирургической нержавеющей стали. Система оснащена одноштырьковым плечом с интегрированной калиброванной рукояткой, отображающей точное механическое усилие зажима до 360 Н (80 фунтов), двухштырьковым качающимся рычагом, который плавно адаптируется к контурам черепа, и шаровым шарнирным адаптером с вращением на 360 градусов для свободного интраоперационного позиционирования.

Поставляемый в нестерильном виде и полностью пригодный для автоклавирования, Retractor Maker предоставляет Mayfield Skull Clamp в комплекте с двумя дополнительными черепными штифтами внутри прочного алюминиевого стерилизационного контейнера, оснащенного индивидуальным силиконовым матом, обеспечивая хирургическим бригадам надежную жесткость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest