



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur Valve XS

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Système d'écarteur Valve XS

**SKU** RM-VXRS-1

**\$999 USD**

## Liste des composants

| Quantité | Composant                                             | Dimensions / Description            |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | Système de rétraction Valve XS pour approche latérale | Configuration à double articulation |
| 1        | Valve seule avec fermeture par billes encliquetables  | 53 × 36 mm                          |
| 1        | Accessoires pour écarteur costal latéral (malléables) | 60 × 35 mm                          |
| 1        | Clamp de connexion Valve XS Type B                    | Clamp structurel                    |
| 1        | Tige de rétraction                                    | 9" (230 mm)                         |
| 1        | Écarteur pour MICS CABG                               | Composant dédié                     |
| 1        | Instrument de pose pour valve d'écarteur d'atrium     | Outil de pose dédié                 |
| 1        | Valve seule                                           | 30 × 35 mm                          |
| 1        | Valve seule                                           | 40 × 35 mm                          |
| 1        | Valve seule                                           | 50 × 35 mm                          |
| 1        | Valve seule                                           | 60 × 35 mm                          |
| 1        | Valve seule                                           | 70 × 35 mm                          |

| QUANTITÉ | COMPOSANT              | DIMENSIONS / DESCRIPTION |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 1        | Boîte de stérilisation | Conteneur de stockage    |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur Valve XS est une plateforme de rétraction thoracique et cardiaque avancée, conçue spécifiquement pour les interventions valvulaires mini-invasives réalisées par une petite minithoracotomie latérale. En utilisant un cadre articulé à double joint, ce système crée un corridor opératoire étendu tout en minimisant l'écartement intercostal et en prévenant les fractures de côtes.

Conçu pour les interventions coronariennes et valvulaires de précision, le système d'écarteur Valve XS comprend un cadre d'écarteur à approche latérale à double articulation, un clamp de connexion Type B, une tige de rétraction de 9-inch (230 mm), un écarteur dédié MICS CABG et un instrument spécialisé pour le soulèvement de l'atrium. Le jeu de valves comprend une valve à billes encliquetable de 53 × 36 mm, un accessoire costal latéral malléable (60 × 35 mm) et cinq valves progressives allant de 30 × 35 mm à 70 × 35 mm pour s'adapter aux profondeurs thoraciques spécifiques des patients.

Fabriquée entièrement en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), non magnétique, avec une finition satinée fine, Retractor Maker fournit le système d'écarteur Valve XS non stérile et entièrement autoclavable dans un conteneur de stérilisation en aluminium robuste personnalisé, garantissant une rotation rapide des plateaux et une durabilité à long terme.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest