



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Levantamiento de Cejas Coronal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Levantamiento de Cejas Coronal

SKU RM-CBLR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Coronal Brow Lift Retractor	Longitud de 7 ¼" (18.4 cm), cabezal de 70.0 mm, 7 ganchos afilados	\$49
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Levantamiento de Cejas Coronal es un instrumento especializado para cirugía plástica y reconstructiva facial, diseñado específicamente para ofrecer una tracción tisular potente y antideslizante durante procedimientos abiertos de frente y cejas. Diseñado con un cabezal tipo rastrillo expansivo de 70.0 mm de ancho, este instrumento distribuye la contratracción manual sobre una superficie galeal amplia, evitando desgarros focales mientras maximiza la visualización quirúrgica del reborde supraorbitario.

Construido para soportar un gran apalancamiento sin deslizamiento, esta configuración del Separador para Levantamiento de Cejas Coronal presenta una longitud total de 7 ¼ pulgadas (18.4 cm). Su extremo de trabajo está equipado con 7 ganchos afilados descentrados, diseñados específicamente para sujetar firmemente el cuero cabelludo denso, la galea y la musculatura frontal durante la tracción manual continua. El vástago angulado mantiene la mano del asistente fuera de la línea de visión, mientras que el mango plano ergonómico proporciona un apalancamiento manual sin fatiga durante el tunelizado subperióstico profundo.

Mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica este separador para resistir ciclos rigurosos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la tracción, excepcional resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa para centros de cirugía plástica facial en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest