



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Obwegeser Mandibular Channel Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Mandibular Channel Retractor

SKU RM-OMCR-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
8 mm Kanal Boyutu	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm Kanal Boyutu	RM-OMCR-1-2	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Obwegeser Mandibular Channel Retractor, sagittal split ramus osteotomileri (SSRO) sırasında güvenli, atravmatik yumuşak doku ekarte etme ve kemik sınırı koruması sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Mandibulanın alt korteksine güvenli bir şekilde oturan anatomik kanal oluşu ile tasarlanan bu alet, cerrahların fasiyal arteri, anterior fasiyal veni ve marjinal mandibular siniri tamamen koruyarak alt kenar kemik kesilerini gerçekleştirmesine olanak tanır.

Hassas intraoral erişim için üretilen bu Obwegeser Mandibular Channel Retractor, iki standart bıçak genişliği parametresinde mevcuttur: dar mandibular sınırlar için 8 mm boyutu (\$44) ve daha geniş kemik anatomisi için 10 mm boyutu (\$49). Uzun ömürlü mukavemet ve korozyon direnci sağlamak için birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen pürüzsüz kanal profili, servikal fasiyal planlara kaymadan kortikal kemiğe sıkıca oturur. Ergonomik sap, asistan hekimler için yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Obwegeser Mandibular Channel Retractor'ı tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ağız, çene ve yüz rekonstrüktif cerrahlarına olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest