



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Acetabular Eklem Ekartörü Dar Çift Uçlu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Acetabular Eklem Ekartörü Dar Çift Uçlu

SKU RM-ARNDP-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Dar — 32 mm bıçak	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standart — 44 mm bıçak	RM-ARNDP-1-2	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Acetabular Eklem Ekartörü Dar Çift Uçlu, total kalça protezi ve kalça rekonstrüksiyonu cerrahisi sırasında asetabulumla olağanüstü görsel erişim sağlamak üzere tasarlanmış ağır hizmet tipi bir ortopedik cerrahi ekartördür. Bu alet, çift uçlarını asetabular kenara veya iskiuma güvenli bir şekilde sabitleyerek cerrahi ekiplerin femuru ve çevredeki kas sistemini güçlü bir mekanik manivela kuvvetiyle ekarte etmesine olanak tanır.

Sağlam intraoperatif stabilite için tasarlanan bu Acetabular Eklem Ekartörü Dar Çift Uçlu konfigürasyonu, asistanın ellerini doğrudan görüş alanının dışında tutan 12 ½-inç (31.75 cm) uzatılmış bir şafta sahiptir. Alet, bitişik nörovasküler demetlere zarar vermeden veya kaymadan kemiğe sıkıca tutunan kavisli bir boyun ve dar çift uçlara sahip 32 mm ve 44 mm olmak üzere iki özel uç genişliğinde mevcuttur.

Yüksek gerilimli çekirdeğe ve parlama önleyici saten kaplamaya sahip birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Acetabular Eklem Ekartörü Dar Çift Uçlu aletini ağır ortopedik torklara ve tekrarlanan buhar sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek eklem rekonstrüksiyon ekiplerine uzun ömürlü klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest