



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Valve XS Retractor System

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Valve XS Retractor System

SKU RM-VXRS-1

\$999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Valve XS 側方アプローチ用リトラクションシステム	ダブルジョイント構成
1	ボールスナップ式ブレード (単体)	53 × 36 mm
1	側方肋骨リトラクター用アクセサリ (可塑性)	60 × 35 mm
1	Valve XS コネクティングクランプ Type B	構造用クランプ
1	リトラクションロッド	9" (230 mm)
1	MICS CABG用リトラクター	専用コンポーネント
1	心房リフトリトラクターブレード用装着器	専用装着ツール
1	ブレード (単体)	30 × 35 mm
1	ブレード (単体)	40 × 35 mm
1	ブレード (単体)	50 × 35 mm
1	ブレード (単体)	60 × 35 mm
1	ブレード (単体)	70 × 35 mm
1	滅菌ボックス	収納コンテナ

製品詳細

Valve XS Retractor Systemは、小切開による側方小開胸で行われる低侵襲弁膜症手術（MICS）専用に設計された、高度な胸郭・心臓展開プラットフォームです。ダブルジョイント式の多関節スプレッダーフレームを採用することで、肋間への負荷を最小限に抑えて肋骨骨折を防止しつつ、広範囲な術野を確保します。

精密な冠動脈および弁介入向けに設計されており、システムにはダブルジョイント側方アプローチ用リトラクターフレーム、Type Bコネクティングクランプ、9-inch (230 mm) リトラクションロッド、専用MICS CABGリトラクター、および特殊心房リフト用インスツルメントが含まれます。ブレードセットには、53 × 36 mmのボールスナップブレード、可塑性側方肋骨アクセサリー（60 × 35 mm）、および患者の胸郭の深さに合わせて選択できる30 × 35 mmから70 × 35 mmまでの5種類のプログレッシブブレードが揃っています。

Retractor Makerは、非磁性の医療グレードサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）にファインサテン仕上げを施し、本システムを非滅菌状態で提供します。堅牢なカスタムアルミニウム製滅菌コンテナに収納されており、オートクレーブに対応し、迅速な回転率と長期的な耐久性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest