



RETRACTOR MAKER

2026 KATALOĐU

CERRAHİ EKARTÖRLER · SİSTEMLER · BIÇAKLAR · BİLEŞENLER

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ekartör Üreticisi — by Retractor Maker

HAKKIMIZDA

Cerrahi Ekartörlerin Doğrudan Üreticisi

Retractor Maker, Pakistan'ın Sialkot şehrinde bulunan bir cerrahi ekartör doğrudan üreticisidir. Sekiz cerrahi uzmanlık alanı için ekartör sistemleri, bıçakları ve bileşenleri üretiyoruz.

Retractor Maker Nasıl Başladı?

Retractor Maker 2023'te kuruldu ancak cerrahi aletler konusundaki deneyimimiz çok daha eskiye dayanmaktadır.

Ben Saad Shahid ve halen ailemizin cerrahi alet işletmesi olan Hospitech Traders'ta babamla birlikte çalışıyorum. Babam Hospitech Traders'ı 1989'da kurdu ve uzun yıllardır cerrahi aletler üretip tedarik ediyoruz.

Retractor Maker fikri müşterilerimizden birinden geldi. Bir gün bir müşterimiz bizden batın cerrahisi ekartörü istedi. O zamanlar ekartör üretmiyorduk, bu yüzden diğer şirketlerin mevcut ürünlerine bakmaya başladım.

Bulduklarım beni şaşırttı. Bazı komple ekartör sistemleri 60.000 ila 65.000 USD civarında fiyatlara satılıyordu. Bu fiyatları çok pahalı buldum, özellikle de cerrahi aletleri kendimiz üretmek için gereken makinelere, çalışanlara ve üretim deneyimine zaten sahip olduğumuzu bildiğimden.

Böylece düşündüm: Neden ekartörü kendimiz yapıp çok daha uygun bir fiyata sunmuyoruz? Retractor Maker'ı kurmamın sebebi buydu.

BUGÜN NE YAPIYORUZ

Onları Kendimiz Üretmeye Başladık

Başka bir şirketten ekartör alıp yeniden satmak yerine, onları kendi atölyemizde üretmeye karar verdim. Cerrahi aletler konusundaki deneyimimiz sayesinde makinelere ve üretim düzenine zaten sahiptik. Bu kaynakları kendi ekartör sistemlerimizi geliştirmek ve üretmek için kullandık.

Bugün, ekartör sistemlerimizin birçoğunu büyük markaların benzer sistemlerine göre %90'a varan daha düşük fiyatlarla sunuyoruz. Amacımız sadece ekartör yapmak değil. Onları dünya çapındaki hastaneler, cerrahlar ve tıp kuruluşları için daha uygun fiyatlı ve erişilebilir kılmaktır.

Halen Ailemizin Üretim İşletmesinin Bir Parçası

Retractor Maker, cerrahi alet üretiminde sahip olduğumuz deneyimden doğdu. Halen babamla birlikte Hospitech Traders'ta aktif olarak yer alırken, aynı zamanda cerrahi ekartörlere odaklanmış özel bir işletme olarak Retractor Maker'ı yönetiyorum.

Cerrahi Uzmanlık Alanları

Genel cerrahi · Üroloji · Kardiyovasküler cerrahi · KBB · Plastik cerrahi · Ortopedi ve omurga cerrahisi · Nöroşirürji · Kadın hastalıkları ve doğum.

Dünya çapında hastaneler, tıbbi distribütörler, cerrahlar ve sağlık kuruluşları ile doğrudan çalışıyoruz. Ayrıca standart bir ürünün müşterinin ihtiyaçlarını karşılamadığı durumlarda özel konfigürasyonlar ve özel gereksinimler üzerinde de çalışıyoruz.

Amacımız

Ekartörleri kendimiz üretmek ve büyük markaların benzer sistemlerine göre %90'a varan daha düşük fiyatlarla sunmak, böylece daha fazla hastanenin ihtiyaç duydukları ekipmanı karşılayabilmesini sağlamak.

ÜRÜN KATEGORİLERİ

Her kategorideki ürün sayısına göre düzenlenmiştir

Ortopedik ve Omurga Ekartörleri

124 ürün

SAYFALAR 5-52



Genel Cerrahi Ekartörleri

118 ürün

SAYFALAR 53-95



KBB Ekartörleri

109 ürün

SAYFALAR 96-132



Plastik Cerrahi Ekartörleri

61 ürün

SAYFALAR 133-154



Kardiyovasküler Ekartörler

45 ürün

SAYFALAR 155-171



Kadın Doğum ve Jinekoloji Ekartörleri

26 ürün

SAYFALAR 172-181



Nöroşirürji Ekartörü

20 ürün


SAYFALAR 182-189



Üroloji Retraktörleri

4 ürün

SAYFALAR 190-191





Acetabular Eklem Ekartörü Dar Çift Uçlu

SKU **RM-ARNDP-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Dar — 32 mm bıçak	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standart — 44 mm bıçak	RM-ARNDP-1-2	\$99



Anterior Femoral Condylar Ekartör

SKU **RM-AFCR-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Anterior Femoral Condylar Ekartör	5" (12.7 cm) uzunluk, 45 mm pencereci tırtıklı bıçak	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99



Anterior Femoral Boyun Anteromedial Rim Ekartörü

SKU **RM-AFNAR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor	15" (37.46 cm) uzunluk, kavisli bıçak, altıgen sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Anterolateral Asetabular Rim Ekartör

SKU **RM-AAARR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Anterolateral Asetabular Rim Ekartör	10" (25.4 cm) uzunluk, 18 mm genişlik x 3.25" derinlikte uç	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



AORI Patellar Retraktör

SKU **RM-APR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5" (12.7 cm), 10 mm çalışma ucu	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm çalışma ucu	RM-APR-1-2	\$79



APC Kalça Ekartörü

SKU **RM-APCHR-1**

FİYAT **\$49 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Tek Uçlu	10" (25.4 cm) — asetabular kenarda hedeflenen kemik tutuşu
1	Çift Uçlu	10" (25.4 cm) — dengeli çift noktali yumuşak doku ve kapsül ekarte etme
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



B-Z Ekartör

SKU **RM-BZR-1**

FİYAT **\$339 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7.5 cm Derinlik (45° veya 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm Derinlik (45° veya 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



B-Z Weitlaner Ekartör

SKU **RM-BZWR-1**

FİYAT **\$339 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
B-Z Weitlaner Ekartör	28 cm toplam uzunluk, 83 mm derinliğinde 4x4 künt dişler, 90° açılı	\$339
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$339



Beard Distal Bicep Otostatik Ekartör

SKU **RM-BDBSRR-1**

FİYAT **\$299 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Beard Distal Radius Geniş Hohmann Ekartörü

SKU **RM-BDRWHR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Beard Distal Radius Geniş Hohmann Ekartörü	5.37" (13.63 cm) toplam uzunluk, geniş Hohmann uç	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Beckman-Weitlaner Otostatik Ekartör

SKU **RM-BWSRR-1**

FİYAT **\$149 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Beckmann Adson Otostatik Ekartör

SKU **RM-BASRR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
25 mm Şaft Profili	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Şaft Profili	RM-BASRR-1-2	\$59



Bennett Tibia Ekartörü

SKU **RM-BTR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 45 mm bıçak	RM-BTR-1-1	\$79
Büyük — 63 mm bıçak	RM-BTR-1-2	\$89



Eğri Hohmann Ekartör

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 3/4"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 1/2"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 1/2"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89





Black Belt Servikal Ekartör Sistemi

SKU **RM-BBCRS-1**

FİYAT **\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ekartör Gövdesi (Sağ)	Sağ taraf gövde konfigürasyonu
1	Ekartör Gövdesi (Sol)	Sol taraf gövde konfigürasyonu
1	Ekartör Gövdesi (Ofset)	Ofset gövde konfigürasyonu
2	Blade Yerleştirme Klempleri	Blade yerleştirme ve sabitleme için kullanılan bileşenler
14	Dişli Bladeler	Birden fazla boyutta 34 mm - 70 mm dişli blade seçenekleri
14	Künt Bladeler	Birden fazla boyutta 34 mm - 70 mm künt blade seçenekleri
12	İki Seviyeli Dişli Bladeler	40 mm - 55 mm iki seviyeli dişli blade seçenekleri
6	İki Seviyeli Künt Bladeler	40 mm - 55 mm iki seviyeli künt blade seçenekleri
1	Sterilizasyon Konteyneri	Organizasyon, saklama ve yeniden işleme konteyneri



Blount Diz Ekartörü

SKU **RM-BKR-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
6 3/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Browne Deltoid Ekartörler

SKU **RM-BDR-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



C Ekartörler

SKU **RM-CR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Campbell Sinir Kökü Ekartörü

SKU **RM-CNRR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Campbell Nerve Root Retractor	8 ¾" (22.2 cm) uzunluk, 10-10.5 mm geniş uç	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69



Kapsül Ekartörleri

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Tekli Çatal (Keskin)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Çift Dişli (Keskin veya Künt)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Üç Dişli	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor (Otomatik Ekartör)

SKU **RM-CTSRR-1**

FİYAT **\$144 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor	4 1/4" (10.79 cm) uzunluk, күnt uçlar, mekanik kilit	\$144
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$144



Caspar Cervical Retractor With Ratchet

SKU **RM-CCRWR-1**

FİYAT **\$289 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU **RM-CLMRS-1**

FİYAT **\$799 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lateral Bleyd	40 mm
1	Lateral Bleyd	45 mm
1	Lateral Bleyd	50 mm
1	Lateral Bleyd	55 mm
1	Lateral Bleyd	60 mm
1	Lateral Bleyd	65 mm
1	Lateral Bleyd	75 mm
1	Spekulum	40 mm
1	Spekulum	45 mm
1	Spekulum	50 mm
1	Spekulum	55 mm
1	Spekulum	60 mm
1	Spekulum	65 mm
1	Spekulum	75 mm
1	Bleyd Ejektör Pensi	Hızlı bırakma özellikli bleyd değişim pensi
1	Caspar Microdiscectomy Retractor Frame	Kontra-retraksiyon çerçevesi
1	Sterilizasyon Kutusu	Düzenleme tepsili alüminyum konteyner



Caspar Sinir Kökü Ekartörleri

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
4 mm bıçak	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm bıçak	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm bıçak	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
10 mm bıçak	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Casper Ekartör

SKU **RM-CR-21-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Casper Ekartör	21 cm uzunluk, 17.0 x 67.0 mm bıçak, parmak halkalı sap	\$64
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$64



Casper Self Retaining Retractor

SKU **RM-CSRR-SET-1**

FİYAT **\$649 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Çift Mafsallı Makas İskeleti Şasisi	Cırcırlı ve vida kilitli, düşük profilli mafsallı iskelet
1	Manuel Ayar Anahtarı	Mikro gerilim ayarı için kalibre edilmiş ayar anahtarı
1 Set	Yarı Keskin Lateral Dişli Uçlar	38 mm derinlik (seçilebilir 2, 3 veya 4 dişli modeller)
1 Set	Uzatılmış Düz Visseral Kanca Uçlar	38 mm derinlikte pürüzsüz atravmatik uç modülleri
1	Koruyucu Saklama / Taşıma Kutusu	Özel tasarlanmış taşıma çantası



Casper Cervical Retractor

SKU **RM-CCR-115-1**

FİYAT **\$199 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Casper Cervical Retractor Şasisi	11.5 cm çerçeve, 4 kollu menteşeli transversal tasarım, 85 mm açılma	\$199
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$199



Servikal Ekartör Çerçevesi

SKU **RM-CRF-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
16.5 cm Rijit Kollar	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm Mentşeli Kollar	RM-CRF-1-2	\$119



Servikal Doku Ekartörü

SKU **RM-CTR-13-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Servikal Doku Ekartörü	13 cm toplam uzunluk, 1x1 küt uç	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Chandler Ekartör

SKU **RM-CHR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük (16.0 mm yaprak)	RM-CHR-1-1	\$69
Orta (20.0 mm yaprak)	RM-CHR-1-2	\$74
Büyük (25.0 mm yaprak)	RM-CHR-1-3	\$79



Charnley İlk İnsizyon Ekartörü

SKU **RM-CIIR-399-1**

FİYAT **\$399 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Self-Retaining Halka Forseps Şasisi	Pürüzsüz çerçeve halkası
1	Kısa Dışa Kavisli 4 Küt Uçlu Bıçak	25 mm x 32 mm çalışma ucu
1	Uzun Dışa Kavisli 4 Küt Uçlu Bıçak	25 mm x 38 mm çalışma ucu
1	Sökülebilir Traksiyon Kancası	Kavisli doku kavrama ankrajı
1	Metal Traksiyon Bağlantı Zinciri	Mekanik bağlantı kordonu
1	Yerçekimi Süspansiyon Ağırlık Düzenneği	Sürekli çekme kütle ağırlığı
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU **RM-CCLR-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Çapraz Tırtıklı Çeneler	RM-CCLR-1-1	\$99
Dişli Ağızlı	RM-CCLR-1-2	\$99



Cloward-Style Blade Retractor

SKU **RM-CSBR-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
13 x 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 x 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 x 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 x 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Cloward-Style Servikal Ekartör

SKU **RM-CSCR-17-1**

FİYAT **\$75 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cloward-Style Servikal Ekartör Gövdesi	17 cm toplam uzunluk, menteşeli kollar, cırcır kilidi	\$75
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$75



Cobra Ekartör

SKU **RM-COBR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart Uç — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Standart Keskin Uç — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Geniş Model — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Modifiye Küçük — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Çift Uçlu — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Derin Model — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Modifiye Büyük — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



El Destekli Cobra Ekartör

SKU **RM-CRHR-1**

FİYAT **\$169 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cobra Retractor with Hand Rest	10.22" uzunluk, 32 mm bıçak, entegre el desteği	\$169
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$169



Cobra Style Femur Retractor

SKU **RM-CSFR-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cobra Style Femur Retractor	11.75" (29.84 cm) uzunluk, kobra kavisli bıçak, geniş kancalı uç	\$84
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$84



Kollateral Ligaman Ekartörleri

SKU **RM-CLR-1**

FİYAT **\$104 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Kollateral Ligaman Ekartörü	8" (20.3 cm) toplam uzunluk, 5 mm ve 11 mm bıçak profilleri	\$104
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$104



Kollateral Yumuşak Doku Ekartörü

SKU **RM-CSTR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Kollateral Yumuşak Doku Ekartörü	9 1/2" uzunluk, 45 mm bıçak, 11 mm 2 dişli kavisli uç	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69



Konkav Diz Ekartörü

SKU **RM-CKR-1**

FİYAT **\$105 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart Bıçak	RM-CKR-1-1	\$105
Dar Uzun Bıçak	RM-CKR-1-2	\$105



D'Errico Sinir Kökü Ekartörü

SKU **RM-DNRR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm genişlik x 11.0 mm uzunluk — Standart lomber diskektomi ve sinir kökü mobilizasyonu	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (yaklaşık 11.0") — 7.0 mm genişlik x 11.0 mm uzunluk — Derin operatif koridor ve bariatrik lomber omurga erişimi	RM-DNRR-1-2	\$54



Deep Gelpi Ekartör

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

FİYAT **\$68 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
3 1/2" - 4 1/2" — Keskin, Künt, Açılı Keskin, 90°, Dik Açılı — Yüzeysel minör cerrahi, el ve pediatrik ekartman	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Keskin, Künt, Açılı Keskin, 90°, Dik Açılı — Orta seviye yumuşak doku, plastik ve servikal erişim	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Keskin, Künt, Açılı Keskin, 90°, Dik Açılı — Standart lomber omurga laminektomi ve eklem retraksiyonu	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Keskin, Künt, Açılı Keskin, 90°, Dik Açılı — Derin kaviteli pelvik, bariatrik ve çok seviyeli spinal füzyon	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Deep Gelpi Self Retaining Retractor

SKU **RM-DGSRR-1**

FİYAT **\$129 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7 ½" (yaklaşık 19.0 cm) — Açılı gövde, dışa kıvrık keskin dişler — Standart lomber omurga laminektomi ve eklem ekspozuru	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (yakl. 26.7 cm) — Uzatılmış açılı gövde, keskin dışa dönük dişler — Derin pelvik, bariatrik ve çok seviyeli spinal füzyon	RM-DGSRR-1-2	\$139



Dingo Modified Humeral Head Retraktörleri

SKU **RM-DMHHR-1**

FİYAT **\$134 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Dingo Modified Humeral Head Retraktörü	10" (25.5 cm) uzunluk, kavisli tırtıklı uç	\$134
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$134



Direct Access Anterior Broaching Ekartörü

SKU **RM-DAABR-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sol Yönelim — 9" (22.86 cm), 57 mm bleyd	RM-DAABR-1-1	\$99
Sağ Yönelim — 9" (22.86 cm), 57 mm bıçak	RM-DAABR-1-2	\$99



Engh İnterkondiler Çentik Ekartörü

SKU **RM-EINR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Engh İnterkondiler Çentik Ekartörü	8 ½" (206.4 mm) uzunluk, 2.25" uç	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Feler-Ducker Ekartör

SKU **RM-FDR-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Seçenek A — 54x25 mm Sol / 76x38 mm Sağ	RM-FDR-1-1	\$109
Seçenek B — 76x38 mm Sol / 54x25 mm Sağ	RM-FDR-1-2	\$109



Femoral Calcar Ekartörü

SKU **RM-FCR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Femoral Calcar Ekartörü	25 mm uç genişliği, 5.08 cm (2") derinlik, halka sap	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44



Femoral/Gluteus Medius Minimus Ekartör

SKU **RM-FGR-1175-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Femoral/Gluteus Medius Minimus Ekartör	11.75" (29.85 cm) uzunluk, 20 mm genişliğinde uç	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44



Flared Cobra Ekartörleri

SKU **RM-FCR-15-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sola Bakan — Tek Dişli, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Sola Bakan — Çift Dişli, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Sağa Bakan — Tek Dişli, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Sağa Bakan — Çift Dişli, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Ön Kol Döner Bıçaklı Ekartör

SKU **RM-FSBR-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Ön Kol Döner Bıçaklı Ekartör	5.12" (13.00 cm) bıçak, parmak halkalı sap, cırcır düzeneği — 1	\$74
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$74




Fukuda Kujat Tipi Ekartör

SKU **RM-FKSR-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Fukuda Kujat Tipi Ekartör	9" (22.86 cm) toplam uzunluk, geniş tırtıklı bıçak, T-Bar sap — 1	\$94
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$94



Fukuda Style Ekartörler

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm veya 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm veya 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm veya 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU **RM-GCRDA-1**

FİYAT **\$124 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
3 1/2 in (9 cm) blade	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) bıçak	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) bıçak	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) blade	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) bıçak — Standart	RM-GCRDA-1-5	\$124



Glenoid Kondil Ekartörü

SKU **RM-GCR-7-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Glenoid Kondil Ekartörü	7" (17.8 cm) toplam uzunluk, konturlu kanca ucu — 1	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$44




Glenoid Ekartörler

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

FİYAT **\$88 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 ¾" - 9" — Sola bakan	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Sağa bakan	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Sola bakan	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Sağa bakan	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Sola bakan	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Sağa bakan	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Greater Trochanteric Ekartör

SKU **RM-GTR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Greater Trochanteric Ekartör	14.875" (37.8 cm) uzunluk, 25 mm genişlik x 1.5" derinlikte uç — 1	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$49



Harvey Jackson Otostatik Ekartör

SKU **RM-HJSRR-1**

FİYAT **\$229 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Harvey Jackson Otostatik Ekartör	28 cm toplam uzunluk, 45 x 32 mm çeneler, 3x3 keskin dişler — 1	\$229
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$229



Hess Nerve Root Retractor

SKU **RM-HNRR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10.0 cm — 3.0 mm - 4.0 mm bıçak — Standart	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm - 7.0 mm bıçak — Standart	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Hibbs Retraktör

SKU **RM-HBR-24-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
51 mm uzunluk x 19 mm genişlik — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm uzunluk x 25 mm genişlik — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm uzunluk x 25 mm genişlik — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm uzunluk x 25 mm genişlik — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Hohmann Posterior Inferior Ekartör

SKU **RM-HPIR-11-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sol Sap Bükümü #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Orta Boy Sağ Sap Büküm #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Hohmann Ekartör

SKU **RM-HR-12IN-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
15 mm Geniş Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Geniş Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Hohmann Ekartör Eğik Ekstra Uzun Saplı

SKU **RM-HRBELH-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
9 3/4" (24.76 cm) — Ekstra uzun açılı sap	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Ekstra uzun açılı sap	RM-HRBELH-1-2	\$79



Hohmann Retractor Right Angled (Dik Açılı)

SKU **RM-HRRA-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
9 ½" Toplam Uzunluk — 24.13 cm uzunluk, 7" sap, 40 mm dik açılı büküm	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" Toplam Uzunluk — 24.76 cm uzunluk, 7" sap, 18 mm dik açılı büküm	RM-HRRA-1-2	\$79



Hohmann Retractor Yuvarlak Uçlu

SKU **RM-HRRE-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 ½" (21.91 cm) — 19 mm yuvarlak ağızlı	RM-HRRE-1-1	\$74
9 ¾" (24.76 cm) — 19 mm yuvarlak uç	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — 19 mm yuvarlak uç	RM-HRRE-1-3	\$84
11 ½" (29.21 cm) — 19 mm yuvarlak uç	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — 19 mm yuvarlak bıçak	RM-HRRE-1-5	\$94
12 ½" (30.80 cm) — 19 mm yuvarlak bıçak	RM-HRRE-1-6	\$99



Hohmann Retractor Kare Uçlu

SKU **RM-HRSE-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 ½" (21.59 cm) — Kare distal uçlu eğri bıçak	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Kare distal uçlu eğri bıçak	RM-HRSE-1-2	\$79



Hohmann Ekartörler, Açılı

SKU **RM-HRA-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
6 ½" Toplam Uzunluk — 16.51 cm uzunluk, 4 mm açılı uç	RM-HRA-1-1	\$69
11" Toplam Uzunluk — 27.94 cm uzunluk, 7" sap, 17 mm açılı büküm	RM-HRA-1-2	\$79



Hohmann Retraktörleri Kare Uçlu

SKU **RM-HRSB-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 ½" (21.59 cm) — Kare bıçak profili, ekstra uzun sap	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Kare uç profili, ekstra uzun sap	RM-HRSB-1-2	\$79



Holscher Retraktörler

SKU **RM-HLSR-1**

FİYAT **\$43 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7 mm Genişlik — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm Genişlik — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm Geniş — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Holsher Nerve Root Retractor

SKU **RM-HNRR-235-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Holsher Nerve Root Retractor	23.5 cm toplam uzunluk, geniş aşağı yönlü küt bıçak	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44



Humeral Head Retractor

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 3/4" (22.23 cm) — Eğri gövdeli, açılı halka ağızlı	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Eğri şaft, açılı halka uç	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Eğri şaft, açılı halka bıçak	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Eğri şaft, açılı halka uç	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU **RM-ILACF-1**

FİYAT **\$4,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Derinlik Ölçer	Renk kodlu
2	Twist Lock Kol	Silikon Kavrama
1	Boylamsal Çerçeve	Standart
1	Enine Çerçeve	Standart
2	Küt Bıçak	30 mm, gümüş
2	Küt Bıçak	35 mm, mavi
2	Küt Bıçak	40 mm, kırmızı
2	Küt Bıçak	55 mm, siyah
2	Küt Bıçak	60 mm, altın
2	Küt Bıçak	65 mm, lacivert
2	Küt Bıçak	70 mm, açık yeşil
2	Küt Bıçak	75 mm, turuncu
1	Kısa Dişli Bıçak	30 mm, gümüş
1	Kısa Dişli Bıçak	35 mm, mavi
1	Kısa Dişli Bıçak	40 mm, kırmızı
1	Kısa Dişli Bıçak	45 mm, yeşil
1	Kısa Dişli Bıçak	50 mm, menekşe
1	Kısa Dişli Bıçak	55 mm, siyah
1	Kısa Dişli Bıçak	60 mm, altın
1	Kısa Dişli Bıçak	65 mm, lacivert
1	Uzun Dişli Bıçak	30 mm, gümüş
1	Uzun Dişli Bıçak	35 mm, mavi
1	Uzun Dişli Bıçak	40 mm, kırmızı
1	Uzun Dişli Bıçak	45 mm, yeşil
1	Uzun Dişli Bıçak	50 mm, menekşe
1	Uzun Dişli Bıçak	55 mm, siyah
1	Uzun Dişli Bıçak	60 mm, altın
1	Uzun Dişli Bıçak	65 mm, lacivert
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 35 mm, mavi
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 40 mm, kırmızı
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 45 mm, yeşil
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 50 mm, menekşe
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 55 mm, siyah
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 60 mm, altın
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 35 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 40 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 45 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 50 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 55 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 60 mm
2	CVB Twist Matkap Ucu	8 mm derinlik, 5¼" uzunluk
1	CVB Distraktör Matkap Kılavuzu	Sol
1	CVB Distraktör Matkap Kılavuzu	Sağ
1	Vertebral Gövde Distraktörü	Sol, 100 mm rack
1	Vertebral Gövde Distraktörü	Sağ, 100 mm rack
2	CVB Tornavida	Silikon Saplı
1	Çok Seviyeli Distraktör	Sol, 120 mm rack, 90 mm uzatma
1	Çok Seviyeli Distraktör	Sağ, 120 mm rack, 90 mm uzatma
1	Kemik Grefti Tutucu	8 x 15 mm uç, 210 mm uzunluk
1	Kemik Grefti İmpaktörü	3 mm
1	Kemik Grefti İmpaktörü	5 mm
1	Kemik Grefti İmpaktörü	8 mm
1	Greft Kesici	Ayarlanabilir derinlik 8.75", 7 mm genişlik
1	ACF Kumpas	9"
1	Sterilizasyon Kutusu	Özel Bölmeli Kasa





Johnson Neuroma Ekartörü

SKU **RM-JNR-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Kolbel Omuz Ekartör Gövdesi

SKU **RM-KSRF-23-1**

FİYAT **\$159 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 36 mm x 36 mm bıçak	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Orta Boy — 53 mm x 36 mm bıçak	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Büyük — 68 mm x 36 mm bıçak	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Kolbel Yumuşak Doku Ekartörü

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

FİYAT **\$119 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Kolbel Yumuşak Doku Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 8" (20.32 cm) toplam uzunluk, kavisli küt dişli uç · Dahil Olan Miktar: 1	\$119
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$119



Lateral Fat Pad Ekartör

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Lateral Fat Pad Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 10" (25.4 cm) toplam uzunluk, 41 mm genişliğinde cıvalı kavisli bıçak · Dahil Olan Miktar: 1	\$84
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$84



Lateral Yumuşak Doku Ekartörleri

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
9.75 in — 20 mm uç	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm uç	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Lobster Anterior Lomber Ekartör

SKU **RM-LALR-1**

FİYAT **\$3,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ



ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
6	Lobster Ekartör Klempi	—
1	Dikey Postlu ve Çerçeve Kuplörülü Lobster Masa Klempi	—
1	Lobster Çerçeve	—
2	Lobster Mayo Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2¼" x 2"
1	Lobster Mayo Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	3½" x 2"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2¾" x 4½"
1	Lobster Harrington Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 5"
1	Lobster Malleable Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	3" x 6½"
1	Lobster Fence Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	4" x 6"
2	Lobster Renal Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	1" x 4"
2	Lobster Renal Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	1" x 6"
2	Lobster Renal Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	1" x 8"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	1½" x 6"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 6"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 8"
1	Sterilizasyon Kutusu	—



Love Nerve Root Retraktör

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

FİYAT **\$24 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ



ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Düz Profil	Mevcut Uzunluklar: 17.5 cm veya 21.5 cm · Temel Klinik Rol: Doğrudan lineer interlaminar erişim ve çıkan kök mobilizasyonu · Fiyat (USD): \$24.00 / \$29.00
1	45 Derece Açılı Profil	Mevcut Uzunluklar: 17.5 cm veya 21.5 cm · Temel Klinik Rol: Lateral reses dekompresyonu ve subartiküler sinir kökü koruması · Fiyat (USD): \$24.00 / \$29.00
1	90 Derece Açılı Profil	Mevcut Uzunluklar: 17.5 cm veya 21.5 cm · Temel Klinik Rol: Derin foraminaleksplorasyon ve medial dural sak tutuşu · Fiyat (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Uzunluklar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil



Love Sinir Kökü Ekartörü

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Love Sinir Kökü Ekartörü (Bayonet)	Boyutlar / Detaylar: 21 cm toplam uzunluk, bayonet şaft, kaşık uçlu sinir ucu · Dahil Olan Miktar: 1	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$29



Low Profile Ayak ve Ayak Bileği Ekartörü

SKU **RM-LPFAR-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Markham-Meyerdig Hemilaminektomi Ekartörü

SKU **RM-MMHR-17-1**

FİYAT **\$124 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 40 mm x 25 mm bıçak	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Orta Boy — 50 mm x 25 mm bıçak	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Büyük — 60 mm x 25 mm bıçak	RM-MMHR-17-1-3	\$124



McCulloch Tipi Mikrodisektomi Rijit Ekartör Çerçevesi

SKU **RM-MMRRF-14-1**

FİYAT **\$384 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
McCulloch Tipi Mikrodisektomi Rijit Ekartör Çerçevesi	Boyutlar / Detaylar: 14 cm toplam uzunluk, rijit menteşesiz şasi, dişli sürücü · Dahil Olan Miktar: 1	\$384
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$384



McCulloch-Tipi Sinir Kökü Ekartörü

SKU **RM-MNRR-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Meniskal Tamir Ekartörü

SKU **RM-MRR-5IN-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Meniskal Tamir Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 5" (12.7 cm) toplam uzunluk, cilalı kavisli deflektör bıçak · Dahil Olan Miktar: 1	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$59



Meyering Ekartör

SKU **RM-MDR-18-1**

FİYAT **\$99 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Künt Çalışma Ucu	Toplam Uzunluk: 18 cm · Temel Klinik Rol: Atravmatik paraspinal kas deplasmanı ve yumuşak doku tutma · Fiyat (USD): \$99.00
1	Keskin Çalışma Ucu	Toplam Uzunluk: 18 cm · Temel Klinik Rol: Yoğun fibröz fasya ve tendon insersiyonlarında sıkı tutuş · Fiyat (USD): \$99.00
1	Dişli Çalışma Ucu	Toplam Uzunluk: 18 cm · Temel Klinik Rol: Lamina ve faset sınırında kaymayan kemik sabitlemesi · Fiyat (USD): \$99.00
1	Eyer Şekli Çalışma Ucu	Toplam Uzunluk: 18 cm · Temel Klinik Rol: Konturlu kas demeti kavrama ve spinal dekompresyon erişimi · Fiyat (USD): \$99.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Toplam Uzunluk: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil



Meyering Retractor with Ratchet

SKU **RM-MRWR-18-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
32 mm × 25 mm Geniş	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm Genişlik	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Geniş	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Geniş	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Minimal İnvaziv Diz Ekartörleri

SKU **RM-MIKR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
19 cm Toplam Uzunluk	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm Toplam Uzunluk	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Toplam Uzunluk	RM-MIKR-1-3	\$89



MIS Sinir Kökü Ekartörü

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
4.7 mm Geniş Bıçak	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Geniş Blade	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Modifiye Fukuda Tipi Ekartörler

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Modified Fukuda Type Retractor	Elde tutulan ortopedik humerus manivela ekartörü, pencereci halka uç	\$89
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$89



Patella Ekartörü

SKU **RM-PTR-9IN-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Patella Ekartörü	9" (22.86 cm) uzunluk, 22 mm ped, 16 mm bıçak, kanca uç	\$84
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$84



PCL Ekartörü

SKU **RM-PCLR-25-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
PCL Ekartörü	25 cm (10") toplam uzunluk, 21 mm uç, 4 mm diş dizilimi	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99



PERCY AMPUTATION RETRACTOR

SKU **RM-PAR-1**

FİYAT **\$399 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Perkins Otostatik Ekartör

SKU **RM-PSRR-99-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart Masif Dişli Form — 13 cm, Sol veya Sağ	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Dişli ve Sivri Uçlu — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Dişli ve Sivri Uçlu — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Uçlu & Sivri Blade — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Uçlu & Sivri Blade — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Eğri Pencereci Ağz — 13 cm, Sol veya Sağ	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Tam Kanatlı Sivri Uç — 12.7 cm, Sol veya Sağ	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Phantom AL Anterior Lumbar Cerrahi Erişim Sistemi

SKU **RM-PAL-1**

FİYAT **\$3,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
4	Kanat 25 × 60 mm	Siğ derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 80 mm	Orta-siğ derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 100 mm	Orta derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 120 mm	Standart derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 140 mm	Genişletilmiş derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 160 mm	Derin cerrahi koridor ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 180 mm	Ekstra derin cerrahi koridor ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 200 mm	Maksimum erişimli ekartör kanadı
1	Ekartör Halkası	Ekartör için 300 mm çapında merkezi dairesel çerçeve
2	Uzatma Çubuğu	Ekartör çerçeve düzeneğini uzatır veya konumlandırır
6	Halka Klempli	Tutucuları ve bileşenleri ekartör halkasına sabitler
6	Pivotlu Kanat Tutucu	Halka üzerinde ayarlanabilir kanat montajı sağlar
1	Altıgen Anahtar	Çerçeve ayarı ve montajı için 225 mm manuel anahtar
2	Halka Tutuculu Kol	Ekartör halkasını destekler ve masa bağlantılarına bağlar
2	Dönebilir Masa Klempli	Destek yapısını ameliyat masası yan raylarına sabitler
1	Altıgen Tornavida Aleti	Sistem ayarı için özel sürücü aleti
1	Sterilizasyon Kutusu	Yeniden işleme için delikli alüminyum saklama kabı





Phantom ML MIS Lomber Cerrahi Erişim Sistemi

SKU **RM-PML-1**

FİYAT **\$3,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Düz Kanca 40 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 50 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 60 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 70 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 80 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 90 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 100 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	T-Kollu Pivot Kontrolü	Pivot ayan için manuel kontrol kolu
1	Dönebilen Masa Klempi	Düzeneği ameliyat masası yan rayına sabitler
1	Işık Kablosu	Standart kavisli, 10 ft, steril olmayan; kaynaktan ekartöre ışık iletir
1	LED Işık Kaynağı	Taşınabilir/masaüstü aydınlatma ünitesi
1	Açılı Artiküle Kol	Klempi iskelete bağlayan çok eklemli ray klempi kolu
1	MIS Lomber Taban Pivot Ekartörü	Lomber erişim için üstten yüklemeli, 250 mm raylı ana yapısal taban iskeleti
1	Ray Konnektörü	Yardımcı rayları ana iskelete bağlar
1	Pivot Merkez Kanat Tutucu	Üstten yüklemeli, 130 mm ray; pivot kontrollü merkez kanadı tutar
1	Karşı Pivot Step Over Ekartör	Yandan yüklemeli, Sure-Lock, lateral stabilite için 225 mm raylı karşı ekartasyon kolu
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 50 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 60 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 70 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 80 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 90 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 100 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 110 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 120 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 40 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 50 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 60 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 70 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 80 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 90 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 100 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 110 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 120 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 50 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
1	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 60 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 70 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 80 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 90 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 100 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 110 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 120 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
1	Dilatör 8 mm	Sıralı doku dilatasyon aleti
1	Dilatör 13 mm	Sıralı doku dilatasyon aleti
1	Dilatör 18 mm	Sıralı doku dilatasyon aleti
1	Dilatör 22 mm	Sıralı doku dilatasyon aleti
1	Obtüratör 18 mm	İlk yerleştirme ve kılavuzluk aleti
1	Obtüratör 22 mm	İlk yerleştirme ve kılavuzluk aleti
1	Sterilizasyon Kutusu	Düzenleme ve yeniden işleme için saklama konteyneri





Ranawat Diz Ekartörü

SKU **RM-RKR-95-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Ranawat Diz Ekartörü	9 ½" (24.13 cm) uzunluk, 17 x 34 mm 90° bıçak (Künt veya Keskin)	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Ters Hohmann Ekartörü

SKU **RM-RHR-85-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Ters Hohmann Ekartörü	8 ½" (21.59 cm) uzunluk, asimetrik kör dişli bıçak, pencereci sap	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69



S Total Knee Ekartör

SKU **RM-STKR-6IN-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Tekli Bıçak 10 mm — 6" length, 10 mm genişliğinde bıçak	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Tekli Bıçak 20 mm — 6" length, 20 mm genişliğinde bıçak	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Çift Uçlu Tasarım — 6" boy, 5 mm & 13 mm çift uçlar	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Sandhu Sinir Kökü Ekartörü

SKU **RM-SNRR-243-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sandhu Sinir Kökü Ekartörü	24.3 cm toplam uzunluk, 3.2 mm künt uç, 90° dövuilebilir şaft	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$54



Saxena Kemik Grefti Ekartörü

SKU **RM-SBGR-1**

FİYAT **\$124 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
16.5 cm Varyant — Tırtıklı veya Çapraz Tırtıklı	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm Varyant — Dişli veya Çapraz Dişli	RM-SBGR-1-2	\$149



Scoville Sinir Kökü Ekartörü

SKU **RM-SNRR-235-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Scoville Sinir Kökü Ekartörü	23.5 cm toplam uzunluk, açılı konturlu uç, ince şaft	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Scoville Self Retaining Retractor

SKU **RM-SSRR-150-1**

FİYAT **\$259 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Otomatik Kilitli Kılavuz Ray Gövdesi	Nöroşirürji ve spinal kavite maruziyetleri için tasarlanmış ana taban sürgülü rayı
1	Çıkarılabilir Tekli Keskin Uçlu Lateral Blade	Ağır insizyon hatlarının derinliklerine ankrāj yapmak için tasarlanmış 50 mm tekli pençe blade
1	Çıkarılabilir Dolu Dişli Lateral Blade	Yapılandırılmış dişli uçlarla donatılmış 60 mm x 25 mm dolu kemik ekartasyon blade'i
1	Entegre Manuel Vida Kilidi Dişlisi	Kullanıcı yorgunluğunu azaltırken tam yatay açıklığı sabitleyen dişli tertibatı
2	Ergonomik Ekartör Forseps Kolları	Tamamen pürüzsüz çevre kenarlarıyla üretilmiş hafif, çift kollu şaftlar
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Scoville-Haverfield Otostatik Ekartör

SKU **RM-SHSRR-150-1**

FİYAT **\$339 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Menteşeli Kollu Otostatik Çerçeve	Görüş hattının dışına doğru aşağı açılan eklemlı makas hareketli şasi
1	Çıkarılabilir Tek Keskin Uçlu Lateral Bıçak	İnsizyon kenarlarının altına derinlemesine ankrāj yapmak için tasarlanmış 50 mm tek tırnaklı bıçak
1	Çıkarılabilir Katı Dişli Lateral Bıçak	Mikro dişli bir ucla donatılmış 60 mm x 25 mm katı kemik ekartasyon paleti
1	Entegre Manuel Vidalı Kilit Dişlisi	Yorgunluğu sınırlamak için sarsılmaz açık tutuş sağlayan merkezi vida mekanizması
2	Ergonomik Ekartör Pens Kolları	Tamamen pürüzsüz çevrelerle dövülmüş hafif yapıllı sap kolları
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Scoville-Richter Otostatik Ekartör

SKU **RM-SRSRR-155-1**

FİYAT **\$395 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Otostatik Taban Çerçeve Rayı	Zorlu doku alanlarını sabit tutmak için tasarlanmış ana sürgü çubuğu şasisi
1	Çıkarılabilir 3 Dişli Yarı Keskin Lateral Bıçak	Derin doku yüzeylerini sabitlemek için tasarlanmış 62 mm x 37 mm pençe ucu aparatı
1	Çıkarılabilir 4 Dişli Yarı Keskin Lateral Bıçak	Daha geniş doku marjlarını germek için tasarlanmış 62 mm x 52 mm pençe ucu aparatı
1	Entegre Manuel Vida Kilidi Dişlisi	Yorgunluğu en aza indirmek için sabit genişleme sağlayan mekanik rotasyon klempli
2	Ergonomik Ekartör Pens Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlara sahip hafif, çift saplı profiller
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



SHADOWLINE Trimline Servikal Spinal Ekartör Seti

SKU **RM-STCSRS-1**

FİYAT **\$2,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Renk Kodlu Derinlik Ölçer	Enstrümanlar ve Çerçeveler — standart
2	Kilitleme Ekartör Kolu (Yandan yüklemeli)	Enstrümanlar ve Çerçeveler — standart
1	Kademeli Transvers Ekartör Çerçevesi	Enstrümanlar ve Çerçeveler — çift mafsallı, yandan yüklemeli
1	Transvers Ekartör Çerçevesi	Enstrümanlar ve Çerçeveler — çift mafsallı, yandan yüklemeli (120 mm açıklık)
1	Enstrüman Çantası	Saklama ve Koruma — düzenleme tepsi
1	Sterilizasyon Kutusu	Saklama ve Koruma — delikli konteyner
2	Gümüş Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 30 mm x 23 mm
2	Mavi Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 35 mm x 23 mm
2	Kırmızı Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 40 mm x 23 mm
2	Yeşil Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 45 mm x 23 mm
2	Menekşe Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 50 mm x 23 mm
2	Siyah Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 55 mm x 23 mm
2	Altın Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 60 mm x 23 mm
2	Lacivert Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 65 mm x 23 mm
2	Açık Yeşil Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 70 mm x 23 mm
2	Turuncu Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 75 mm x 23 mm
2	Mavi Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 35 mm x 14 mm
2	Kırmızı Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 40 mm x 14 mm
2	Yeşil Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 45 mm x 14 mm
2	Menekşe Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 50 mm x 14 mm
2	Siyah Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 55 mm x 14 mm
2	Altın Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 60 mm x 14 mm
1	Gümüş Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 30 mm x 23 mm
1	Mavi Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 35 mm x 23 mm
1	Kırmızı Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 40 mm x 23 mm
1	Yeşil Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 45 mm x 23 mm
1	Menekşe Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 50 mm x 23 mm
1	Siyah Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 55 mm x 23 mm
1	Altın Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 60 mm x 23 mm
1	Lacivert Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 65 mm x 23 mm
1	Gümüş Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 30 mm x 23 mm
1	Mavi Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 35 mm x 23 mm
1	Kırmızı Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 40 mm x 23 mm
1	Yeşil Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 45 mm x 23 mm
1	Menekşe Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 50 mm x 23 mm
1	Siyah Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 55 mm x 23 mm
1	Altın Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 60 mm x 23 mm
1	Lacivert Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 65 mm x 23 mm
2	Mavi Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 35 mm x 14 mm
2	Kırmızı Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 40 mm x 14 mm
2	Yeşil Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 45 mm x 14 mm
2	Menekşe Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 50 mm x 14 mm
2	Siyah Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 55 mm x 14 mm
2	Altın Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 60 mm x 14 mm





Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	7 ¾" (19.68 cm) uzunluk, 40 mm genişliğinde bıçak, ergonomik T-sap	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Sofield Ekartör

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

FİYAT **\$46 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Boyut #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Boyut #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Boyut #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Boyut #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Boyut #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Boyut #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



İstiflenebilir Hohmann Ekartörler

SKU **RM-SHR-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 ¾" (20.96 cm) — Standart, Geniş veya Açılı Bıçak	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¾" (23.50 cm) — Standart, Geniş veya Bükük Uçlu	RM-SHR-1-2	\$99




Super-Slide Laminectomy Retractor

SKU **RM-SSLR-1**

FİYAT **\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ



ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ekartör Çerçevesi	Ekartör sisteminin ana yapısal gövdesi
4	Küçük Bleydler	Cerrahi ekartasyon için 2" derinliğinde küçük bleyd seçenekleri
4	Orta Bleydler	3" derinliğinde orta derinlikli bleyd seçenekleri
4	Büyük Bleydler	4" derinliğinde büyük derinlikli bleyd seçenekleri
4	Destekleyici Bleydler	4¾" derinliğinde ekstra derinlikli bleyd seçenekleri
1	Sterilizasyon Kutusu	Tüm setin düzenlenmesi ve saklanması için konteyner



Surgical Lead Hand Retractor Plate

SKU **RM-SLHRP-199-1**

FİYAT **\$199 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA



EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Yetişkin el şeklinde şekillendirilebilir kurşun ekartör plakası	\$199
Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı	\$199



T Saplı Retraktör Açılı Blade

SKU **RM-THRAB-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA



EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm veya 120×32 mm dişli	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm veya 120×32 mm dişli	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm veya 120×32 mm dişli	RM-THRAB-1-3	\$139



Taylor Spinal Retractor

SKU **RM-TSR-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) derinlik — Servikal ve torasik posterior laminektomi, adolesan omurga	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" veya 4" derinlik — Standart yetişkin lumbal omurga laminektomi ve diskektomi	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) derinlik — Derin lomber füzyon, bariatrik omurga ve sakral ekartman	RM-TSR-1-3	\$89



Toennis Sinir Kökü Ekartörü

SKU **RM-TNRR-15-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Toennis Sinir Kökü Ekartörü	15 cm toplam uzunluk, ince şaft, pürüzsüz konturlu kanca ucu	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Total ve Ters Omuz Artroplastisi Glenosfer Bileşen Ekartörü

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Total ve Ters Omuz Artroplastisi Glenosfer Bileşen Ekartörü	10 ¾" (26.03 cm) uzunluk, 24 mm çift çatallı uç, ergonomik sap	\$109
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$109




Tübüler Ekartör Sistemi

SKU **RM-TRS-MIS-1**

FİYAT **\$2,199 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 14 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Çok eklemlili artiküle tutucu kol
1	Table Clamp Set	Ameliyat masası ray montaj klempli
1	Sterilization Box	Organize yeniden işleme için uygun kasa





Wallace Knee Retractor

SKU **RM-WKR-5IN-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Wallace Knee Retractor	5" (12.7 cm) toplam uzunluk, çift kollu kendinden tutmalı çerçeve, vida kilit dişlisi	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Williams Discectomy Ekartörü

SKU **RM-WDR-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
50 mm x 20 mm (Sol veya Sağ)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (Sol veya Sağ)	RM-WDR-1-2	\$99



Williams Distal Radius Kırık Ekartörü

SKU **RM-WDRFR-45-1**

FİYAT **\$189 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Eğri Sol Ağız — 4.5" (11.43 cm) uzunluk, künt açılı dişler, sola eğimli	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Eğri Sağ Ağız — 4.5" (11.43 cm) uzunluk, künt açılı dişler, sağa eğimli	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Williams Spinal Diskektomi Ekartörü

SKU **RM-WSDR-153-1**

FİYAT **\$149 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
50 mm - 70 mm derinlik (10 veya 20 mm) — Sol veya Sağ	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm - 90 mm derinlik (10 veya 20 mm) — Sol taraf veya Sağ taraf	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm derinlik (10 veya 20 mm) — Sol yönlü veya Sağ yönlü	RM-WSDR-153-1-3	\$149



Wiltse-Gelpi Self-Retaining Retractor

SKU **RM-WGSRR-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
28.0 cm Tasarım — Dışa kavisli kollar, sivri uçlar, cırcırlı kilit	RM-WGSRR-1-1	\$99
30.5 cm Yerleşim — Dışa kavisli kollar, keskin uçlar, kilitli mandal	RM-WGSRR-1-2	\$109






Image-Line ACF Distraksiyonlu Hızlı Bırakma Ekartör Seti

SKU **RM-ILACF-QR-1**

FİYAT **\$4,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Derinlik Ölçer	Renk kodlu
2	Yaylı Sap	Hızlı Bırakma Mekanizması
1	Boylamsal Çerçeve	Standart Hızlı Bırakma
1	Boylamsal Çerçeve (Panther Kaplamalı)	Parlama Emici Yüzey
1	Enine Çerçeve	Standart Hızlı Bırakma
1	Enine Çerçeve (Panther Seramik)	Seramik Yansıma Yapmayan Kaplama
2	Künt Bleyd	30 mm, gümüş
2	Künt Bleyd	35 mm, mavi
2	Künt Bleyd	40 mm, kırmızı
2	Künt Bleyd	45 mm, yeşil
2	Künt Bleyd	50 mm, mor
2	Künt Bleyd	55 mm, siyah
2	Künt Bleyd	60 mm, altın
2	Künt Bleyd	65 mm, lacivert
2	Künt Bleyd	70 mm, açık yeşil
2	Künt Bleyd	75 mm, turuncu
1	Bleyd, Kısa Dişli	30 mm, gümüş
1	Bleyd, Kısa Dişli	35 mm, mavi
1	Bleyd, Kısa Dişli	40 mm, kırmızı
1	Bleyd, Kısa Dişli	45 mm, yeşil
1	Bleyd, Kısa Dişli	50 mm, mor
1	Bleyd, Kısa Dişli	55 mm, siyah
1	Bleyd, Kısa Dişli	60 mm, altın
1	Bleyd, Kısa Dişli	65 mm, lacivert
1	Bleyd, Uzun Dişli	30 mm, gümüş
1	Bleyd, Uzun Dişli	35 mm, mavi
1	Bleyd, Uzun Dişli	40 mm, kırmızı
1	Bleyd, Uzun Dişli	45 mm, yeşil
1	Bleyd, Uzun Dişli	50 mm, mor
1	Bleyd, Uzun Dişli	55 mm, siyah
1	Bleyd, Uzun Dişli	60 mm, altın
1	Bleyd, Uzun Dişli	65 mm, lacivert
2	Mikro Bleyd, Künt	14 x 35 mm, mavi
2	Mikro Bleyd, Künt	14 x 40 mm, kırmızı
2	Mikro Bleyd, Künt	14 x 45 mm, yeşil
2	Mikro Bleyd, Künt	14 x 50 mm, mor
2	Mikro Bleyd, Künt	14 x 55 mm, siyah
2	Mikro Bleyd, Künt	14 x 60 mm, altın
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 x 35 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 x 40 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 x 45 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 x 50 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 x 55 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 x 60 mm
1	CVB Twist Matkap	8 mm derinlik, 5/4" uzunluk
1	CVB Distraktör Matkap Kılavuzu, Sol	Standart
1	CVB Distraktör Matkap Kılavuzu, Sağ	Standart
1	Vertebral Body Distraktör, Sol	100 mm rack
1	Vertebral Body Distraktör, Sağ	100 mm rack
2	CVB Torna Vida, Silikon Saplı	Standart
1	Çok Seviyeli Distraktör, Sol	120 mm rack, 90 mm uzatma
1	Çok Seviyeli Distraktör, Sağ	120 mm rack, 90 mm uzatma
1	Kemik Grefti Tutucusu	8 x 15 mm uç, 210 mm uzunluk
1	Kemik Grefti İmpaktörü	3 mm
1	Kemik Grefti İmpaktörü	5 mm
1	Kemik Grefti İmpaktörü	8 mm
1	Greft Kesici	Ayarlanabilir derinlik 8.75", 7 mm genişlik
1	ACF Kumpas	9"
1	Sterilizasyon Kutusu	Ağır Hizmet Tipi Düzenleyici Kutu






Bookwalter Posterior Spinal Ekartör

SKU **RM-BPSR-1**

FİYAT **\$2,399 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30.5 cm)
1	Post Kuplörü	Standart
1	Yatay Bar	1" Çap (2.5 cm)
6	Standart Cırcırlar	Eğimsiz
4	Eğimli Cırcır Mekanizmaları	Çok Açılı
1	Yarım Daire Halka Segmentleri	8½" Çap (21.6 cm)
1	Düz Halka Segmenti	4" Çap (10.2 cm)
1	Düz Halka Segmenti	6" Çap (15.2 cm)
1	Düz Halka Segmenti	8" Çap (20.3 cm)
2	Meyerding Bıçakları	¾" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Meyerding Bıçakları	1" x 3½" (2.5 x 8.5 cm)
2	Meyerding Bıçakları	2" x 3½" (5.1 x 9.5 cm)
2	Scoville Kancaları	Küçük
2	Scoville Kancaları	Büyük
2	3 Tırnaklı Tırmıklar	¾" Genişlik x ¾" Derinlik (1.7 x 1.9 cm)
2	4 Tırnaklı Tırmıklar	¾" Genişlik x ¾" Derinlik (1.9 x 0.8 cm)
2	6 Tırnaklı Tırmıklar	1" Genişlik x ¾" Derinlik (2.5 x 0.8 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa




Tedan Phantom CS-1600 Servikal Retraktör Seti

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

FİYAT **\$2,899 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
10 Çift (Toplam 20 Bıçak)	Künt Kenarlı Retraktör Bıçakları	30 mm'den 75 mm'ye kadar uzunluklarda (5 mm'lik artışlarla)
6 Çift (Toplam 12 Bıçak)	Mikro Künt Kenarlı Retraktör Bıçakları	35 mm'den 60 mm'ye kadar uzunluklarda (5 mm'lik artışlarla)
8 Bıçak	Uzun Dişli Retraktör Bıçakları	30 mm'den 65 mm'ye kadar uzunluklarda (5 mm'lik artışlarla)
1 Çift (Toplam 2 Bıçak)	Palet Bıçakları	Standart çok yönlü distraksiyon çerçevesi uyumluluğu
2 Kol	Yandan Yükleme Retraktör Kolları	Hızlı modüler bıçak değişimleri için ergonomik, bükümle açılan tasarım
1 Gösterge	Renk Kodlu Derinlik Göstergesi	Hızlı yumuşak doku derinliği ölçümü için kalibre edilmiştir
1 Montaj	Sürücü Saplı Büküm Matkap	Distraksiyon vidaları için manuel başlangıç ucu montajı
1 Kılavuz	Çift Matkap Kılavuzu	Vertebral distraksiyon vidaları arasında tam paralel boşluk sağlamak için
1 Kılavuz	Tek Matkap Kılavuzu	Bağımsız veya modüler distraksiyon vidası yerleşimi için
1 Uç	Büküm Matkap Ucu	Distraksiyon vidası pilot delme için özel yedek uç
2 Tornavida	Distraksiyon Tornavidaları	Caspar tarzı pimler için güvenli kavramalı manuel kurulum tornavidaları
1 Alet	Kumpas Ölçüm Aleti	Disk yüksekliği ve implant boşluk toleranslarını doğrulamak için hassas gösterge
1 Alet	Korunmalı Kemik Tamponu	6 mm x 10 mm profilli çift uçlu cerrahi yerleştirme aleti
1 Konteyner	Sterilizasyon Kutusu	Ağır hizmet tipi, özel olarak yerleştirilmiş organizasyonel cerrahi tepsi





ALM Otostatik Ekartör

SKU **RM-ASRR-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7 cm (yaklaşık 2.75"), 4x4 keskin veya künt dişler	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (yakl. 4.0"), 4x4 keskin veya künt dişli	RM-ASRR-1-2	\$99



Ambidextrous Otostatik Ekartörler

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

FİYAT **\$239 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
4x3 diş yapısı	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4x4 diş yapısı	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7x7 diş yapısı	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Army-Navy Ekartör - İkili Set

SKU **RM-ANR-SET-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Army-Navy Ekartör	21 cm toplam uzunluk, çift uçlu bıçaklar	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı	\$49



Balfour Baby Otostatik Ekartör

SKU **RM-BBSRR-1**

FİYAT **\$299 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1 Set (2 kanat)	Lateral Kanatlar	60 mm derinlik
1	Balfour Orta Kanat	21 mm genişlik x 24 mm derinlik
1	Balfour Ekartör Çerçevesi	125 x 90 mm




Balfour Ekartör

SKU **RM-BR-STD-1**

FİYAT **\$299 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Balfour Açma Çerçevesi	200 x 155 mm, 200 x 235 mm veya 200 x 265 mm
1 Çift	Lateral Retraksiyon Bıçakları	Entegre/Çıkarılabilir (60 mm veya 90 mm derinlik)
1	Ayarlanabilir Orta Bıçak	47 x 80 mm, 62 x 76 mm veya 80 x 80 mm
1	Koruyucu Saklama Paketi	Bireysel taşıma kutusu



Balfour USA Otostatik Ekartör

SKU **RM-BUSRR-1**

FİYAT **\$399 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
4 Set (toplam 8 kanat)	Lateral Kanatlar	65 mm, 85 mm, 105 mm ve 155 mm derinlik
1	Balfour Merkez Kanadı	70 mm genişlik x 70 mm derinlik
1	Düz Merkez Kanadı	70 mm genişlik x 100 mm derinlik
1	Balfour Çerçevesi	Kilitleme vidası ile merkezi yapısal destek çerçevesi



Boley Ekartör

SKU **RM-BR-16-1**

FİYAT **\$85 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Boley Ekartör	16 cm toplam uzunluk, çift uçlu bıçaklar	\$85
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$85



Brewster Retractor

SKU **RM-BRW-1**

FİYAT **\$159 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sınıf 'E' (1.9 x 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Sınıf 'D' (4.4 x 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Sınıf 'C' (5.1 x 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Sınıf 'B' (5.7 x 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Sınıf 'A' (6.3 x 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Brunner Ekartör

SKU **RM-BRUN-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
89 x 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 x 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 x 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 x 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 x 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 x 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 x 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Children's Hospital Ekartör

SKU **RM-CHR-PED-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Children's Hospital Ekartör	14 cm toplam uzunluk, çift uçlu pediyatrik uçlar	\$39
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$39



Collin Hartmann S-Şekli Ekartör

SKU **RM-CHSR-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Collin Hartmann S-Şekli Ekartör	16 cm toplam uzunluk, 52x33 mm ve 30x21 mm çift uç	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Cope Retractor Çift Taraflı

SKU **RM-CRDE-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cope Retractor Double Ended	18 cm toplam uzunluk, 6.0 mm ve 11.0 mm çift bıçak	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Crile Ekartör Çift Taraflı

SKU **RM-CRDE-RET-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Tip #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Tip #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35




Czerny Retractor Double-Ended

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Czerny Retractor Double-Ended	17.5 cm toplam uzunluk, 38 × 22 mm çift uçlu bıçaklar	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44





Deaver Ekartör

SKU **RM-DR-STD-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
18 cm L x 10 mm / 19 mm W — Pediyatrik, sig abdominal ve tiroid ekartmanı	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Standart apendektomi ve minör laparotomi erişimi	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Orta derece abdominal duvar ve pelvik retraksiyon	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Standart erişkin eksploratif laparotomi ekartmanı	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — Derin pelvik ve jinekolojik erişim	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Geniş visseral ve karaciğer deplasmanı	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Ekstra geniş abdominal duvar ve bariatrik visseral tutuş	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Derin retroperitoneal ve pelvik kanser cerrahisi	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Maksimum erişimli bariatrik ve aortik ekartman	RM-DR-STD-1-9	\$87



Deaver Retraktör İnce Saplı

SKU **RM-DRTH-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
12" (yaklaşık 30.5 cm) — 25, 38, 50, veya 75 mm — Standart abdominal duvar ve pelvik visseral retraksiyon	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (yakl. 33.0 cm) — 25, 38, 50, veya 75 mm — Derin retroperitoneal, bariatrik ve ortopedik kalça erişimi	RM-DRTH-1-2	\$64





Deaver Retractors Hollow Grip Handle

SKU **RM-DRHGH-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7" (yaklaşık 17.8 cm) — Pediatrik ve sıg abdominal yara ekartmanı	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 ½" (approx. 20.3 - 21.6 cm) — Standart apandektomi, tiroid ve pelvik retraksiyon	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (yaklaşık 22.9 - 25.4 cm) — Standart yetişkin eksploratif laparotomi ekartasyonu	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (yakl. 26.7 cm) — Derin pelvik ve jinekolojik cerrahi alanlar	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (yakl. 30.5 - 33.0 cm) — Derin visseral ekarte etme ve karaciğer/dalak elevasyonu	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Maksimum erişimli bariatrik ve retroperitoneal cerrahi	RM-DRHGH-1-6	\$80



Derin Rake Ekartör

SKU **RM-DRR-1**

FİYAT **\$68 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
38 mm Derinlik — 57 mm genişlik x 38 mm derinlik — Orta derece subkutan ve muskuler retraksiyon	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Derinlik — 57 mm genişlik x 51 mm derinlik — Standart abdominal duvar ve ortopedik eklem ekartmanı	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Derinlik — 57 mm genişlik x 63 mm derinlik — Derin pelvik taban ve paraspinal kas ekarte etme	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Derinlik — 57 mm genişlik x 76 mm derinlik — Maksimum derinlik bariatrik ve ağır kas manevrası	RM-DRR-1-4	\$80



Denis-Browne Retractor

SKU **RM-DBR-SET-1**

FİYAT **\$499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Sabitlemeli Dairesel Taban Çerçevesi	Her yönden görünürlük sağlayan 175 mm x 150 mm şasi
2 (1 Çift)	Değiştirilebilir Sığ Doku Paller	Hassas katmanlar için ideal 40 mm x 30 mm kavisli uçlar
2 (1 Çift)	Değiştirilebilir Derin Doku Paller	Hacimli dokular için optimize edilmiş 40 mm x 40 mm kavisli uçlar
4	Hızlı Kayar Değiştirilebilir Pimli Kilitler	Parmak yorgunluğunu azaltan kaydır ve kilitle ankraj mekanizması
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Desai Kendinden Kilitli Ekartör

SKU **RM-DSRR-1**

FİYAT **\$129 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Desai Kendinden Kilitli Ekartör	7.25" (18.41 cm) uzunluk, 90° açık döngülü bıçaklar, cırcırlı kilit	\$129
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$129



Dockhorn Ekartör

SKU **RM-DOCK-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
12.0 mm × 40.0 mm bıçak	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm uç	RM-DOCK-1-2	\$69



Doyen Karın Ekartörü

SKU **RM-DAR-25-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
90 mm Geniş Uç — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm Geniş Uç — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm Geniş Bıçak — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104




Doyen Ekartör

SKU **RM-DR-22-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
30 x 30 mm bleyd — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm bleyd — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm bıçak — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm bıçak — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm bıçak — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm blade — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Farabeuf Ekartör

SKU **RM-FBR-SET-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
12 cm (yaklaşık 4.7") set	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") set	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Farr Yaylı Ekartör

SKU **RM-FSR-1**

FİYAT **\$34 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
4 cm — Düz Bıçak veya Keskin Uç	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Yassı Bıçak veya Keskin Uç	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Yassı Bıçak veya Keskin Uç	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Düz Bıçak veya Keskin Uç	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Düz Blade veya Keskin Uç	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Yassı Uç veya Keskin Uç	RM-FSR-1-6	\$44



Fiber optic Deaver Retractor

SKU **RM-FODR-1**

FİYAT **\$139 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Fiber optic Deaver Retractor	8" (20.3 cm) sap, 1" (25 mm) kavisli uç, fiber optik demeti
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Fischl Ayakkabı Çekeceği Formlu Ekartör

SKU **RM-FSHR-16-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Fischl Shoe Horn Retractor	16 cm toplam uzunluk, kavisli ayakkabı çekeceği formlu spatül uç	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$24



Goelet Ekartör

SKU **RM-GLR-185-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Goelet Ekartör	18.5 cm uzunluk, 38 mm ve 45 mm çift uçlu bıçaklar — 1	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$44



Golligher Kendinden Sabitlemeli Ekartör

SKU **RM-GSRR-SET-1**

FİYAT **\$299 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Sabitlemeli Abdominal Çerçeve Şasisi	Derin genel cerrahi erişimi için çok amaçlı yapısal halka çerçeve
2	Çıkarılabilir Katı Lateral Kanatlar	Düz yüzeyli yan paneller (51 mm veya 102 mm derinlik)
2	Çıkarılabilir Merkezi Kanatlar	İç organ yapılarına uyumlu hafif kavisli kanatlar (51 mm veya 102 mm)
3	Bağımsız Kayar Vida Kilitleri	Yorgunluğu azaltmak için her kanada takılan mekanik cırcırlı kilitleme cıvataları
2	Ergonomik Ekartör Kol Kirişleri	Pürüzsüz kenar profillerine sahip hafif sap yapıları
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı



Gosset Otostatik Ekartör

SKU **RM-GSR-SET-1**

FİYAT **\$349 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Otostatik Sürgülü Ray Gövdesi	Düz veya kavisli mekanik kollarla sunulan temel şasi
2 (1 Çift)	Sabit Tel Lateral Kanatlar	63 mm x 35 mm halka tipi travmatik olmayan kanatlar
1	Sökülebilir Masif Merkezi Kanat	60 mm x 65 mm hafif kavisli doku ekartasyon paleti (3 kanatlı kurulumda)
1	Çift Sürgülü Vidalı Kilit Dişlisi	Ray konumunu sabitlemek için çok noktalı manuel başparmak kilitleme vidası sistemi
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlara sahip hafif sap rayları
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Harrington Splanchnic Ekartör

SKU **RM-HSR-SPL-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
127 mm uzunluk x 38 mm genişlik — 30.5 cm veya 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm uzunluk x 63 mm genişlik — 30.5 cm veya 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm uzunluk x 63 mm genişlik — 30.5 cm veya 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-HSR-FO-1**

FİYAT **\$189 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	127 x 62 mm bıçak, ışık demeti, aspirasyon-irigasyon kanalı — 1
1	Üniversal Işık Kablosu Bağlantısı	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır — 1
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart nakliye ambalajı — 1




Harrington Sweetheart Retraktör

SKU **RM-HSR-1**

FİYAT **\$129 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
4 x 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 x 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 x 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 x 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 x 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Hasson S Ekartör

SKU **RM-HSR-LAP-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Rijit Tasarım — 10.0 mm veya 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Dövuilebilir Tasarım — 10.0 mm veya 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Heiss Yara Ekartörü

SKU **RM-HWR-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5×5 Dişli Form — 10×10 mm veya 15×10 mm (Keskin / Kunt)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Dişli Yapı — 10×10 mm veya 15×10 mm (Keskin / Kunt)	RM-HWR-1-2	\$99



Holzhimer Otostatik Ekartör

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Holzhimer Otostatik Ekartör — 4" (10 cm) boy, 4×4 dışa dönük dişli (Keskin veya Kunt)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Kanca Ekartör

SKU **RM-HKR-165-1**

FİYAT **\$14 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
1 Dişli (Tek Çengel) — Keskin veya Kunt Uçlu	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Dişli — Keskin veya Kunt Uçlu	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Dişli — Keskin veya Kunt Uçlu	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Dişli — Keskin veya Kunt Uçlu	RM-HKR-165-1-4	\$20



Kelly Ekartör

SKU **RM-KLR-26-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
55 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm x 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Kelly Retractor-Grip Handle

SKU **RM-KLR-GH-1**

FİYAT **\$94 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	38 mm boy x 51 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm boy x 63 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm boy x 76 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm boy x 89 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm boy x 76 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Uzunluklar: Standart Taşıma Ambalajı · Mevcut Sap Stilleri: — · Fiyat (USD): Dahil



Kelly Retractor-Lamb Handle

SKU **RM-KLR-LH-1**

FİYAT **\$94 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	51 mm uzunluk x 63 mm genişlik	Toplam Uzunluk: 24 cm · Temel Klinik Rol: Standart karın duvarı ve orta düzey kas ekstansiyonu · Fiyat (USD): \$94.00
1	63 mm uzunluk x 76 mm genişlik	Toplam Uzunluk: 24 cm · Temel Klinik Rol: Derin pelvik taban ve laparotomi visseral deplasmanı · Fiyat (USD): \$94.00
1	76 mm uzunluk x 89 mm genişlik	Toplam Uzunluk: 24 cm · Temel Klinik Rol: Maksimum genişlikte karın duvarı ve bariatrik visseral maruziyet · Fiyat (USD): \$94.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Toplam Uzunluk: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil



Kirschner Ekartör

SKU **RM-KR-SET-1**

FİYAT **\$449 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Tutmalı Kılavuz Raylı Taban Çerçevesi	Oval veya Kare şasi (240×240 mm veya 340×240 mm)
4 ila 6 Kanat	Modüler Künt Doku Kanatları	2 Kanatlı Çift Set veya 4 Kanatlı Tam Set seçeneği
4	Bireysel Tutucu Pim Kilitleri	Kanatları sabitlemek için kaydır ve kilitle mekanizmaları
2	Ergonomik Ekartör Pens Kirişleri	Pürüzsüz dış kenarlı, ultra hafif yapılı kollar
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı



Kocher Langenbeck Retraktör

SKU **RM-KLR-GEN-1**

FİYAT **\$44 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Dar Uçlar (ör. 25×6, 35×8 mm)	Mevcut Uzunluklar ve Saplar: 20.3 veya 22 cm (Halka / İç Boş) · Temel Klinik Rol: Odaklanmış tiroid, tendon ve küçük cerrahi retraksiyon · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Orta Uçlar (ör. 28×15, 41×14 mm)	Mevcut Uzunluklar ve Saplar: 20.3 veya 22 cm (Halka / İç Boş) · Temel Klinik Rol: Standart apendektomi, fitik ve ortopedik eklem erişimi · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Derin Uçlar (ör. 70×14, 80×16 mm)	Mevcut Uzunluklar ve Saplar: 20.3 veya 22 cm (Halka / İç Boş) · Temel Klinik Rol: Derin kas tutma ve pelvik veya kalça rekonstrüktif maruziyet · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Uzunluklar ve Saplar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahildir



Kocher Ekartör

SKU **RM-KCR-1**

FİYAT **\$49 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	20.3 cm uzunluk, 20 mm × 12 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Yüzeysel yara kenarı ve tiroid lob elevasyonu · Fiyat (USD): \$49.00
1	21 cm uzunluk, 8×25, 12×40, 12×45 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Orta düzey yumuşak doku retraksiyonu ve apendektomi · Fiyat (USD): \$54.00
1	21 cm uzunluk, 12×60, 12×65 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Derin fasiyal retraksiyon ve ekstremité kas tutma · Fiyat (USD): \$54.00
1	23 cm uzunluk, 18×40, 20×38, 20×60 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Standart yetişkin laparotomi ve ortopedik eklem maruziyeti · Fiyat (USD): \$64.00
1	23 cm uzunluk, 25×60, 30×75, 40×75 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Pelvik ve kalça cerrahisinde geniş kas yer değiştirme · Fiyat (USD): \$64.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Temel Klinik Rol: Standart Taşıma Ambalajı · Fiyat (USD): Dahil



Koenig Ekartör

SKU **RM-KNR-17-1**

FİYAT **\$49 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Pencereli Uç	Mevcut Boyutlar: 13×13 mm veya 13×16 mm · Temel Klinik Rol: Alttaki damarların/yapıların uç üzerinden doğrudan görüntülenmesi · Fiyat (USD): \$49,00
1	Penceresiz Uç	Mevcut Boyutlar: 13×13 mm veya 13×16 mm · Temel Klinik Rol: Katı bariyer yumuşak doku tutma ve yara kenarı retraksiyonu · Fiyat (USD): \$49,00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Boyutlar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahildir



Koerte Ekartör

SKU **RM-KTR-24-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Koerte Retractor	Boyutlar / Detaylar: 24 cm toplam uzunluk, 8 keskin tırmık dişi, kaymaz halkalı halka sap · Dahil Olan Miktar: 1	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$54



Krasky Ekartör

SKU **RM-KRK-28-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Krasky Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 28 cm toplam uzunluk, 50 × 25 mm bıçak, 6 keskin diş · Dahil Olan Miktar: 1	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$99



Lahey Parmak Ekartörü

SKU **RM-LFR-12-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
1 Dişli / Tek Çengel	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Dişli	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Uçlu	RM-LFR-12-1-3	\$34



Lahey Ekartör

SKU **RM-LR-HH-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
18 cm (yaklaşık 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Langenbeck Green Ekartör

SKU **RM-LGR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
ve 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Langenbeck Retraktör-Dolu Sap

SKU **RM-LRSH-203-1**

FİYAT **\$49 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Stil #1	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 32 mm uzunluk x 10 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Odaklanmış yara kenarı ve yüzeysel yumuşak doku retraksiyonu · Fiyat (USD): \$49.00
1	Stil #2	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 38 mm uzunluk x 10 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Orta düzey fasyal retraksiyon ve tendon ekspozite etme · Fiyat (USD): \$49.00
1	Stil #3	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 38 mm uzunluk x 12 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Standart yetişkin apendektomi, fibk ve ortopedik eklem erişimi · Fiyat (USD): \$49.00
1	Stil #4	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 38 mm uzunluk x 16 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Geniş kas deplasmanı ve derin yumuşak doku tutma · Fiyat (USD): \$49.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil



Leriche Ekartör-Atravmatik Geniş Uç

SKU **RM-LRAW-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
ve 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Little Ekartör

SKU **RM-LTR-195-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Lobster Genel Ekartör Sistemi

SKU **RM-LGRS-1**

FİYAT **\$2,699 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lobster Çerçeve	—
1	Dikey Direkli ve Çerçevesi Lobster Masa Klemp	—
6	Lobster Ekartör Klemp	—
2	Lobster Mayo Döner Ekartör	¾" x 2"
1	Lobster Fence Döner Ekartör	4" x 6"
1	Lobster Splanknik Döner Ekartör	2" x 6"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör	2¼" x 4½"
1	Lobster Malleable Döner Ekartör (Delikli)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable Döner Ekartör (Delikli)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Ekartör	2" x 5"
1	Lobster Kelly Döner Ekartör, Modifiye	3" x 2½"
1	Lobster Kelly Döner Ekartör, Modifiye	3" x 4"
1	Sterilizasyon Kutusu	—



Lone Star Retractor (Kolon, Rektal, Baş ve Boyun Cerrahisi)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

FİYAT **\$399 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük Halka — 14.1 cm x 14.1 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Standart Halka — 18.6 cm x 8.9 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Büyük Ring — 25.0 cm x 25.0 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Lone Star Retractor (Genel, Baş ve Boyun Cerrahisi)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

FİYAT **\$499 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük Halka — 22.0 cm x 11.3 cm (Genel/Baş ve Boyun)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Standart Halka — 28.3 cm x 18.3 cm (Genel/Baş ve Boyun)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Büyük Ring — 32.5 cm x 18.3 cm (Genel/Baş & Boyun)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Martin Arm Retraktör

SKU **RM-MAR-1**

FİYAT **\$799 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Konnektör / Klemp	L-Tipi Çubuğu yerinde tutup kilitlerken ameliyat masası yan rayına güvenli bir şekilde kenetlenir
1	L-Tipi Çubuk	Ana dikey ve yatay yapısal destek çerçevesi olarak görev yapmak üzere klempe yerleştirilir
1	Artikülasyon Kolu	Cerrahi alan üzerindeki retractor aletleri için çok eksenli hareket ve kilitli konumlandırma sağlamak üzere L-Tipi Çubuğa bağlanır



Mathieu Finger Retraktör

SKU **RM-MFR-16-1**

FİYAT **\$34 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Mathieu Finger Retraktör	Boyutlar / Detaylar: 16 cm toplam uzunluk, 8.0 mm genişlik, her uçta 3 diş (Keskin veya Künt) · Dahil Olan Miktar: 1	\$34
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$34



Mathieu Ekartör

SKU **RM-MTR-20-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
42 mm x 13 mm / 42 mm x 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm x 13 mm / 46 mm x 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Mayo Abdominal Retrator

SKU **RM-MAR-28-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart — 11 in, 70 mm eğri bıçak	RM-MAR-28-1-1	\$109



Mayo-Collins Ekartör - İkili Set

SKU **RM-MCR-SET-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart — 5 7/8 in, çift uçlu bıçaklar	RM-MCR-SET-1-1	\$49




Meyering Parmak Ekartörü

SKU **RM-MFR-178-1**

FİYAT **\$39 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	3 Dişli, Keskin	Boyutlar (Boy x En): 9.5 mm x 3.9 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Kaymayan dermal kavrama ve küçük deri flebi elevasyonu · Fiyat (USD): \$39.00
1	Dişli Profil	Boyutlar (Boy x En): 3.1 mm x 6.3 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Odaklanmış tendon kılıfı maruziyeti ve fibröz kenar tutma · Fiyat (USD): \$39.00
1	Dişli Profil	Boyutlar (Boy x En): 4.7 mm x 15.8 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Orta düzey fasyal retraksiyon ve tendon rekonstrüksiyonu · Fiyat (USD): \$39.00
1	Künt Profil	Boyutlar (Boy x En): 3.1 mm x 9.5 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Atravmatik nörovasküler retraksiyon ve dijital maruziyet · Fiyat (USD): \$39.00
1	Künt Profil	Boyutlar (Boy x En): 6.3 mm x 17.4 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Geniş yumuşak doku elevasyonu ve el ligamanı maruziyeti · Fiyat (USD): \$39.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar (Boy x En): Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil



Middledorpf Ekartör

SKU **RM-MDR-28-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Morris Retractor Single-Ended

SKU **RM-MRSE-23-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Morris Retractor Single-Ended	230 mm (23 cm) toplam uzunluk, L-şekilli sert bıçak, pencereli sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Murphy Ball Ekartör

SKU **RM-MBR-35-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2.0 mm Küresel Uç	RM-MBR-35-1-1	\$39
3.0 mm Küresel Uç	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Küresel Uç	RM-MBR-35-1-3	\$39



Murphy Ekartör

SKU **RM-MR-195-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2 Dişli (8.0 mm genişlik)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Uçlu (13.0 mm genişlik)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 Dişli (18.0 mm genişlik)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Dişli (28.0 mm genişlik)	RM-MR-195-1-4	\$59



Neonatal T Ribbon Ekartör

SKU **RM-NTRR-265-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Ollier Ekartörler

SKU **RM-OR-SERIES-1**

FİYAT **\$74 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Parker Retractor- Set Of Two

SKU **RM-PR-SET-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Parker-Mott Retractor-Set of Two (İkili Set)

SKU **RM-PMR-SET-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Parker-Mott Ekartörler	15.3 cm toplam uzunluk, asimetrik çift uçlu dolu uçlar	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı	\$49




Parker-Tommy Ekartör

SKU **RM-PTR-16-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Parker-Tommy Ekartör	16 cm toplam uzunluk, asimetrik çift uçlu kavisli bıçaklar	\$39
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$39



Pediatrik Deaver Ekartörleri

SKU **RM-PDR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Pediatrik Ribbon Ekartör

SKU **RM-PRR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Tırmık Parmak Ekartörü

SKU **RM-RFR-153-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
1 Dişli (Tek Çengel) — Künt veya Keskin uçlu	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 Dişli — Künt veya Keskin uçlu	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 Dişli — Künt veya Keskin uçlu	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 Dişli — Künt veya Keskin uçlu	RM-RFR-153-1-4	\$44



Redler Ekartör

SKU **RM-RDR-5IN-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Redler Ekartör	5" (12.7 cm) toplam uzunluk, konik fonksiyonel bıçak, ince ergonomik sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Ricard Abdominal Ekartör

SKU **RM-RAR-SET-1**

FİYAT **\$229 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Tutmalı Taban Çerçevesi	Görsel erişimi artırmak için kavisli kollara sahip şasi
2 (1 Çift)	Çıkarılabilir Masif Lateral Kanatlar	Geniş, kepece kenarlı yan paneller (Seçenek A: 50×58 mm / Seçenek B: 60×80 mm)
1	Çıkarılabilir Merkezi Kanat	Asimetrik düz plaka (Seçenek A: 55×70 mm / Seçenek B: 80×90 mm)
1	Özel Dişli Vida Kilidi	Kanat genişlemesini korumak için manuel döndürme kilitleme dişlisi
1	Kompakt Kanca Sapı	Alet alanından tasarruf etmek için tasarlanmış entegre minimalist tutuş
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Richardson Eastman Ekartör

SKU **RM-RER-SERIES-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10 ¼" (yakl. 26.0 cm) — Çift dik açılı konkav bıçaklı	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (yakl. 26.7 cm) — Çift dik açılı konkav bıçaklı	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (yakl. 27.3 cm) — Çift dik açılı konkav bıçaklı	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (yaklaşık 28.6 cm) — Çift dik açılı konkav uçlu	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Richardson Retractor Grip Handle - Ergonomik Saplı Ekartör

SKU **RM-RRGH-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
9 ½" (24.13 cm) — İçi boş, Lamb veya Hafif Saplı	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — İçi boş, Lamb veya Hafif Tip Tutamak	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — İçi boş, Lamb veya Hafif Tip Tutamak	RM-RRGH-1-3	\$74



Richardson Ekartör Halkalı Saplı

SKU **RM-RRLH-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
9 ½" (24.13 cm) — Dik açılı eğri uç, halka saplı	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Dik açılı eğri uç, halka saplı	RM-RRLH-1-2	\$59



Rochard Ekartör

SKU **RM-RR-1**

FİYAT **\$1,699 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Ray Klempı	Ameliyat masası ray bağlantısı
2	Masa Yan Çubuğu	26" (Montaj Çerçevesi)
1	Masa Çapraz Çubuğu	21" (Montaj Çerçevesi)
1	Rochard Sabitleme Cihazı	Çerçeve sabitleme mekanizması
1	Rochard Abdominal Ekartör	50 x 90 mm
1	Rochard Abdominal Ekartör	50 x 105 mm
1	Rochard Abdominal Ekartör	50 x 120 mm



Rose Retractor Double Ended

SKU **RM-RRDE-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5.0" (12.7 cm) — 11.5x12 mm / 10x14.5 mm künt uçlar	RM-RRDE-1-1	\$44
5 1/2" (13.97 cm) — 11.5x12 mm / 10x14.5 mm künt uçlar	RM-RRDE-1-2	\$49



Roux Retractor - Çift Uçlu

SKU **RM-RRDE-14-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük Bıçak — 19 mm genişlik x 25 mm uzunluk	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Orta Boy Bıçak — 22 mm wide x 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Büyük Bıçak — 25 mm genişlik x 41 mm uzunluk	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Üçlü Set Yükseltme — Küçük, Orta ve Büyük Kombine	RM-RRDE-14-1-4	\$94



S Formu Çift Uçlu Ekartör

SKU **RM-SSDER-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10.0 cm (yakl. 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm çift uçlu	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (yaklaşık 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm çift uçlu	RM-SSDER-1-2	\$34



Sauerbruch Retractor

SKU **RM-SBR-9IN-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
$\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ " (yaklaşık 16 x 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2\frac{1}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 x 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ " (yaklaşık 22 x 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " x $2\frac{7}{8}$ " (yaklaşık 19 x 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Seeburger Ekartör - İkili Set

SKU **RM-SRS-14-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Seeburger Ekartörler	14 cm toplam uzunluk, düz sap, kavisli uçlar	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı	\$54



Senn Forward Retraktör

SKU **RM-SFR-625-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Senn Forward Retraktör	6.25" (15.87 cm) uzunluk, sağ dişli ileri uç, düz sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Senn Green Ekartör

SKU **RM-SGR-14-1**

FİYAT **\$27 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
6 mm x 10 mm Bıçak — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm x 20 mm Bıçak — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Senn Miller Ekartör

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
15.0 cm Erişim — 10x9 mm düz blade / 10x11 mm 3 tırnaklı ekartör	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Erişim — 10x9 mm düz blade / 10x11 mm 3 tırnaklı ekartör	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Erişim — 10x9 mm düz blade / 10x11 mm 3 tırnaklı ekartör	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm Erişim — 10x9 mm yassı bıçak / 10x11 mm 3-dişli tırmık	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Senn T-Handle Ekartör

SKU **RM-STHR-45-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Senn T-Handle Ekartör	4.5" (11.43 cm) uzunluk, çok dişli tirmik (Künt veya Keskin), T-sap	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$54



Strandell Stille Ekartör

SKU **RM-SSR-17-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Strandell Stille Ekartör	17 cm toplam uzunluk, 6 x 15 mm kavisli uç (Keskin veya Künt)	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44



US Army Ekartör, İkili Set

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
US Army Ekartörler	21 cm toplam uzunluk, çift uçlu 38x22 mm ve 41x25 mm uçlar	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart nakliye ambalajı	\$49



Volkman Retractor-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2 Dişli (Künt / Keskin) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Dişli (Künt / Keskin) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Dişli (Künt / Keskin) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Dişli (Künt / Keskin) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Volkman Ekartör

SKU **RM-VR-SERIES-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2 Dişli (Künt / Keskin) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Dişli (Künt / Keskin) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Dişli (Künt / Keskin) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Dişli (Künt / Keskin) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Dişli (Künt / Keskin) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



W.M. Lemmon Deaver Ekartör

SKU **RM-WMLDR-395-1**

FİYAT **\$119 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
25 mm Geniş Blade — 25 mm genişlik x 235 mm çalışma yüzeyi	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm Geniş Bıçak — 50 mm genişlik x 235 mm çalışma yüzeyi	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Weitlaner Ekartör

SKU **RM-WR-SERIES-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
4" - 4 ½" (10-11.5 cm) — 2x2 veya 2x3 uçlu	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" - 5 ½" (13-14 cm) — 3x4 dişli	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3x4 dişli	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3x4 dişli	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5x6 dişli	RM-WR-SERIES-1-5	\$114




Geniş Ağızlı Otostatik Ekartör

SKU **RM-WSRR-35-1**

FİYAT **\$139 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Geniş Ağızlı Otostatik Ekartör	3.5" (8.89 cm) genişliğinde düz bıçaklar, 10x12 mm uçlar, çirçirli şasi	\$139
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$139



Zalkind Malleable Ribbon Retraktör

SKU **RM-ZMRR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69



Bookwalter Retractor (Standart)

SKU **RM-SBR-1**

FİYAT **\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Bookwalter Field Post	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter Horizontal Bar	Standart
1	Bookwalter Post Coupler	Ağır Hizmet
1	Bookwalter Horizontal Flex Bar	1" Çap (2.5 cm)
2	Bookwalter Standard Ratchets	Eğilmez
7	Bookwalter Tilt Ratchet Mechanisms	Çok Açılı
1	Medium Oval Ring	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Medium Segmented Ring	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Balfour Blades	2¾" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Kelly Blades	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Kelly Blades	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Kelly Blades	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Kelly Blades	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
4	Kelly Blades	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)
1	Malleable Blade	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Malleable Blades	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Sterilization Box	Delikli Düzenleyici Kasa



Omni Retractor System

SKU **RM-OR-1**

FİYAT **\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Omni Clamp Steril Saha Dikmesi	Ağır hizmet tipi masa rayı klempli ve dikmesi
1	Standart Wishbone Çerçeve	Aynlanabilir çatal tipi yapısal halka çerçeve
1	Menteşeli Uzatma Kolu	Genişletilmiş erişim ve esneklik için 19" (48.3 cm)
8	SnapClamp Uç Tutucular	Hızlı bağlantı, kaydırmalı çerçeve klempleri
2	Mayo Döner Ekartörler	2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	Mayo Döner Ekartör	3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	Fence Döner Ekartör	4" x 6" (10.2 x 15.2 cm) geniş kas duvarı ucu
1	Splanchnic Döner Ekartör	2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm) derin visseral uç
1	Splanchnic Döner Ekartör	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm) derin visseral uç
2	Renal Ven Döner Ekartörleri	1" x 6" (2.5 x 15.2 cm) dar vasküler uçlar
1	Deaver Döner Ekartör	2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm) kavisli uç
1	Dövülebilir Oluklu Döner Ekartör	2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm) bükülebilir şerit
1	Dövülebilir Oluklu Döner Ekartör	3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm) bükülebilir şerit
1	Harrington (Sweetheart) Döner Ekartör	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm) kalp şeklinde uç
1	Saklama Kutusu	Özel dolgulu yuvalara sahip ahşap saklama kutusu






Bookwalter Bariatrik Ekartör Sistemi

SKU **RM-BBRS-1**

FİYAT **\$1,899 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	18" (45.7 cm)
1	Yatay Bar	Standart
1	Post Bağlantı Aparatı	Standart
6	Eğilebilir Cırcır Mekanizması	Çok Açılı
1	Cırcır Uzatıcı	Standart Uzatma
1	Döndürülebilir Cırcır	Değişken Açılı
1	Halka, Oval	Orta
1	Kelly Uç	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly Uç	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly Uç	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Balfour Uç	3½" x 2¼" (8.9 x 7.0 cm)
1	Bükülebilir (Malleable) Uç	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Bükülebilir (Malleable) Uç	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Bükülebilir (Malleable) Uç	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Bükülebilir (Malleable) Uç	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Harrington Uç	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa




Bookwalter Genel Cerrahi Ekartörü

SKU **RM-BGSR-1**

FİYAT **\$1,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30.5 cm)
1	Yatay Bar	Standart
1	Post Kuplörü	Standart
1	Yatay Esnek Bar	1" Çap (2.5 cm)
2	Standart Mandallar	Eğilmeyen
6	Eğilebilir Mandal Mekanizmaları	Çok Açılı
1	Oval Halka, Orta	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Bölümlü Halka, Orta	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Balfour Uç	2¼" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Kelly Uçlar	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly Uç	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly Uç	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Kelly Uç	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bükülebilir Uç	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Bükülebilir Uçlar	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bükülebilir Uç	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Harrington Uç	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Gelpi Uç	Standart
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa





Thompson Retractor System

SKU **RM-TRS-1**

FİYAT **\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Elite Rail Clamp	22" (55.9 cm) ağır hizmet tipi yan ray montaj aparatı
1	Double Angled Arm	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) @ 45° (3/8" çap)
2	Lateral Angled Arms	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) @ 45° (3/8" çap)
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11 1/2" x 8 1/2" x 11 1/2" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Hızlı bağlantı sağlayan çerçeve kayar klipsleri
1	Micro-Adjustable Handle	Hassas gergi vidasına sahip 10" (25.4 cm) sap
3	Balfour Blades with Lips	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm dudaklı uçlar
3	Wide Balfour Blades	Değiştirilebilir, geniş kas duvan tutucu uçlar
1	Harrington (Sweetheart) Blade	Derin organ tutuşu için 114 x 254 mm (4 1/2" x 10")
9	Kelly Interchangeable Blades	3" x 3 1/2" (7.6 x 8.9 cm) standart dik açılı uçlar
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 x 152 mm (2" x 6") derin dudak kenarlı
1	Storage Box	Özel dolgulu yuvalara sahip ahşap saklama kutusu




Bookwalter Rectal/Trans-Anal Cerrahi Ekartör

SKU **RM-BRTASR-1**

FİYAT **\$2,199 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30 cm)
2	Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) Post Kuplörleri	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Yatay Esnek Barlar	1" Çap (2.5 cm)
1	Dikey Uzatma Barı	12" (30 cm)
5	Eğilebilir Mandallar	Standart Çok Açılı
1	Küçük Yarım Daire Halka	8 1/2" (21.3 cm) İç Çap
1	Segmentli Perineal Halka	9 1/2" x 14 1/2" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Rektal Paller	3/8" x 3 1/4" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Rektal Paller	3/8" x 2 1/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Malleable Paller	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 10 cm)
2	Malleable Paller	1/2" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Malleable Paller	3/4" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Deaver Paller	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 8.8 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa





Bookwalter Ekartör Sistemi

SKU **RM-BR-1**

FİYAT **\$1,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Bookwalter Saha Postu	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter Horizontal Bar	Standart
1	Bookwalter Post Kuplörü	Standart
1	Bookwalter Horizontal Flek Bar	1" Çap (2.5 cm)
2	Bookwalter Standart Cırcırlar	Tilt Yapmayan
5	Bookwalter Tiltli Cırcır Mekanizmaları	Çok Açılı
1	Bookwalter Oval Ring, Orta	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Bookwalter Segmentli Ring, Orta	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Bookwalter Balfour Blade	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
1	Bookwalter Kelly Blade	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Bookwalter Kelly Blade	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Bookwalter Kelly Blade	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Bookwalter Kelly Blade	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bookwalter Malleable Blade	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Bookwalter Malleable Blade	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bookwalter Harrington Blade	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Ahşap Saklama Kutusu	Özel Korumalı Kasa




Bookwalter Small Incision Ekartör Sistemi

SKU **RM-BSIRS-1**

FİYAT **\$2,199 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30 cm) dikey destek çubuğu
1	Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) Post Bağlayıcı	1" x 1" (2.5 x 2.5 cm) ağır hizmet tipi ray klemp
1	Yatay Esnek Bar	1" Çap (2.5 cm) çok eklemlili kol
1	Küçük Yuvarlak Sabit Halka	8½" (21.3 cm) İç Çap (ID)
1	Küçük Oval Segmente Halka	8½" x 14" (20 x 35 cm) menteşeli, yeniden yapılandırılabilir çerçeve
6	Eğilebilir Cırcırlar	Düşük profilili mekanik çerçeve kilitleri
2	Dövuilebilir (Malleable) Blade'ler	1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)
2	Dövuilebilir (Malleable) Blade'ler	¾" x 4" (1.9 x 10 cm)
2	Dövuilebilir (Malleable) Blade'ler	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Deaver Blade'ler	1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm) kavisli pelvik blade'ler
2	Kelly Blade'ler	2" x 1½" (5 x 3.8 cm) sıg dik açılı blade'ler
2	Kelly Blade'ler	1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm) dik açılı blade'ler
2	Kelly Blade'ler	1" x 3" (2.5 x 7.5 cm) dik açılı blade'ler
2	Derin Tırmık Blade'ler	¾" Derinlik x ¾" Genişlik (1.9 x 1.7 cm) çok dişli pençeler
2	Richardson Blade'ler	¾" x 2" (1.9 x 5 cm) sıg düz dudaklı blade'ler
2	Richardson Blade'ler	1" x 1½" (2.5 x 3.1 cm) sıg düz dudaklı blade'ler
2	Richardson Blade'ler	¾" x 1" (1.9 x 2.5 cm) sıg düz dudaklı blade'ler
1	Sterilizasyon Kutusu	Özel delikli düzenleyici konteyner






Bookwalter StrongArm Temel Genel Ekartör Sistemi

SKU **RM-BSABGRS-1**

FİYAT **\$1,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Üstten Monteli StrongArm PLUS Tutucu	Yüksekliği Ayarlanabilir / Artiküle
1	Oval Halka, Orta	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Ağır Hizmet Tipi Ray Klemp	Ameliyat Masası Rayı ile Uyumlu
4	Tilt Cırcır Mekanizması	Çok Açılı
1	Balfour Bleyd	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Harrington Bleyd	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Dövuilebilir Bleydler	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Taşıma Kutusu




Bookwalter StrongArm Genel Cerrahi Ekartör Sistemi

SKU **RM-BSAGSRS-1**

FİYAT **\$2,199 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Üst Montaj StrongArm PLUS Tutucu	Yüksekliği Ayarlanabilir / Artiküle
1	Ağır Hizmet Tipi Ray Klemp	Masa Rayı ile Uyumlu
2	Cırcır Mekanizması	Standart Eğilmeyen
6	Eğimli Cırcır Mekanizması	Çok Açılı
1	Segmentli Halka	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Segmentli Halka	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour Bıçak	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly Bıçakları	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly Bıçak	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly Bıçak	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly Bıçak	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Harrington Bıçak	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi Bıçak	Standart
1	Bükülebilir Bıçak	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Bükülebilir Bıçak	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Bükülebilir Bıçak	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kılıf





Custom Bookwalter Retraktör

SKU **RM-CBR-1**

FİYAT **\$2,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
Yapılandırılabilir	Montaj Donanımı (mevcut seçenekler)	Standart Saha Postları (12", 18"), Üstten Montajlı StrongArm PLUS Tutucular, Ağır Hizmet Tipi Ray Klemensleri, Post Kuplörleri, Yatay Barlar, Esnek Yatay Barlar, Uzatma Barları
Yapılandırılabilir	Halka Çerçeveler (mevcut seçenekler)	Yekpare Oval Halkalar, Yekpare Yuvarlak Halkalar, Parçalı Oval Halkalar, Parçalı Yuvarlak Halkalar, Yarım Daire Segmentler, Düz Halka Segmentleri (4", 6", 8"), Çentikli Perineal Halkalar
Yapılandırılabilir	Cırcır Mekanizmaları (mevcut seçenekler)	Standart Eğilmez Cırcırlar, Çok Açılı Eğilebilir Cırcırlar, Döner Cırcırlar, Cırcır Uzatıcılar, Düşük Profilli Kilitleme Mekanizmaları
Yapılandırılabilir	Rijit ve Malleable Uçlar (mevcut seçenekler)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, Malleable, Richardson, Meyerdling, Gelpi, Vajinal Lateral/Posterior, Renal Wylie ve Rektal Uçlar, Derin Rake Pençeleri
Yapılandırılabilir	Saklama ve Paketleme (mevcut seçenekler)	Delikli Sterilizasyon Kutuları, Özelleştirilmiş Tepsiler, Koruyucu Taşıma Konteynerleri, OEM Özel Etiketli Paketleme




Rektal/Trans-Anal Aksesuar Seti

SKU **RM-RTAAS-1**

FİYAT **\$499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Rektal Bleydler	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Rektal Bleydler	7/8" x 3 1/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Küçük Yuvarlak Sabit Halka	8.5" (21.3 cm) İç Çap (ID)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Saklama ve Düzenleyici



Küçük İnsizyon Aksesuar Seti

SKU **RM-SIAS-1**

FİYAT **\$449 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Gelpi Çengel Kanat	Standart İnce Uçlu Profil
1	Kelly Kanat	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Kelly Kanat	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Küçük Yuvarlak Sabit Halka	8.5" (21.3 cm) İç Çap (ID)
1	Sterilizasyon Kutusu	Özel Depolama Düzenleyici




Bookwalter StrongArm Sistemi

SKU **RM-BSA-1**

FİYAT **\$899 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Bookwalter StrongArm Konumlandırma Kolu	Tam Mafsallı 3 Eklemlili Konumlandırma Sistemi
1	Saha Postu	12" (30 cm) veya 18" (45 cm) uzunluk seçenekleri



Yılan Karaciğer Retraktörleri

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

FİYAT **\$299 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Üçgen Uç Modeli	RM-SLR-TRI-1	\$299
Gastrik Bant Uç Modeli	RM-SLR-GB-1	\$299
Dairesel Uç Modeli	RM-SLR-CIR-1	\$299
Kancalı Uç Modeli	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Poligon Uç Modeli	RM-SLR-POLY-1	\$299
5 Modelden Oluşan Komple Set	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



5 Parmaklı Yelpaze Retraktörü

SKU **RM-FR5F-299-1**

FİYAT **\$299 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5 mm — Eklemlili	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Eklemsiz	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Eklemlili	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Eklemsiz	RM-FR5F-10N-1	\$299



3 Parmaklı Yelpaze Retraktör

SKU **RM-FR3F-299-1**

FİYAT **\$299 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5 mm — Eklemlı	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Eklemsız	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Eklemlı	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Eklemsız	RM-FR3F-10N-1	\$299



Özofagus Artikülasyonlu Retraktörü

SKU **RM-EAR-299-1**

FİYAT **\$299 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5 mm Şaft	RM-EAR-5-1	\$299
10 mm Şaft	RM-EAR-10-1	\$299



Uçurtma Tarzı Yelpaze Retraktör

SKU **RM-KSFR-299-1**

FİYAT **\$299 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5 mm — Düz Şaft	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Kavisli Şaft	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Düz Şaft	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Kavisli Şaft	RM-KSFR-10C-1	\$299



Iron Intern Tek Kol

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

FİYAT **\$999 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
17" Standart Model	RM-IIISA-1-1	\$999
22" Standart Model	RM-IIISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Ağır Hizmet	RM-IIISA-3-1	\$1,299
22" Dupleks Varyant	RM-IIISA-4-1	\$1,399
22" Katlanabilir Varyant	RM-IIISA-5-1	\$1,499
26" Standart Model	RM-IIISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Ağır Hizmet	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Çift Kol

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

FİYAT **\$1,699 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
22" Standart Hydra Model	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Ağır Hizmet	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Ağır Hizmet	RM-IIHDA-3-1	\$1,999



Stieber Kaburga Tutucu Retraktör Kiti

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

FİYAT **\$4,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lees Merkez Platformu	Ana çapraz çubuğu özel Hydra Yoke çift kollu atışmana bağlar
1	Hydra Yoke Çift Kol	Tek direk kurulumunu, çift taraflı erişim için rijit bir çift kollu çerçeveye dönüştürür
1	Kelebek Somunlu Dikey Direk	Standart dik destek direği; masanın sol tarafına monte edilmelidir
1	V-Çentikli Dikey Direk	Çift sabitlemeli dikey direk, çerçeve dengesi ve anti-rotasyon stabilitesi sağlar
1	İki Parçalı Yatay Çubuk	Üst göğüs/karın bölgesine kilitlenen ağır hizmet tipi yatay çapraz çubuk
2	Oluklu 3/D Swinger Ray Kelepçeleri	Dikey destek direklerini ameliyat yatağının raylarına güvenli bir şekilde kilitler
1	Stieber Küçük Platform (Sol)	Sol taraftaki retractor bıçağını ileri veya geri yönlendiren mandal muhafazası
1	Stieber Küçük Platform (Sağ)	Sağ taraftaki retractor bıçağını ileri veya geri yönlendiren mandal muhafazası
1	Stieber Büyük Platform (Sol)	Sol operatif alanda yapısal kaldıraç sağlayan dış anatomik kanat
1	Stieber Büyük Platform (Sağ)	Sağ operatif alanda yapısal kaldıraç sağlayan dış anatomik kanat
2	Stieber Döndürme Kolları	Mandallı bıçakları manuel olarak ilerletmek veya geri çekmek için kullanılan takılabilir sürücü kolları
1	Stieber İğnesi	Platform düzleklerini güvenli bir şekilde kilitlemek veya gevşetmek için kullanılan özel ayar pimi aracı
2	Stieber Mandallı Bıçak (Boyut 4A)	Orta derinlikli ağır hizmet tipi yapısal bıçak (A Tipi veya B Tipi kollarla birlikte gönderilir)
2	Stieber Mandallı Bıçak (Boyut 5A)	Derin profilli ağır hizmet tipi yapısal bıçak (A Tipi veya B Tipi kollarla birlikte gönderilir)
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart ağır hizmet tipi taşıma ve saklama çantası
Mekanik Bağlantı Tipi	Bıçak Kolu Varyantı	Hareket Aralığı Detayı
Sabit / Kalıcı Pim Kurulumu	A Tipi Kollar	Bıçak rotasyonunu kesinlikle tek bir düz düzlemle sınırlar
Yuvalı Uç / Değiştirilebilir	B Tipi Kollar	Tam çok düzlemli rotasyon sağlar; inatçı kostal kenarları kaldırmak için idealdir





Alar Ekartör

SKU **RM-AR-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Alar Ekartör	15 cm toplam uzunluk, 22 x 13 mm bıçak	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Allport Mastoid Ekartör

SKU **RM-AMR-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Allport Mastoid Ekartör	10.2 cm toplam uzunluk, 4x4 sivri uçlar	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59



Arnett Le Fort Üst Dudak Ekartörü

SKU **RM-ALFULR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Arnett Le Fort Upper Lip Retractor	Maksillofasiyal üst dudak ekarte etme enstrümanı	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Aufricht Daniel Nazal Ekartör

SKU **RM-ADNR-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Aufricht Daniel Nazal Ekartör	11 cm toplam uzunluk, 50 x 10 mm bıçak	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Aufricht Nazal Ekartör

SKU **RM-ANR-6IN-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Aspirasyonsuz (standart)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Aspirasyon borulu	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU **RM-ANR-FO-1**

FİYAT **\$149 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	6 1/4" (15.9 cm) uzunluk, 7.0 mm konkav bıçak, ışık demeti
1	Universal Light Guide Adapter	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına uyur
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Aufrecht Walter Nasal Retraktörü

SKU **RM-AWNR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Aufrecht Walter Nasal Retractor	13.5 cm toplam uzunluk, 42 x 7 mm çift uçlu bıçaklar	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69



Austin Doku ve Yanak Ekartörü

SKU **RM-ATCR-1**

FİYAT **\$45 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Austin Doku ve Yanak Ekartörü	Kompakt dik açılı ağız içi ekartör	\$45
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$45



Awty Kondiler Boyun Ekartörü

SKU **RM-ACNR-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Awty Kondiler Boyun Ekartörü	22 cm toplam uzunluk, kavisli kondiler uç	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59



Barsky Nazal Ekartör

SKU **RM-BNR-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Barsky Nazal Ekartör	3 ¾" (9.5 cm) uzunluk, 10 x 55 mm bıçak	\$64
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$64



Bauer Sigmoid Notch Intra Oral Ekartör

SKU **RM-BSNIOR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Işık Yolsüz (Sol veya Sağ)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Fiber Optik Işık Yollu (Sol veya Sağ)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Bellucci Endaural Ekartörler

SKU **RM-BER-1**

FİYAT **\$174 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Tam Kanatlı 2 Künt Dişli	RM-BER-1-1	\$174
Tam Kanatlı 2 Keskin Dişli	RM-BER-1-2	\$174



Bishop Dudak ve Yanak Ekartörü

SKU **RM-BLCR-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Bishop Dudak ve Yanak Ekartörü	13.5 cm toplam uzunluk, 27 mm çift uçlu bıçaklar	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$24




Bose Tracheal Ekartör

SKU **RM-BOTR-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sol Yönelim	RM-BOTR-1-1	\$29
Sağ Yönelim	RM-BOTR-1-2	\$29



Bose Tracheal Retractor Spring Type

SKU **RM-BTR-ST-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Bose Tracheal Retractor Spring Type	7 cm toplam uzunluk, yay etkili kavisli bıçaklar	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59



Bremerich Mandibular Kanal Ekartörü

SKU **RM-BMCR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Cerkas Çift Taraflı Nazal Ekartör

SKU **RM-CDENR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Büyük (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Cerkas Nasal Retractor With Weight - Gruber Kolumella Ekartörü

SKU **RM-CNRW-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cerkas / Gruber Ağırlıklı Kolumella Ekartörü	Kalibre edilmiş küresel ağırlığa sahip anatomik kanca ucu	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Kombine Yara ve Yanak Ekartörü

SKU **RM-CWCR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Kombine Yara ve Yanak Ekartörü	Çift uçlu oral ve yara ekartörü — 1	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$69



Kondil Ekartörü

SKU **RM-CONDR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 mm x 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm x 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Converse Alar Ekartör Çift Taraflı

SKU **RM-CARDE-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10 mm Geniş Açıklık	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Geniş Açıklık	RM-CARDE-1-2	\$54



Converse Nazal Ekartör

SKU **RM-CNR-45-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Fiber Optik Işıksız	RM-CNR-45-1-1	\$69
Fiber Optik Işıklı	RM-CNR-45-1-2	\$209



Converse Nasal retractor, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

FİYAT **\$14 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10 mm x 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm x 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm x 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm x 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Cottle Alar Burun Ekartörü / Kanca

SKU **RM-CANR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sol Tarafı Küresel — 14.0 cm uzunluk, 10 mm genişlik, sol taraf küresel diş	RM-CANR-1-1	\$44
Sağ Tarafı Küresel — 14.0 cm uzunluk, 10 mm genişlik, sağ taraf küresel diş	RM-CANR-1-2	\$44



Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs

SKU **RM-CNR4BP-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs	6" (15.0 cm) uzunluk, 10.0 mm genişliğinde tirmik, 4 künt uç	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44



Cottle Ekartör Kancası 2 Uçlu

SKU **RM-CRH2P-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küresel Uçlu Dişler — 6 ¾" uzunluk, 12 mm genişlik	RM-CRH2P-1-1	\$49
Keskin Uçlu Çatallar — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49



Cronin Yanak Ekartörü

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cronin Cheek Retractor	16 cm toplam uzunluk, 19 mm genişliğinde kavisli bıçak	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$24



Cronin Dudak ve Burun Deliği Ekartörü

SKU **RM-CLNR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cronin Dudak ve Burun Deliği Ekartörü	6" (15.2 cm) toplam uzunluk, 14 mm genişlik, çift uçlu	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Dumbach Mandibuler Kanal Ekartörü

SKU **RM-DMCR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Eğri Sol — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Eğri Sağ — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Dunn Dautrey Lateral Ekartör

SKU **RM-DDLR-135-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Dunn Dautrey Lateral Ekartör	13.5 cm toplam uzunluk, açılı lateral uç	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Fisch Eklemli Ekartör

SKU **RM-FRWJ-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2 diş sağ / tırtıklı plak sol — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 diş sol / tırtıklı plak sağ — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Esnek Boyunlu Ekartör

SKU **RM-FNR-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2-Dişli Yapı — Keskin veya Kunt Uçlar	RM-FNR-1-1	\$29
3 Dişli Kurulum — Keskin veya Kunt Uçlar	RM-FNR-1-2	\$34
4-Dişli Kurulum — Keskin veya Kunt Uçlu	RM-FNR-1-3	\$39



Fomon Ekartör

SKU **RM-FMR-17-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart Konfigürasyon — 17 cm uzunluk, 5 x 10 mm küresel uç, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	RM-FMR-17-1-1	\$44
İzole Tasarım — 17 cm boy, 5 x 10 mm topuz uç, dielektrik kaplama	RM-FMR-17-1-2	\$54



Gerbault Tebbett's Aspiratörlü Ekartör

SKU **RM-GTSR-1**

FİYAT **\$209 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
14 cm — Aspirasyonlu Ekartör	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Aspiratörlü Ekartör — Standart	RM-GTSR-1-2	\$209
Çift Aspirasyonlu & Fiber Optik Tasarım — 3 delikli uçlu ekartör, aspirasyon hattı ve fiber optik demeti	RM-GTSR-1-3	\$209



Gifford-Jansen Ekartör

SKU **RM-GJR-115-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
3×3 Diş Düzeni — Keskin veya Kunt Uçlar	RM-GJR-115-1-1	\$84
4×4 Uçlu Yapı — Keskin veya Kunt Uçlar	RM-GJR-115-1-2	\$89



Goodyear Uvula Ekartörü

SKU **RM-GUR-18-1**

FİYAT **\$34 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standart, 15 mm blade	RM-GUR-18-1-2	\$34



Green Thyroid Retractor

SKU **RM-GTR-223-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Green Thyroid Retractor	22.3 cm toplam uzunluk, kavisli açık tel halka uç, halka sap — 1	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$44



Gruber Rinoplasti Ekartörü

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Gruber Rinoplasti Ekartörü	10 mm genişliğinde çift kanca düzeni, düz sap — 1	\$89
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$89



Hajek Yanak Ekartörü

SKU **RM-HCR-175-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Hajek Yanak Ekartörü	17.5 cm toplam uzunluk, travmatik olmayan yanak bıçağı, konforlu sap — 1	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel nakliye ambalajı — 1	\$24



Hargis Coronoid Retractor With Chain

SKU **RM-HCRWC-1**

FİYAT **\$49 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Hargis Coronoid Retractor	19 cm toplam uzunluk, çentikli koronoid bıçak — 1
1	Entegre Ekartasyon Zinciri	20 cm ağır hizmet tipi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) zincir — 1
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1



Hargis Mandibular Body Retractor

SKU **RM-HMBR-17-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Hargis Mandibular Body Retractor	17 cm toplam uzunluk, 13 mm kanca ucu — 1	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$44



Hargis Medial Ramus Ekartör

SKU **RM-HMRR-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sol Tarafa Bakan — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Sağ Tarafa Bakan — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Helms Ekartörü

SKU **RM-HLR-11-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Helms Ekartörü	11 cm toplam uzunluk, 2 pürüzsüz künt diş, vida kilidi	\$109
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$109



Henahan Ekartör

SKU **RM-HNHR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
17 cm (approx. 6.7") — Boy 2 Künt Blade	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Boy 2 Künt Bıçak	RM-HNHR-1-2	\$49



Henner Endaural Ekartör

SKU **RM-HER-475-1**

FİYAT **\$189 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Standart	RM-HER-475-1-2	\$189



House El Ekartörü

SKU **RM-HHR-6IN-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
House El Ekartörü	6" (15.24 cm) uzunluk, 5x16 mm ve 9x25 mm çift uçlu bıçaklar	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69



Jackson Trakeal Retraktör

SKU **RM-JTR-14-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Jackson Trakeal Retraktör	14 cm toplam uzunluk, 8.0 mm açılı keskin uç, düz sap	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29




Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	17 cm toplam uzunluk, ince kavisli çift uçlu bıçaklar	\$39
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$39



Jansen Mastoid Ekartörü

SKU **RM-JMR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Jolls Friedman Otostatik Ekartör

SKU **RM-JFSRR-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Jolls Friedman Otostatik Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 6" (15.24 cm) uzunluk, fenestralı kavisli çeneler, vidalı kilit	\$94
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı	\$94



Kreidler Yumuşak Doku Ekartörü

SKU **RM-KSTR-21-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Kreidler Yumuşak Doku Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 21 cm toplam uzunluk, 5 x 20 mm genişliğinde uç · Dahil Olan Miktar: 1	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$44



Lahey Thyroid Retractor

SKU **RM-LTR-203-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Lahey Thyroid Retractor	Boyutlar / Detaylar: 20.3 cm (8") toplam uzunluk, dudaklı 25 mm dik açılı bıçak · Dahil Olan Miktar: 1	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$49



Levasseur Merrill Ekartör

SKU **RM-LMR-25-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Levasseur Merrill Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 25 cm toplam uzunluk, 12.5 / 27 mm osteotomi kanallı uç · Dahil Olan Miktar: 1	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$69




Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU **RM-LMR-FO-1**

FİYAT **\$139 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Boyutlar / Detaylar: 25 cm uzunluk, 12,5 / 27 mm bıçak, fiber optik ışık demeti · Dahil Olan Miktar: 1
1	Evrinsel Işık Kablosu Adaptörü	Boyutlar / Detaylar: Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır · Dahil Olan Miktar: 1
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Standart taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1



Dudak ve Yanak Ekartörü

SKU **RM-LCR-26-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Dudak ve Yanak Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 26 cm toplam uzunluk, kavisli atravmatik uç, düz sap · Dahil Olan Miktar: 1	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$49



Lothrop Uvula Ekartörü

SKU **RM-LUR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Love Uvula Ekartör

SKU **RM-LUR-17-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
18 mm genişliğinde uç	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm geniş bıçak	RM-LUR-17-1-2	\$64



Luer S Trakea Ekartörü

SKU **RM-LSTR-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Lukens Trakeal Ekartör

SKU **RM-LTR-634-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Lukens Trakeal Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 6 ¾" (17.1 cm) uzunluk, 10 mm kavisli ve 7 mm açılı çift uç · Dahil Olan Miktar: 1	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$79



Mandibuler Kanal Ekartörü

SKU **RM-MCR-17-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Mandibuler Kanal Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 17 cm toplam uzunluk, 8 mm genişliğinde kanal bıçağı · Dahil Olan Miktar: 1	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$29



Martin-Simplex Yanak ve Dudak Ekartörü

SKU **RM-MSCLR-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




McBurney Tiroid Ekartörü

SKU **RM-MTR-19-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart — 7.5 in, 16x10 mm bıçak	RM-MTR-19-1-1	\$49



McCabe Antral Ekartör

SKU **RM-MAR-658-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Medial Ramus & Orbital Rim Retraktör

SKU **RM-MRORR-29-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Medial Ramus & Orbital Rim Retraktör	Boyutlar / Detaylar: 29 cm toplam uzunluk, anatomik kavisli kraniyofasiyal uç · Dahil Olan Miktar: 1	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$49



Medial Ramus Ekartör

SKU **RM-MRR-195-1**

FİYAT **\$99 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Sol Model Varyantı	Toplam Uzunluk: 19.5 cm · Temel Klinik Rol: Sol taraflı sagittal split osteotomilerde medial yumuşak doku koruması · Fiyat (USD): \$99.00
1	Sağ Model Varyantı	Toplam Uzunluk: 19.5 cm · Temel Klinik Rol: Sağ taraflı sagittal split osteotomilerde medial yumuşak doku koruması · Fiyat (USD): \$99.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Toplam Uzunluk: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil



Millard Cottle Parmak Halkalı Ekartör

SKU **RM-MCRFR-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Millard Cottle Parmak Halkalı Ekartör	5.5 cm uzunluk, 5 x 12 mm keskin 2 uçlu bıçak, parmak halkası	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$24



Minnesota Ekartör

SKU **RM-MNR-55-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart Form (Aspirasyonsuz)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Aspirasyon Borulu	RM-MNR-55-1-2	\$49



Mollison Anterior Pillar Ekartörü

SKU **RM-MAPR-22-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Mollison Anterior Pillar Ekartörü	22 cm toplam uzunluk, çift 10 mm ince bıçak, açılı sap	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44



Mollison Retractor

SKU **RM-MLR-155-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Mollison Retractor	15.5 cm toplam uzunluk, 4x4 keskin uç, kilit mekanizması	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99



Muko-Periostal Ekartör

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Muko-Periostal Ekartör	Elde tutulan ağız içi ekartör, kavisli atravmatik bıçak, düz sap	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$54



Nazal Cilt Ekartörü

SKU **RM-NSR-6IN-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Nazal Cilt Ekartörü	6" (15 cm) toplam uzunluk, 16 mm genişliğinde kavisli bıçak, ergonomik sap	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44




Neivert Bıçak ve Kılavuz Ekartör

SKU **RM-NKGR-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standart — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Obwegeser Alveolar Ekartör

SKU **RM-OAR-22-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Obwegeser Alveolar Ekartör	22 cm toplam uzunluk, çentikli kavisli alveolar bıçak	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Obwegeser Chin Retractor

SKU **RM-OCR-16-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Obwegeser Chin Retractor	16 cm toplam uzunluk, kavisli sele tipi çene bıçağı	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44



Obwegeser Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-OMCR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8 mm Kanal Boyutu	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm Kanal Boyutu	RM-OMCR-1-2	\$49



Obwegeser Mandibula Alt Kenar Ekartörü

SKU **RM-OMRR-20-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	20 cm toplam uzunluk, kavisli mandibula kenar bıçağı	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49




Obwegeser Nazal Spina Ekartörü

SKU **RM-ONSR-22-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Obwegeser Nazal Spina Ekartörü	22 cm toplam uzunluk, çentikli nazal spina ucu	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Obwegeser Ramus Ekartörü

SKU **RM-ORR-22-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Obwegeser Ramus Ekartörü	22 cm toplam uzunluk, anatomik kavisli ramus ucu	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49




Obwegeser Yumuşak Doku Ekartörü

SKU **RM-OSTR-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Obwegeser Yumuşak Doku Ekartörü	8 ¾" (22.2 cm) toplam uzunluk	\$39
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$39



Orringer Yanak Ekartörü

SKU **RM-OCR-4IN-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Orringer Yanak Ekartörü	4" (10.16 cm) uzunluk, 3" (8 cm) genişlik, kendinden sabitlenen yaylı tel	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49




Paparella-Weitlaner Kendinden Kilitlemeli Ekartör

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Paparella-Weitlaner Kendinden Kilitlemeli Ekartör	5" (12.7 cm) toplam uzunluk, 2x2 tırnak (13 mm), 33 mm açılma, cırcırlı kilit	\$89
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$89



Petri Pterygoid İntra Oral Ekartör

SKU **RM-PPIOR-23-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Petri Pterygoid İntra Oral Ekartör	23 cm toplam uzunluk, 25.5 mm genişliğinde pterygoid ağız	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Fiber Optik Petri Pterygoid İntraoral Ekartör

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

FİYAT **\$149 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Fiber Optik Petri Pterygoid İntraoral Ekartör	23 cm uzunluk, 25.5 mm genişliğinde bıçak, fiber optik ışık demeti
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Piriform Rim Ekartörü

SKU **RM-PRR-17-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Standart — 18.5 cm, 45x7 mm bıçak	RM-PRR-17-1-2	\$49



Plester Self Retaining Retractor

SKU **RM-PSRR-109-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Ayrılabilir Standart Form — 4", 5" (yaklaşık 11 cm), yarı-keskin ince dişler, Sol veya Sağ masif ağız	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Ekstra İnce 2:2 Dişli Formu — 11 cm veya 13 cm, asimetrik 2x2 ekstra ince diş dizilimi	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Asimetrik 3 Dişli Sol Form — 13 cm, 3 yarı-keskin diş solda, düz ağız sağda	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Ramus Ekartörü

SKU **RM-RR-MAX-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 17 cm, 11/15x70 mm bıçak	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Standart — 22 cm, 11x70 mm bıçak	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Büyük — 22 cm, 12/22x70 mm bleyd	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Reich Condyle Retraktörü

SKU **RM-RCR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
18 cm Toplam Uzunluk — 80° veya 110° profil	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Toplam Uzunluk — 80° veya 110° profil	RM-RCR-1-2	\$59



Sailer Nasal Bridge Retractor

SKU **RM-SNBR-235-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sailer Nasal Bridge Retractor	23.5 cm toplam uzunluk, 15-20 mm x 50 mm kavisli bıçak	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Sailer Nasal Spine Retractor

SKU **RM-SNSR-49-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sailer Nasal Spine Retractor	Çentikli nazal spina uçlu, düz saplı el tipi retratör	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Sailer Yumuşak Doku Ekartörü

SKU **RM-SSTR-15-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 15 cm, 7x25 mm bıçak	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standart — 15 cm, 10x35 mm bıçak	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Orta-Büyük Boy — 15 cm, 12x55 mm bıçak	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Büyük — 15 cm, 14x70 mm bıçak	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16x80 mm kanat	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Salzburg Kondiler Boyun Ekartörü

SKU **RM-SCNR-225-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sağ Taraf Model — 22.5 cm uzunluk, sağa kavisli kondiler boyun bıçağı	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Sol Taraf Modeli — 22.5 cm uzunluk, sola eğimli kondiler boyun bleydi	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Salzburg Mandibular Rim Ekartörü

SKU **RM-SMRR-23-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Salzburg Mandibular Rim Ekartörü	23 cm toplam uzunluk, kavisli mandibuler rim ucu	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Salzburg Yumuşak Doku Ekartörü

SKU **RM-SSTR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
13 cm Varyant — Tek uçlu düz uç	RM-SSTR-1-1	\$44
14 cm Varyant — Tek uçlu düz uç	RM-SSTR-1-2	\$49



Schuknecht Fisch Ekartör

SKU **RM-SFR-13-1**

FİYAT **\$114 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2 Dişli (2:2 Dizilim) — 13 cm uzunluk, yan-keskin 2:2 dişli, ayrılabilir	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Dişli (3:3 Dizilim) — 13 cm uzunluk, yan-keskin 3:3 uçlar, sökülebilir	RM-SFR-13-1-2	\$124




Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SRFOG-22-1**

FİYAT **\$139 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm uzunluk, 14.5 mm genişliğinde bıçak, entegre ışık demeti
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Sheen Nasal Retractor Angled

SKU **RM-SNRA-65-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sheen Nasal Retractor Angled	6 ½" (165 mm) toplam uzunluk, 10 mm yekpare bıçak, açılı gövde	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Sigmoid Notch Ekartör

SKU **RM-SNR-22-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sigmoid Notch Ekartör	22 cm toplam uzunluk, 9.5 / 16 mm konkav uç, tam kıvrımlı uç	\$64
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$64



Fiber Optik Kılavuzlu Sigmoid Notch Ekartörü

SKU **RM-SNRF0G-22-1**

FİYAT **\$139 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Fiber Optik Kılavuzlu Sigmoid Notch Ekartörü	22 cm uzunluk, 9.5 / 16 mm uç, fiber optik kanal
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Sistrunk Ekartör

SKU **RM-STR-153-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sistrunk Ekartör	15.3 cm toplam uzunluk, 3/8" (9.5 mm) çift uçlu bıçaklar, düz sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Snitman Kendinden Kilitlemeli Endeural Ekartör

SKU **RM-SSER-108-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Snitman Kendinden Kilitlemeli Endeural Ekartör	10.8 cm toplam uzunluk, 3x3 sivri uçlar, mandal kilidi	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99



Sternberg Çift Uçlu Ekartör

SKU **RM-SDER-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
14 cm Temel — U şeklinde karşılıklı tel uçlar	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — U-şekilli karşılıklı tel uçlar	RM-SDER-1-2	\$34



Döner Halkalı Nazal Ekartör

SKU **RM-SRNR-11-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Swivel Ring Nasal Retractor	11 cm toplam uzunluk, 8 mm genişliğinde bıçak, 360° döner halka	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59



Terry Nasal Retractor

SKU **RM-TNR-6IN-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Terry Nasal Retractor	6" (152 mm) toplam uzunluk, 5 x 46 mm bıçak, ergonomik sap	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44



Tessier Malleable Ribbon Retractor

SKU **RM-TMRR-22-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Dar Bıçak — 22 cm length, dar bükülebilir spatula — Orbital taban eksplorasyonu, medial kantal erişim, pediatrik kraniyofasiyal	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Orta Boy Bıçak — 22 cm length, orta boy bükülebilir spatula — Standart orbital rim ekspozisyonu, zigomatik ark ve maksiller osteotomiler	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Geniş Kanat — 22 cm uzunluk, geniş dövuilebilir spatula — Geniş alın flebi elevasyonu, koronal yaklaşım ve glob koruması	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Üçlü Set Paketi — Dar, Orta ve Geniş Kombine — Tüm fasiyal kemik koridorları için tam kraniyofasiyal malleable tepsi seti	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Tracheal Kanca/Retraktör

SKU **RM-THR-6IN-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Büyük — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Wassmund Yumuşak Doku Ekartörü

SKU **RM-WSTR-21-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Wassmund Yumuşak Doku Ekartörü	21 cm toplam uzunluk, 33 x 20 mm pürüzsüz bıçak, düz sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Williger Ekartör

SKU **RM-WLR-13-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Williger Ekartör (3 Dişli) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Williger Ekartör (4 Dişli) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Wullstein Weitlaner Otomatik Retraktör

SKU **RM-WWSRR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Kompakt (4", 4 ¼", 4 ½") — Düz / Eğri; 2x2 veya 2x3 dişli	RM-WWSRR-1-1	\$44
Orta Boy (5 ½", 5.5", 6", 6 ½") — Düz / Eğri; 2x3, 3x3 veya 3x4 dişli	RM-WWSRR-1-2	\$59
Uzatılmış (8", 9 ½", 10") — Düz / Eğri; 3x3 veya 3x4 dişli	RM-WWSRR-1-3	\$79



FK Ekartör (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

FİYAT **\$4,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Adaptörlü FK-WO TORS Temel Çerçevesi	Ana yapısal çerçeve tertibatı
1	FK-WO TORS Temel Çerçeve Adaptörü	Montaj bağlantı adaptörü
1	Tümör Tutma Forsepsleri veya Aspirasyon Tüpü Adaptörü	Yardımcı enstrüman montaj adaptörü
1	Işık Klipsi	Lateral kablo bağlantısı
2	Yanak Ekartörleri	Kavisli profil
1	Duman Aspirasyon Tüpü	4.0 x 170 mm
10 adet	Diş Koruyucu	Lateks içermez, otoklavlanamaz
1	Mandibula Bladei	11 cm
1	Larenjeal Blade	17 cm, konkav
1	Dil Bladei	Kavisli
1	Dil Bladei	Kavisli, sağ tarafı açık
1	Dil Bladei	Kavisli, sol tarafı açık
1	Weinstein-O'Malley Uyumlu TORS Bladei	Standart TORS profili
2	Küçük TORS Bladei, Sol	Kompakt sol taraf konfigürasyonu
2	Küçük TORS Bladei, Sağ	Kompakt sağ taraf konfigürasyonu
1	Sterilizasyon Kutusu	FK-WO TORS seti için özel tepsili kutu





Anderson Bear Claw Retraktör

SKU **RM-ABCR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
3 keskin tırnaklı, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 keskin pençe, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Ekartörü

SKU **RM-BFLR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Ekartörü	8" (20.3 cm) uzunluk, 5.2 cm pencere uç	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic

SKU **RM-BFLR-FO-1**

FİYAT **\$99 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic	9" (229 mm) uzunluk, 52 mm bıçak, fiber optik demet
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Storz, Olympus, Wolf, ACMI bağlantı parçalarıyla uyumlu
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Biggs Mammaplasty Ekartör, dar

SKU **RM-BMRN-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Biggs Mammaplasty Ekartör, dar	6" (15.2 cm) uzunluk, 3 cm dar kavisli bıçak	\$89
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$89



Biggs Mammaplasty Retractor standard

SKU **RM-BMRS-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Biggs Mammaplasty Retractor standard	8" (20.3 cm) uzunluk, 50.0 mm geniş bıçak	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69



Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics

SKU **RM-BMRFO-1**

FİYAT **\$239 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics	50 mm pencereli bıçak, ışık kılavuzu, aspirasyon tüpü
1	Universal Light Cable Fitting	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Protective Sleeve / Box	Standart taşıma ambalajı



Blair Parmak Ekartörü

SKU **RM-BFR-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
4-Dişli Küt Uç	RM-BFR-1-1	\$94
4-Dişli Keskin Uç	RM-BFR-1-2	\$94



Breast Engler Ekartör

SKU **RM-BER-OPT-1**

FİYAT **\$139 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Breast Engler Retractor	Entegre fiber optik demetli 65 x 12 mm bıçak
1	Evrinsel Işık Kablosu Bağlantı Parçası	Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Clodius Orbital Ekartör

SKU **RM-COR-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Clodius Orbital Retractor	Elde tutulan periorbital ve blefaroplasti ekartörü	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$24



Koronal Kaş Kaldırma Ekartörü (Coronal Brow Lift Retractor)

SKU **RM-CBLR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Coronal Brow Lift Retractor	7 ¼" (18.4 cm) uzunluk, 70.0 mm tirmik ucu, 7 keskin diş	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Curtin Cilt ve Doku Ekartörü

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Curtin Cilt ve Doku Ekartörü	14 cm toplam uzunluk, 15.0 mm geniş kafa, 6 keskin diş	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Daniel Endoskopik Alın Sinir Ekartörü

SKU **RM-DEFNR-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Daniel Endoskopik Alın Sinir Ekartörü	9 ¾" (17 cm) erişim, Sola Kavisli uç profili	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$54



Desmarres EyeLid Retractor

SKU **RM-DER-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart Konfigürasyon — 5 ½" (14 cm) uzunluk, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) eyer uç — Rutin göz kapağı retraksiyonu ve göz küresi koruması	RM-DER-1-1	\$49
İzole Konfigürasyon — 5 ½" (14 cm) boy, dielektrik polimer kaplama — Koterizasyon ve radyofrekans kesisi sırasında elektrocerrahi güvenliği	RM-DER-1-2	\$79



EMORY Endo-Plastic Ekartör

SKU **RM-EEPR-1**

FİYAT **\$309 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
EMORY Endo-Plastic Ekartör	10" (254 mm) uzunluk, 1" (25.4 mm) uç, 10 mm skop kanalı	\$309
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$309





Epstein Meme Ekartörü

SKU **RM-EBR-1**

FİYAT **\$244 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
90 x 27 mm (B x E)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (B x E)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (B x E)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (U x G)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (U x G)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (U x G)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (U x G)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (U x G)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (U x G)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294




Ferreira breast augmentation Retractor

SKU **RM-FBAR-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Ferreira breast augmentation Retractor	5 1/8" (130 mm) sap, 25 x 171 mm kavisli konik bıçak	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99





Ferreira Göğüs Büyütme Ekartörü - Fiber Optik

SKU **RM-FBAR-FO-1**

FİYAT **\$129 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ferreira Göğüs Büyütme Ekartörü - Fiber Optik	5 ½" uzunluk, 25 x 171 mm kavisli bıçak, fiber optik demet
1	Evrensel Işık Kablosu Bağlantısı	Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Ferreira Face Lift Ekartörü

SKU **RM-FFLR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Ferreira Face Lift Ekartörü	4 ¼" (108 mm) toplam uzunluk, 22 mm genişliğinde kavisli bıçak	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49



Ferreira Fiber Optik Yüz Germe Ekartörü

SKU **RM-FFOFLR-1**

FİYAT **\$99 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ferreira Fiber Optik Yüz Germe Ekartörü	4 ¼" (108 mm) uzunluk, 22 mm uç, fiber optik demet
1	Üniversal Işık Kablosu Bağlantısı	Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Freeman Face Lift Ekartörleri

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

FİYAT **\$62 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
20 mm - 22 mm — Düz	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Tam Eğri	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Düz	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Tam Kavisli	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Düz	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Tam Kavisli	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Freeman Flep Ekartörü

SKU **RM-FFR-8-1**

FİYAT **\$19 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
½" (12 mm) Genişlik — Eğri veya Düz	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) Genişliğinde — Eğri veya Düz	RM-FFR-8-1-2	\$24



Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU **RM-FFR-FO-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
13 mm Geniş Uç — 8" toplam uzunluk, 13 mm uç, fiber optik demet	RM-FFR-FO-1-1	\$89
25 mm Geniş Blade — 8" toplam uzunluk, 25 mm blade, fiber optik demet	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Freeman Mini Rake Ekartör

SKU **RM-FMRR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Freeman Mini Rake Ekartör	4 ¾" (12.0 cm) uzunluk, 1" geniş kafa, 4 keskin diş — 1	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$44



Freeman Rake Retractor

SKU **RM-FRR-7-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
22 mm Geniş Tirmik — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Geniş Tirmik — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Gonzalez Gluteal L-Tipi Ekartör

SKU **RM-GGLR-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Gonzalez Gluteal S-Shaped Retractor

SKU **RM-GGSR-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Gorney Rake Ekartör

SKU **RM-GRR-3IN-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
3 in (7.5 cm), 38 mm genişlik — Standart	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm genişlik	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Hayes Hand Retraktörleri

SKU **RM-HHR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Hoyos Distal Ekartör

SKU **RM-HDR-1**

FİYAT **\$349 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7.5 cm Kısa Varyant — 7.5 cm (yaklaşık 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm Uzun Varyant — 15.0 cm (approx. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Hoyos Proksimal Ekartör

SKU **RM-HPR-20-1**

FİYAT **\$499 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Hoyos Proximal Retractor	20 cm toplam uzunluk, TC entegre sap, proksimal kavisli uç	\$499
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$499



Hoyos Remora Retrator

SKU **RM-HRR-1**

FİYAT **\$499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Hoyos Remora Retrator	Kavisli tırtıklı bıçak, entegre fiber optik demet, aspirasyon tüpü
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik ışık kaynaklarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Kasden Çift Uçlu Hassas Ekartör

SKU **RM-KDEDR-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Kasden Çift Uçlu hassas ekartör	Boyutlar / Detaylar: 6 ½" (16.5 cm) toplam uzunluk, çift hassas uç, alüminyum sap	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Kawamoto Çift Uçlu İzoleli Ekartör

SKU **RM-KDEIR-1**

FİYAT **\$34 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Kawamoto Çift Uçlu İzoleli Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 6" (152 mm) uzunluk, 14 x 16 mm L-şekilli izoleli bıçaklar	\$34
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı	\$34



Knapp Lakrimal Kесе Ekartörü

SKU **RM-KLSR-1**

FİYAT **\$39 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	1 Dişli (Tekli Kanca)	Mevcut Genişlikler: 5.0 mm · Mevcut Şaft ve Uçlar: Sert veya Esnek (Keskin / Künt) · Fiyat (USD): \$39.00 - \$49.00
1	2 Dişli	Mevcut Genişlikler: 5.0 mm veya 6.0 mm · Mevcut Şaft ve Uçlar: Sert veya Esnek (Keskin / Künt) · Fiyat (USD): \$39.00 - \$49.00
1	3 Dişli	Mevcut Genişlikler: 6.0 mm veya 8.0 mm · Mevcut Şaft ve Uçlar: Sert veya Esnek (Keskin / Künt) · Fiyat (USD): \$39.00 - \$49.00
1	4 Dişli	Mevcut Genişlikler: 6.0 mm veya 8.0 mm · Mevcut Şaft ve Uçlar: Sert veya Esnek (Keskin / Künt) · Fiyat (USD): \$39.00 - \$49.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Genişlikler: Standart Taşıma Ambalajı · Mevcut Şaft ve Uçlar: — · Fiyat (USD): Dahildir




Knapp Otostatik Ekartör

SKU **RM-KSRR-10-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Knapp Otostatik Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 10 cm toplam uzunluk, 26 mm genişlik, 4x4 dişli (Düz/Açılı, Keskin/Künt) · Temel Klinik Rol: Otostatik lakrimal kese ve mikro-insizyon ekspozisyonu · Fiyat (USD): \$79.00	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil	\$79



Logan Yara Ayırıcı (Ekartör)

SKU **RM-LWS-4CM-1**

FİYAT **\$199 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Alt Cırcırlı Kılavuz Çubuğu Çerçevesi	Doku kenarlarını genişletmek için kılavuz görevi gören ana taban ray şasisi
1	Kayar Kol Braketi	Ray boyunca yatay olarak ayarlanan hareketli braket bileşeni
2	Vida Ayar Mekanizmaları	Kolları hareket ettirmek ve konumuna sabitlemek için hassas kilitleme vidası dişlileri
2	Dişli Yayma Uçları	3 x 3 keskin dışı kavisli dişlere sahip kaymaz çene uçları
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Marx Meme Ekartörü

SKU **RM-MBR-27-1**

FİYAT **\$119 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Marx Meme Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 27 cm toplam uzunluk, 30 x 125 mm kavisli uç · Dahil Olan Miktar: 1	\$119
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$119



Maxwell Flap Ekartör

SKU **RM-MFR-4IN-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
22 mm genişlik düzeni	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm genişlik düzeni	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Meyerding Cilt Kancası/Ekartörü

SKU **RM-MSHR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Miller Rake Retraktör

SKU **RM-MRR-514-1**

FİYAT **\$39 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Künt Uç Profili	Boyutlar / Detaylar: 5 ¼" uzunluk, 15 mm genişlik, 9 künt diş · Temel Klinik Rol: Sıfır delinme riski ile güvenli kutanöz flep elevasyonu · Fiyat (USD): \$39.00
1	Keskin Uç Profili	Boyutlar / Detaylar: 5 ¼" uzunluk, 15 mm genişlik, 9 keskin diş · Temel Klinik Rol: Yoğun dermis ve fibröz fasya üzerinde güvenli, kaymayan tutuş · Fiyat (USD): \$39.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil



Moberg Deri Ekartörü

SKU **RM-MSR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
17 cm Varyant	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm Varyant	RM-MSR-1-2	\$49



Ragnell-Davis Double Ended Retractor

SKU **RM-RDDR-49-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Yassı / Yuvarlak)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Yassı / Yuvarlak)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Yassı / Yuvarlak)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Fiber Optik Aydınlatmalı Halka Meme Ekartörü

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

FİYAT **\$339 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Fiber Optik Aydınlatmalı Halka Meme Ekartörü	Elde tutulan meme ekartörü, halka uç, entegre ışık demeti
1	Üniversal Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Rollet Ekartör

SKU **RM-RLR-5IN-1**

FİYAT **\$39 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Standart — 13 cm, 4 keskin dişli, 4.5 mm uç	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Büyük — 13.5 cm, 4 dişli, 7.0 mm uç	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Saldanha-Solz Abdominal Ekartör

SKU **RM-SSAR-235-1**

FİYAT **\$199 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Saldanha-Solz Abdominal Ekartör	23.5 cm toplam uzunluk, doku optimizasyonlu kavisli bıçak	\$199
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$199




Sculpo Endoskopik Ekartör

SKU **RM-SER-180-1**

FİYAT **\$229 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Sculpo Endoskopik Ekartör	180 x 25 mm kanat, kilitli musluk, altın kaplama sap
1	Skop Kanalı Kilitleme Vidası	5 mm veya 10 mm endoskoplara güvenli bir şekilde entegre eder
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Sisson Cilt Ekartörü

SKU **RM-SSR-105-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Sisson Skin Retractor	10.5 cm toplam uzunluk, 1x1 keskin uçlu kanca, yassı sap	\$84
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$84



Spring Wire Ekartör

SKU **RM-SWR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
8.6 cm - 8.9 cm — 1x1, 3x3 veya 4x4 dişli	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1x1, 3x3 veya 4x4 dişli	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Makro — 1x1, 3x3, veya 4x4 dişli	RM-SWR-1-3	\$60



Talei Boyun Germe Ekartörü "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

FİYAT **\$159 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Talei Boyun Germe Ekartörü "Benetrator 2"	9" (22.86 cm) toplam uzunluk, geniş kavisli uç, entegre aspirasyon tüpü	\$159
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$159



Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"

SKU **RM-TNR-9IN-1**

FİYAT **\$159 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"	9" (22.86 cm) toplam uzunluk, ultra dar kavisli uç, düz sap	\$159
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$159



Tebbetts Breast Retractor

SKU **RM-TBR-64-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
9 cm x 24 mm — Dişli veya Dişsiz — Inframamariyel erişim, periareolar cep diseksiyonu	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Dişli veya Dişsiz — Derin subpektoral cep oluşturma ve transaksiller meme büyütme	RM-TBR-64-1-2	\$64



Tebbetts Çift Uçlu Meme Ekartörü

SKU **RM-TDEBR-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
23 cm Ulaşım Mesafesi — 37x70 mm uzun bıçak / 22x54 mm kısa bıçak — Standart inframamiller büyütme ve periareolar cep diseksiyonu	RM-TDEBR-1-1	\$69
31 cm (12.25") Erişim — 37x70 mm uzun bleyd / 22x54 mm kısa bleyd — Derin subpektoral cep oluşturma, transaksiller ogmentasyon ve revizyon mamoplasti	RM-TDEBR-1-2	\$89




Tebbetts Fiber Optik Meme Büyütme Ekartörü

SKU **RM-TFOBAR-1**

FİYAT **\$259 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Işık Kaynaksız — 13 seçilebilir boyut (Dişli/Dişsiz) — Evrensel fiber optik kablo adaptörü (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Kablosuz LED Kaynaklı — 13 seçilebilir boyut (Dişli/Dişsiz) — Kablosuz pilli LED ışık ünitesi (AA pil, gaz sterilizasyonuna uygun)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Tebbetts Fiber Optik Meme Büyütme Ekartörü, Çift Saplı

SKU **RM-TFOBARDH-1**

FİYAT **\$259 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Işık Kaynaksız — 13 seçilebilir boyut (Dişli/Dişsiz) — Evrensel fiber optik kablo adaptörü (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Kablosuz LED Kaynaklı — 13 seçilebilir boyut (Dişli/Dişsiz) — Kablosuz pilli LED ışık ünitesi (AA pil, gaz sterilizasyonuna uygun)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335




Tebbetts Spatula Meme Ekartörü

SKU **RM-TSBR-125-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
25 mm genişlik × 185 mm uzunluk — 12 ½" (31.5 cm) — Standart yetişkin subpektoral cep elevasyonu ve inframamiller erişim	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm genişlik × 190 mm uzunluk — 12 ½" (31.5 cm) — Geniş pektoral kas displesmanı ve büyük rekonstrüktif cepler	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Tupper's Universal Hand Retractor

SKU **RM-TUHR-1**

FİYAT **\$699 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	El Tablası	Merkezi operasyon yüzeyi
2	Yükseltilmiş Zincir Tutucular	Çerçeve çevre destekleri
2	Zincir Tutucu Kancalar	Sabit bağlantı noktaları
2	Kayar Zincir Tutucu Kancalar	Ayarlanabilir bağlantı noktaları
4	Cilt Kancalı Bilyalı Zincirler	21 cm
6	Kol/Bilek Sabitleme Bilyalı Zincirleri	26 cm
1 Set	Kauçuk Bantlar	5 parça



Vickers Low Profile Ekartör

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

FİYAT **\$199 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
2x2 Künt Uçlu	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3x3 Künt Dişli	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Tam Kanatlı (Düz Yüzeyli)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Yancoskie Abdominoplasti Ekartörü

SKU **RM-YAR-75-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Yancoskie Abdominoplasti Ektörü	7 ½" (19.0 cm) uzunluk, 152 mm genişliğinde tırmık, 6 keskin sıralı uç	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99



Yancoskie Coronal Lift Retractor

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

FİYAT **\$119 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Yancoskie Coronal Lift Retractor	9" (22.9 cm) toplam uzunluk, 150 mm genişliğinde tirmik, 6 adet dengeleyici keskin çatal	\$119
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$119




Bookwalter El Cerrahisi Ekartör Sistemi

SKU **RM-BHSRS-1**

FİYAT **\$999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Mini-Bookwalter Bleyd, Tekli Kanca	Standart Mini — keskin veya künt uç
2	Mini-Bookwalter Bleyd, Çiftli Kanca	Standart Mini — keskin veya künt uç
2	Mini-Bookwalter Bleyd, Üçlü Kanca	Standart Mini — keskin veya künt uç
2	Mini-Bookwalter Bleyd, Dörtlü Kanca	Standart Mini — keskin veya künt uç
1	Mini-Bookwalter Bükümlü Cırcır	Standart Mini
4	Mini-Bookwalter Tilt Cırcır Mekanizması	Standart Mini
1	Mini-Bookwalter Split Halka	7" (17.5 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa





Hoyos Ekartör Sistemi

SKU **RM-HRS-1**

FİYAT **\$1,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Hoyos Distal Ekartör Kısa	Kesi yerlerine daha yakın erişim için kısa boy distal retraksiyon bıçağı seçeneği
1	Hoyos Distal Ekartör Uzun	Daha derin doku erişimi için uzun boy distal retraksiyon bıçağı seçeneği
1	Hoyos Proksimal Ekartör Uzun	Proksimal sınır elevasyonu için uzun boy proksimal retraksiyon bıçağı bileşeni
1	Remora Ekartör	Kaymayı azaltmak için tasarlanmış özel traksiyon ekartör bıçağı
1	Kilitli Destek Çubuğu	Ekartör kollarını ana üst çerçeveye bağlar
1	Hoyos Ekartör Sistemi için Masa Klempi	Dikey sütunu ameliyat masası rayına sabitler
1	Hoyos Yatay Uzatma Çubuğu	Çerçeveyi cerrahi alan üzerinde yatay olarak uzatır
1	Hoyos Dikey Sütun	Montaj çerçevesini destekleyen ana dikey sütun





Allison Akciğer Ekartörü

SKU **RM-ALR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
İnfant / Pediyatrik — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediyatrik Kompakt — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standart — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Yetişkin Orta Boy — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Erişkin Geniş — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Yetişkin Ekstra Geniş — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Baby-Haight Ekartör (Rib Spreader)

SKU **RM-BHRS-52-1**

FİYAT **\$289 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ultra Minyatür Lineer Genişleme Kılavuz Çerçevesi	Neonatal cerrahi parametreler için üretilmiş mikro kanallı sürgülü ray
2	Sökülebilir Pencere Lateral Bıçaklar (Çift 1)	Başınç nekrozunu sınırlamak için tasarlanmış 9 mm × 10 mm mini doku kanatları
2	Sökülebilir Pencere Lateral Bıçaklar (Çift 2)	Daha derin infant koridorları için 9 mm × 20 mm mini doku kanatları
1	Entegre Hassas Dişli Vida Kilidi	Adım adım genişlik kontrolü için düşük profilili döner kelebek vida
2	Ergonomik Mikro Forseps Uzatma Kolları	Pürüzsüz dış kenarlara sahip aerodinamik hafif sap profilleri
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı




Bailey Rib Contractor (Kaburga Yaklaştırmacı)

SKU **RM-BRC-1**

FİYAT **\$159 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Bailey Rib Contractor	20 cm toplam uzunluk, pençe uçlu mekanik kompresör	\$159
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$159



Bugge Takedown I.M.A Mammaria Ekartör

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

FİYAT **\$499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Bugge Takedown I.M.A Ekartör Şasisi	110 mm ray açıklığına sahip mekanik kaldırma rayı
1 Çift	Ana Lateral Bıçaklar	40 mm x 100 mm konturlu sternal kaldırma bıçakları
1 Set	Entegre Çalışma Bıçakları	40 mm x 150 mm uzatılmış çalışma ucu tertibatı
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Burford Rib Spreader

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

FİYAT **\$359 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Seçenek 3 (Kompakt Açıklık) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral bıçaklar	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Seçenek 1 (Orta Boy Açıklık) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral bıçaklar	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Seçenek 2 (Maksimum Açıklık) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral bıçaklar	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Castaneda Rib Spreader (Ekartör)

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

FİYAT **\$309 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Seçenek 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Neonatal torakotomi, koarktasyon onarımı, infant PDA ligasyonu	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Seçenek 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — Infant konjenital kardiyak onarım, vasküler ring divizyonu	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Seçenek 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Pediatrik ve adolesan torakotomi, pulmoner şant yerleştirilmesi	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Castaneda Sternal Ekartör

SKU **RM-CSR-1**

FİYAT **\$374 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Yenidoğan Profili	RM-CSR-1-1	\$374
İnfant Profili	RM-CSR-1-2	\$384
Erişkin Profil	RM-CSR-1-3	\$389



Cooley Atriyal Ekartör

SKU **RM-CAR-1**

FİYAT **\$64 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük Model	RM-CAR-1-1	\$64
Orta Boy Model	RM-CAR-1-2	\$69
Büyük Model	RM-CAR-1-3	\$74




Cooley Kot Ayırıcı (Rib Spreader)

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

FİYAT **\$319 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
İnfant Profili — 12 mm x 16 mm — 95 mm maksimum açılma — Yenidoğan ve infant torasik giriş, konjenital kalp cerrahisi	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediyatrik Profil — 15 mm x 30 mm — 140 mm maksimum açıklık — Pediyatrik kardiyak prosedürler ve torakotomi	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Standart Yetişkin Profili — 21 mm x 44 mm — 150 mm maksimum ekartasyon — Standart yetişkin torakotomi, lobektomi ve akciğer rezeksiyonu	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Büyük Erişkin Profili — 35 mm x 50 mm — 200 mm maksimum açılma — Bariatrik torasik cerrahi, derin mediastinal ekspozur	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Cooley Sternal Retraktör

SKU **RM-CSR-STD-1**

FİYAT **\$354 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Çocuk Profil — 145.0 mm x 140.0 mm x 21.0 mm x 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Erişkin Profil — 200.0 mm x 180.0 mm x 32.0 mm x 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Ekstra Büyük Profil — 178.0 mm x 152.0 mm x 102.0 mm x 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Cooley Sternotomi Ekartörü

SKU **RM-CSTR-PED-1**

FİYAT **\$359 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Yenidoğan Profili — 85.0 mm x 55.0 mm x 16.0 mm x 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediyatrik Profil — 115.0 mm x 80.0 mm x 30.0 mm x 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Coryllos Ekartörler

SKU **RM-COR-THOR-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
22 mm x 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm x 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm x 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119




Crawford Aort Ekartörü

SKU **RM-CAR-VASC-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük Model — 19 cm length, 15.0 mm bıçak	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Büyük Model — 19 cm boy, 15.0 mm bıçak	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Cushing Ven Ekartörü

SKU **RM-CVR-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (yaklaşık 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (yaklaşık 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (yakl. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (yaklaşık 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Darling Popliteal Otomatik Ekartör

SKU **RM-DPSRR-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Seçenek A — 54 mm x 25 mm Sol / 76 mm x 38 mm Sağ — Lateral kas deplasmanı ile derin popliteal arter ekspozuru	RM-DPSRR-1-1	\$109
Seçenek B — 76 mm x 38 mm Sol / 54 mm x 25 mm Sağ — Medial kas deplasmanı ile derin popliteal arter ekspozuru	RM-DPSRR-1-2	\$109



DeBakey Ekartör

SKU **RM-DBR-15-1**

FİYAT **\$72 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
DeBakey Ekartör	15.3 cm toplam uzunluk, 1x1 sivri uçlar	\$72
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$72



DeBakey Rib Spreader

SKU **RM-DRS-SET-1**

FİYAT **\$449 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ağır Hizmet Tipi Paralel Genişleme Rayı Çerçevesi	Lineer yapısal kemik genişletmesi sağlayan sürgülü ray (150 mm veya 200 mm)
6 (3 Çift)	Ayrılabilir Kanca Tipi Lateral Bıçaklar	Kaymaz kavisli kenarlara sahip 3 çift değiştirilebilir bıçak
1	Entegre Gergi Vidası Kilidi	Kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için manuel rotasyon kilitleme civatası
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Pürüzsüz atravmatik dış kenarlara sahip hafif saplar
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı





Genişletilmiş Vasküler Lobster Ekartör

SKU **RM-EVLR-1**

FİYAT **\$2,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
6	Lobster Ekartör Klemp	—
1	Dikey Direkli ve Çerçeve Kuplörli Lobster Masa Klemp	—
1	Lobster Menteşeli Uzatma Kolu	—
1	Lobster Çerçevesi	—
2	Lobster Mayo Döner Ekartör	2¼" x 2"
1	Lobster Mayo Döner Ekartör	3¼" x 2"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör	2¼" x 4½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Ekartör	2" x 5"
1	Lobster Dövülebilir Döner Ekartör (Delikli)	2" x 6½"
1	Lobster Dövülebilir Döner Ekartör (Delikli)	3" x 6½"
1	Lobster Fence Döner Ekartör	4" x 6"
2	Lobster Renal Döner Ekartör	1" x 6"
1	Lobster Splanknik Döner Ekartör	2" x 4½"
1	Lobster Splanknik Döner Ekartör	2" x 6"
1	Sterilizasyon Kutusu	—



Finochietto (Modif) Kaburga Ekartörü

SKU **RM-FMR-299-1**

FİYAT **\$299 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Aerodinamik Yatay Raylı Çerçeve	Derin erişimli manuel genişletmeyi destekleyen düz sürgülü ray (120 mm açıklık)
2 (Sabit Çift)	Sabit Kavisli Bıçaklar	Kaburga yüzeylerine uygun 14 mm x 15 mm pencereci lateral bıçaklar
1	Döner Vidalı Kilit Tertibatı	Optimum cerrahi retraksiyonu sabitlemek için sıkma dişlisi
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için hafif doku yayma kolları
1	Koruyucu Saklama Kabı / Kutu	Standart taşıma ambalajı





Finochietto Kaburga Ekartörü

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

FİYAT **\$329 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Modernize Edilmiş Paralel Kılavuz Raylı Gövde	Kayarak açılmak ve kemikleri genişletmek için tasarlanmış doğrusal çubuk şasisi
2 (Sabit Çift)	Sabit Açılı Bıçaklar	Dairesel pencerelere sahip kemik kavrayıcı lateral bloklar
1	Entegre Çevirmeli Vida Kilidi	Gövde genişlemesini güvenli bir şekilde tutmak için konumlandırılmış manuel yapısal kilit
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için optimize edilmiş hafif yapılı kollar
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı



Finochietto-Baby Rib Spreader

SKU **RM-FBRS-100-1**

FİYAT **\$299 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Paralel Sürgülü Kılavuz Rayı Şasisi	Dar pediyatrik alanlarda kayarak açılmak üzere tasarlanmış minyatür ray sistemi
2 (Sabit Çift)	Sabit Açılı Bıçaklar	Dairesel pencereli, kemiği kavrayan 31 mm x 31 mm yanıl bloklar
1	Entegre Vidalı Kilit	Gövde genişlemesini güvenli bir şekilde tutmak için konumlandırılmış manuel yapısal kilit
2	Ergonomik Pens Uzatma Kolları	Pürüzsüz kenarlarla tasarlanmış ultra hafif yapılı kollar
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı




Finochietto-Infant Rib Ekartörü

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

FİYAT **\$319 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Hassas Yatay Ray Gövdesi	İnfanıl torakotomi için optimize edilmiş kompakt sürgü çubuğu düzeni
2 (Sabit Çift)	Sabit Açılı Bıçaklar	14x15 mm veya 15x15 mm pencereli lateral modüller
1	Vidalı Kilitleme Mekanizması	Ekartasyonu sabitleyen ve yorgunluğu sınırlandıran manuel emniyet kilitleme cıvatası
2	Ergonomik Konik Pens Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlara sahip hafif yapılı kollar
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı



French Pattern I.M.A Sternal Ekartör

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

FİYAT **\$429 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ana Kayar Raylı Çerçeve	Toraksik yapıları yönlendirmek ve birbirinden ayırmak için tasarlanmış yanıl şasi
1	Geniş Sternal Bıçak Bileşeni	Sternal kuvvet dağılımı için 100 mm x 20 mm pürüzsüz düz palet
2	Asimetrik Sternal Pençe Bıçakları	28 mm veya 32 mm pençe derinlikleri ile tasarlanmış çift kavisli traksiyon kancaları
3	Özel Gerdirme Vidası Kilitleri	Her bıçağı yerinde tutmak için takılan bağımsız kilitleme mekanizmaları
2	Ergonomik Ekartör Kollar	Pürüzsüz dış çevrelere sahip hafif, aerodinamik sap girişleri
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Ministernotomi için French Pattern I.M.A. Sternal Ekartör

SKU **RM-FPMS-429-1**

FİYAT **\$429 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Düşük Profilli Orta Hat Kayar İzleme Çerçevesi	Ministernotomi yaklaşımları için optimize edilmiş minyatürleştirilmiş kılavuz çubuğu rayı
1	Minyatür Sternal Bıçak Bileşeni	Kemik duvarı kuvvet dağıtımı için 30 mm x 20 mm düz dikdörtgen plaka
2	Mikro Sternal Pençe Bıçakları	43 mm veya 50 mm derinliğinde çalışma uçlarına sahip çift kavisli sabitleme kancaları
3	Entegre Manuel Bıçak Vidası Kilitleri	Bireysel açık ayarları sabitlemek için hızlı dönen dişli düzenekleri
2	Aerodinamik Forseps Uzatma Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlarla tamamlanmış hafif şasi düzeni
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Haight Rib Ekartörü

SKU **RM-HRS-329-1**

FİYAT **\$329 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Yatay Ray Genişleme Kirişi	Torakotomi sırasında manuel yapısal genişlemeyi destekleyen sürgülü şasi
2 (Sabit Çift)	Sabit Açılı Bıçaklar	Doku pencerelerine sahip 30 mm x 30 mm kemik tutucu lateral plakalar
1	Vidalı Kilit Mekanizması	Seçilen retraksiyon seviyesinde stabil tutuş sağlayan mekanik kelepçe
2	Ergonomik Ekartör Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlarla hazırlanmış hafif sap profilleri
1	Koruyucu Taşıma Kutusu	Standart nakliye ambalajı



Henly Ekartör Orta Bıçağı

SKU **RM-HRCB-1**

FİYAT **\$48 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
19 mm uzunluk x 15 mm genişlik — Standart Henly gövde montajı	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm uzunluk x 15 mm genişlik — Standart Henly stem mount	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm uzunluk x 15 mm genişlik — Standart Henly sap montajı	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm uzunluk x 15 mm genişlik — Standart Henly gövde montajı	RM-HRCB-1-4	\$54



Henly Retractor Frame

SKU **RM-HRF-6CM-1**

FİYAT **\$124 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Henly Retractor Frame	6 cm açılma kapasitesi, parmak halkalı cırcırlı şasi, merkez uç yuvası	\$124
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$124



Leaflet Retraktör

SKU **RM-LFR-22-1**

FİYAT **\$49 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	5.0 mm Geniş Kanat	Toplam Uzunluk: 22 cm · Temel Klinik Rol: Pediyatrik kapak cerrahisi, komissürotomi ve aortik küspis incelemesi · Fiyat (USD): \$49.00
1	8.0 mm Geniş Kanat	Toplam Uzunluk: 22 cm · Temel Klinik Rol: Yetişkin mitral kapak ekartasyonu ve subvalvüler kordal ekspozisyon · Fiyat (USD): \$49.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Toplam Uzunluk: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil




McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU **RM-MMSR-1**

FİYAT **\$699 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Göğüs Ekartörü Çift Barları	Sternal ayırma için birincil 5 inç modifiye ayırma çerçevesi
1	Ayrık Üniversal Klemp	Çerçeve eklemlerini sabitlemek için özel montaj klemp
1	Üniversal Klemp	Bileşen entegrasyonu için çok amaçlı sıkıştırma bloğu
1	Ana Braket	Yardımcı retractor kollarını desteklemek için birincil montaj braket
1	Tüp Tutucu	Operasyon alanında cerrahi hortumları sabitlet
1	Dik Açılı Transvers Çubuk	Yardımcı retractor elemanlarını konumlandırmak için yapısal çapraz çubuk
1	Büyük Tel Sepet Retraktör (Şekillendirilebilir)	Nazik doku deplasmanı için geniş, şekillendirilebilir tel sepet
2	Küçük Tel Sepet Retraktör (Şekillendirilebilir)	Hedefli doku retraksiyonu için kompakt, şekillendirilebilir tel sepetler



Mercedes Torasik Ekartör

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

FİYAT **\$329 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Sağlam Yarım Daire İz Taban Çerçevesi	Mekanik tork sağlayan bileşik etkili tertibat
4 (2 Çift)	Sökülebilir Kanca Benzeri Yanal Kanatlar	2 çift değiştirilebilir pencere kanat (48x68 mm veya 70x75 mm)
1	Merkezi Vida Ayar Dişlisi	Konfigürasyonları sabitlemek ve el yorgunluğunu sınırlamak için manuel kilitleme mekanizması
2	Ergonomik Ekartör Pens Kolları	Pürüzsüz dış kenarlarla tasarlanmış hafif sap çerçeveleri
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart nakliye ambalajı






Mitral Kapak Ekartörü

SKU **RM-MVR-1**

FİYAT **\$899 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ana Braket	Ekartör sisteminin ana yapısal destek bileşeni
1	Cooley Sternum Ekartörü	Sternum ekartasyon bileşeni
1	Yan Kol Çubuğu	Ek yapısal destek ve konumlandırma sağlar
3	Üniversal Klemp	Sistem içindeki uyumlu bileşenleri bağlar ve sabitler
1	Triküspid Bıçağı	Kardiyak cerrahi görüş için bıçak seçeneği
1	Büyük Ekartör Bıçağı	Doku ekartasyonu için daha büyük bıçak seçeneği
3	Küçük Ekartör Bıçağı	Doku ekartasyonu için daha küçük bıçak seçenekleri
1	Sterilizasyon Kutusu	Saklama ve yeniden işleme sırasında setin tamamını düzenler ve korur



Morse Rib Spreader

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

FİYAT **\$239 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Seçenek A — 22 × 27 mm / 200 mm Açıklık	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Seçenek B — 30 × 28 mm / 210 mm Açıklık	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Seçenek C — 42 × 28 mm / 210 mm Açıklık	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Seçenek D — 55 × 28 mm / 210 mm Açıklık	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Morse-Favaloro Kot Ayırıcı (Rib Spreader)

SKU **RM-MFRS-160-1**

FİYAT **\$269 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Paralel Sürgülü Kılavuz Ray Şasisi	Genişleme şasisi olarak görev yapan hafif alüminyum kılavuz rayı
4 (2 Çift)	Hareketli Açılı Lateral Bıçaklar	Kaburgalara uyum sağlayan 17 mm x 22 mm boyutunda dört adet çok pozisyonlu ayarlanabilir bıçak
1	Vidalı Kilitleme Mekanizması	Bıçakları optimum retraksiyonda sabitleyen entegre kilitleme civatası
2	Ergonomik Retraksiyon Pens Kolları	Pürüzsüz dış kenarlarla tasarlanmış konik alüminyum sap gövdeleri
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Parsonnet Epikardiyal Ekartör

SKU **RM-PER-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Ekstra Küçük	RM-PER-1-1	\$44
Küçük	RM-PER-1-2	\$49
Orta	RM-PER-1-3	\$54
Büyük	RM-PER-1-4	\$59



Ross Aort Kapak Retraktörü

SKU **RM-RAVR-25-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Boyut #1 — ⅜" x ⅝" (yaklaşık 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Boyut #2 — ½" x ⅝" (yaklaşık 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Boyut #3 — ¾" x 1" (yaklaşık 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Boyut #4 — ¾" x 1 ⅛" (yaklaşık 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Boyut #5 — 1 ⅛" x 1 ⅝" (yaklaşık 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Boyut #6 — 1 ¾" x ⅞" (yaklaşık 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Sachs Ven Ekartörü

SKU **RM-SVR-22-1**

FİYAT **\$54 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Düz Bıçaklı Model — 22 cm uzunluk, düz kavisli bıçak	RM-SVR-22-1-1	\$54
Dişli Bıçak Modeli — 22 cm uzunluk, dişli bıçak ağız	RM-SVR-22-1-2	\$54
Keskin Kanca Model — 22 cm length, keskin eğri kanca	RM-SVR-22-1-3	\$54



Semb Akciğer/Kas Ekartörü

SKU **RM-SLMR-89-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
25.5 cm Konturlu Model — 25.5 cm, Konturlu Kavrama	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm Düz Saplı Model — 25.0 cm, Düz Saplı	RM-SLMR-89-1-2	\$89



ThoraGate Rib Up Ekartör Sistemi

SKU **RM-TRURS-1**

FİYAT **\$1,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	ThoraGate Rib Up Ekartör	Ana torasik ekartör çerçevesi ve elevasyon düzeneği
1	Esnek Kol	Ekartör elemanlarının konumlandırılması için mafsallı destek kolu
1	Vakumlu Stabilizatör Ayağı	Mekanik sistem dengesine yardımcı olan temel ünite
2	Alt Kaşıklar (farklı boyutlarda)	Alt kaburga kavraması için değiştirilebilir kaşıklar
3	Üst Kaşıklar (farklı boyutlarda)	Üst kaburga elevasyonu için değiştirilebilir kaşıklar



Tuffier Ekartör (Rib Spreader)

SKU **RM-TRS-160-1**

FİYAT **\$299 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Yatay Kayar Ray Çerçevesi	Kompresyon altında yapısal yayılma sağlayan paralel çubuk kılavuz rayı
2 (Sabit Çift)	Sabit Geniş Lateral Bıçaklar	Kemik tutuşu için içten tırtıklı 45 mm x 45 mm açılı paneller
1	Manuel Vida Kilidi	Açıklık parametrelerini sabitleyen ve el yorgunluğunu azaltan vidalı kilitleme dişlisi
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Pürüzsüz kenarlarla tasarlanmış aerodinamik, hafif sap şaftları
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı



Valve XS Ekartör Sistemi

SKU **RM-VXRS-1**

FİYAT **\$999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lateral Yaklaşım için Valve XS Ekartör Sistemi	Çift Eklemlili konfigürasyon
1	Sadece Bıçak, Ball-Snap Kapatmalı	53 x 36 mm
1	Lateral Kaburga Ekartörü Aksesuarları (Dövülebilir)	60 x 35 mm
1	Valve XS Bağlantı Klemp Tip B	Yapısal klemp
1	Ekartör Çubuğu	9" (230 mm)
1	MICS CABG için Ekartör	Özel bileşen
1	Atriyum Lift Ekartör Kanadı Uygulama Enstrümanı	Özel uygulama aleti
1	Sadece Bıçak	30 x 35 mm
1	Sadece Bıçak	40 x 35 mm
1	Sadece Bıçak	50 x 35 mm
1	Sadece Bıçak	60 x 35 mm
1	Sadece Bıçak	70 x 35 mm
1	Sterilizasyon Kutusu	Saklama konteyneri





Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

FİYAT **\$2,699 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" x 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" x 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" x 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" x 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" x 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" x 5"
1	Sterilization Box	—



Willauer-Deaver Ekartör


SKU **RM-WDR-395-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
25 mm Geniş Blade — 25 mm genişlik x 108 mm çalışma yüzeyi	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm Geniş Bıçak — 50 mm genişlik x 108 mm çalışma yüzeyi	RM-WDR-395-1-2	\$149






Wylie Renal Ven Ekartörü

SKU **RM-WRVR-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
11 ¾" (29.85 cm) — Düz eğri vasküler uç	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — Düz kavisli vasküler bıçak	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — Düz kavisli vasküler bıçak	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — Düz kavisli vasküler bıçak	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Düz kavisli vasküler uç	RM-WRVR-1-5	\$109



Rultract Retractor System

SKU **RM-RRS-1**

FİYAT **\$1,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Spline Tip, Double Blend Post/Clamp	Birincil montaj arayüzünü ve klemp ayarını sağlar
1	Rake Assembly with Snap Clip	Geçmeli klips aparatı ile cerrahi dokuyu kavrar ve tutar
1	Spline Top Post	Üst çerçeve bölümünü bağlar ve direk tertibatını stabilize eder



Bookwalter IMA Ekartör Sistemi

SKU **RM-BIRS-1**

FİYAT **\$1,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Dikey Uzatma Barı	12" (30 cm)
1	Kolon Kuplörü	Standart
1	Yatay Bar	Standart
2	IMA Dişli Mekanizması	Mikro Çevirmeli (<1 mm)
1	IMA Çapraz Bar	12" (30 cm)
2	IMA Ekartör Bıçakları	Standart IMA Profili
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa



Breisky Vajinal Ekartör

SKU **RM-BVR-1**

FİYAT **\$89 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	100 mm x 25 mm — 28 cm ila 36 cm	Yüzeysel vajinal ve introitus ekartasyonu — \$89.00
1	100 mm x 35 mm / 40 mm — 28 cm ila 36 cm	Geniş anterior/posterior vajinal duvar tutuşu — \$89.00
1	130 mm x 20 mm / 30 mm — 28 cm ila 36 cm	Orta düzey vajinal boşluk görüntülemesi — \$94.00
1	130 mm x 40 mm — 28 cm ila 36 cm	Derin pelvik taban rekonstrüksiyonu — \$94.00
1	140 mm x 35 mm — 28 cm ila 36 cm	Vajinal histerektomi servikal erişim — \$99.00
1	160 mm x 20 mm / 35 mm — 28 cm ila 36 cm	Doğum yapmış anatomilerde derin vajinal erişim — \$99.00
1	180 mm x 25 mm — 28 cm ila 36 cm	Maksimum derinlikte pelvik ve apikal erişim — \$104.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart paketlenme — Dahildir



Delee Universal Retractor

SKU **RM-DUR-1**

FİYAT **\$129 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Delee Universal Retractor	24 cm toplam uzunluk, 50 x 70 mm kavisli bıçak	\$129
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$129





Doyen Vajinal Ekartör

SKU **RM-DVR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Doyen Vajinal Ekartör	Halka saplı, el tipi geniş bıçaklı vajinal ekartör	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79



Eastman Vajinal Ekartör

SKU **RM-EVR-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
76 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Guttman Obstetrical Retractor

SKU **RM-GOR-1**

FİYAT **\$94 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
7.5 cm Blade Uzatması — 7.5 cm uzantılı 50 mm x 70 mm taban	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Uç Uzatması — 50 mm x 70 mm taban, 11 cm uzatma ile	RM-GOR-1-2	\$99



Heaney Histerektomi Ekartörü

SKU **RM-HEHR-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
44 mm x 25 mm — 17 cm veya 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm veya 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm veya 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm veya 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Heaney Simon Vajinal Ekartör

SKU **RM-HSVR-1**

FİYAT **\$139 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
27.0 cm (10.6") — Küçük, Orta, Büyük Profiller	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Küçük, Orta, Büyük Profiller	RM-HSVR-1-2	\$149



Jackson Vajinal Ekartör

SKU **RM-JVR-1**

FİYAT **\$44 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Kelly Sims Vajinal Ekartör

SKU **RM-KSVR-1**

FİYAT **\$84 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Kristeller Vajinal Ekartör

SKU **RM-KVR-1**

FİYAT **\$44 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Dar Bıçaklar (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Mevcut Uzunluklar: 18 cm veya 22 cm · Birincil Klinik Rol: Pediyatrik, nullipar ve dar vajinal kanal ekspozuru · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Orta Boy Bıçaklar (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Mevcut Uzunluklar: 18 cm veya 22 cm · Birincil Klinik Rol: Standart yetişkin vajinal muayenesi ve minör pelvik cerrahi · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Geniş/Derin Bıçaklar (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Mevcut Uzunluklar: 18 cm veya 22 cm · Birincil Klinik Rol: Paröz hastalarda derin pelvik taban onarımı ve vajinal histerektomi · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Uzunluklar: Standart Taşıma Ambalajı · Birincil Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahildir



Lateral Ebonized Vaginal Retractor

SKU **RM-LEVR-63-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Lateral Ebonized Vaginal Retractor	Boyutlar / Detaylar: 6.3 cm boyut parametresi, lazer-güvenli ebonize bıçak · Dahil Olan Miktar: 1	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$79



Lateral İletken Olmayan Vajinal Ekartör

SKU **RM-LNCVR-63-1**

FİYAT **\$69 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Açık Sap Profili	Uç Genişliği: 6.3 cm · Temel Klinik Rol: LEEP/LLETZ sırasında gelişmiş intraoperatif alet açıklığı · Fiyat (USD): \$69.00
1	Kapalı Uzatılmış Sap Profili	Uç Genişliği: 6.3 cm · Temel Klinik Rol: Aerodinamik lateral vajinal mukoza deplasmanı ve lazer ablasyon · Fiyat (USD): \$69.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Uç Genişliği: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil



Lateral Wall Vajinal Ekartör

SKU **RM-LWVR-1**

FİYAT **\$109 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Lone Star Retractor (Jinekoloji ve Erkek Ürolojisi)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

FİYAT **\$399 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük Halka — 16.6 cm x 16.2 cm (Jinekoloji/Üroloji)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Standart Halka — 25.3 cm x 11.3 cm (Jinekoloji/Üroloji)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Büyük Halka — 32.5 cm x 18.3 cm (Jinekoloji/Üroloji)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



O'Sullivan-O'Conner Vajinal Ekartör

SKU **RM-OSVR-28-1**

FİYAT **\$399 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ana Ekartör Şasisi	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 28 cm şasi (Kavisli veya Oval düzen) · Dahil Olan Miktar: 1 Şasi · Fiyat (USD): Sete Dahil (\$399.00)
1	Küçük Değiştirilebilir Kanat	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 1.3 cm x 4.7 cm künt kanat · Dahil Olan Miktar: 1 Kanat · Fiyat (USD): Sete Dahil
1	Orta Değiştirilebilir Kanat	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 3.8 cm x 8.9 cm künt kanat · Dahil Olan Miktar: 1 Kanat · Fiyat (USD): Sete Dahil
1	Büyük Değiştirilebilir Kanat	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 4.4 cm x 8.9 cm künt kanat · Dahil Olan Miktar: 1 Kanat · Fiyat (USD): Sete Dahil
1	Koruyucu Saklama / Taşıma Kutusu	Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): Standart Taşıma Ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1 Kutu · Fiyat (USD): Sete Dahil



Pelvic Retractor Blunt - Künt Pelvik Ekartör

SKU **RM-PRB-105-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Pelvic Retractor Blunt	10 ½" (26.67 cm) uzunluk, 1" genişliğinde masif künt uç	\$89
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$89



Redundant Nonconductive Wall Retraktörü

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Orta Boy — 7 in, 9.0x2.0 cm bıçak	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Büyük — 7 in, 9.0x2.5 cm bleyd	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Large — 7 in, 9.0x3.0 cm kanat	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Redundant Wall Ekartör

SKU **RM-RWR-18-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Orta Boy — 18 cm, 5.7×2.2 cm bıçak	RM-RWR-18-1-1	\$89
Büyük — 18 cm, 7.0×2.2 cm bıçak	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Large — 18 cm, 10.8×3.0 cm kanat	RM-RWR-18-1-3	\$109



Rigby Otostatik Vajinal Ekartör

SKU **RM-RSRVR-18-1**

FİYAT **\$69 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Rigby Otostatik Vajinal Ekartör	18 cm toplam uzunluk, 63.5 mm derinliğinde pürüzsüz bıçaklar, cırcırlı kilit	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69



Sims Vajinal Ekartör

SKU **RM-SVR-19-1**

FİYAT **\$91 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
63.5 mm × 25 mm — Parlak veya Ebonize	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Parlatılmış veya Ebonize	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Parlak veya Ebonize	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Parlak veya Ebonize	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Parlak veya Ebonize	RM-SVR-19-1-5	\$99



Sims Vajinal Ekartör — İçi Boş Saplı

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

FİYAT **\$89 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



St. Marks Pelvic Retractor

SKU **RM-SMPR-1**

FİYAT **\$79 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
11 ½" Dudaklı Varyant — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" Dudaklı Varyant — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" Dudaksız Varyant — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Bookwalter GYN Ekartör Sistemi

SKU **RM-BGRS-1**

FİYAT **\$1,699 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30 cm)
1	Post Bağlayıcı	Standart
1	Yatay Çubuk	Standart
4	Eğimli Mandal Mekanizmaları	Çok Açılı
1	Çentikli Perineal Halka	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Vajinal Lateral Kanatlar	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Vajinal Posterior Kanat	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Deaver Kanat	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Deaver Kanat	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa




Bookwalter GYN Magrina Pelvik Cerrahi Ekartör Sistemi

SKU **RM-BGMPRS-1**

FİYAT **\$1,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Field Post (Saha Direği)	12" (30 cm)
1	Post Coupler (Direk Kuplörü)	Standart
1	Horizontal Flex Bar (Yatay Esnek Çubuk)	Standart Çok Eklemlili
1	Perineal Ring with Notches (Çentikli Perineal Halka)	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
4	Rotating Tilt Ratchet (Döner Eğimli Mandal)	Halka Tutuculu Standart
2	Vaginal Lateral Blades (Vajinal Lateral Uçlar)	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Deaver Blade (Deaver Ucu)	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Deaver Blade (Deaver Ucu)	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Vaginal Posterior Blade (Vajinal Posterior Uç)	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Sterilization Box (Sterilizasyon Kutusu)	Koruyucu Kasa





Bookwalter StrongArm GYN Cerrahi Sistemi

SKU **RM-BSAGYNS-1**

FİYAT **\$1,599 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ray Klempli Üstten Montajlı StrongArm Plus	Mafsallı / Masa Rayı Uyumlu
4	Kendinden Tutmalı Eğilebilir Cırcır	Standart Çok Açılı
1	Çentikli Perineal Halka	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vajinal Lateral Uçlar	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Vajinal Posterior Uç	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Deaver Ucu	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver Ucu	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Taşıma Çantası




Bookwalter Perineal Cerrahi Ekartör

SKU **RM-BPRS-1**

FİYAT **\$2,199 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30 cm)
2	Post Kuplörleri	Standart
1	Horizontal Bar	Standart
1	Dikey Uzatma Barı	12" (30 cm)
5	Eğimli Cırcır Mekanizmaları	Standart Çok Açılı
1	Yarım Daire Segmentleri	8½" Çap (21.6 cm)
1	Çentikli Perineal Halka	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vajinal Posterior Bıçaklar	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver Bıçak	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver Bıçak	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Dövuilebilir Bıçaklar	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Dövuilebilir Bıçaklar	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Dövuilebilir Bıçaklar	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa





Ayarlanabilir Mayfield Adaptörü

SKU **RM-AMA-1**

FİYAT **\$1,199 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ayarlanabilir Mayfield Adaptörü	Dahili yuva deliği olmayan ameliyat masalarında Mayfield tipi kraniyal fiksasyon sistemleri için güvenli bir montaj platformu sağlar
2	Ayarlanabilir Uç Braketleri	Adaptörü ameliyat masası yan raylarına sabitler ve farklı masa genişliklerine uyum sağlar
Çoklu	Montaj Delikleri	Kafatası klemp taban ünitesinin yanall ayarlanmasına ve esnek konumlandırılmasına olanak tanır



Adson Cerebellum Ekartör

SKU **RM-ACR-1**

FİYAT **\$159 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 6.5 in, 22 mm derinlik	RM-ACR-1-1	\$149
Standart — 7.5 in, 22 mm derinlik	RM-ACR-1-2	\$159
Büyük — 9.5 in, 22 mm derinlik	RM-ACR-1-3	\$174



Adson Otostatik Serebellar Ekartör

SKU **RM-ASCR-1**

FİYAT **\$199 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 6.5 in, 4x4 dişli	RM-ASCR-1-1	\$189
Standart — 7.5 in, 4x4 dişli	RM-ASCR-1-2	\$199
Büyük — 9.5 in, 4x4 dişli	RM-ASCR-1-3	\$214



Anderson-Adson Otomatik Serebellar Ekartör

SKU **RM-AASCR-1**

FİYAT **\$199 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 6.5 in, 4x4 keskin dişli	RM-AASCR-1-1	\$189
Standart — 7.5 in (19 cm), 4x4 keskin dişli, 13 mm derinlik	RM-AASCR-1-2	\$199
Büyük — 9.5 in, 4x4 keskin dişli	RM-AASCR-1-3	\$214



Budde Halo Retractor

SKU **RM-BHR-1**

FİYAT **\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Halo Halkası	Çift Menteşeli Dairesel Tasarım
3	Halo Esnek Kol	9 in (229 mm)
2	Budde Halo Destek Braketi	Ağır Hizmet Tipi Montaj Klempleri
2	Budde Halo Destek Çubuğu	5/16 in Çap
1	Budde Halo Pattie Tepsisi	Entegre Delikli Tepsi
1	Budde Halo Mini Mengene	Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) Sıkıştırma Bloğu
2	Budde Kavisli Retraktörler	Konik Beyin Retraktörleri
2	TEW Mikro Retraktör Bıçakları	Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) Mikro Bıçaklar
2	Halo Ayar Anahtarları	Sistem Kilitleme Aletleri
1	Sterilizasyon Kutusu	Delikli Düzenleyici Tepsi






Contour Otostatik Skalp Ekartörü

SKU **RM-CSRSR-1**

FİYAT **\$99 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
3×4 Künt Dişli	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 Keskin Dişli	RM-CSRSR-1-2	\$99



Cushing Dekompresyon Ekartörü

SKU **RM-CDR-215-1**

FİYAT **\$59 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Cushing Dekompresyon Ekartörü	21.5 cm uzunluk, 13 × 19 mm pencereci semer bıçak	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59



Dandy Sinir Ekartörü

SKU **RM-DNR-20-1**

FİYAT **\$25 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Düz — 20 cm toplam uzunluk, düz künt kanca — Doğrudan hat kranial sinir eksplorasyonu ve kök mobilizasyonu	RM-DNR-20-1-1	\$25
Açılı Eğri Sağ — 20 cm toplam uzunluk, sağa eğimli kanca — Sağ taraf lateral reses ve kafa tabanı sinir navigasyonu	RM-DNR-20-1-2	\$25
Açılı Eğri Sol — 20 cm toplam uzunluk, sola eğimli kanca — Sol taraf lateral reses ve kafa tabanı sinir navigasyonu	RM-DNR-20-1-3	\$25




Greenberg Retractor Kit

SKU **RM-GRK-1**

FİYAT **\$3,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Greenberg Retractor Birincil Klempleri	Standart kafatası klembi uyumlu (6 in / 152 mm) — doğrudan Mayfield veya rijit baş tutucu dikmelerine kilitlenir
4	Greenberg Retractor İkincil Klempleri	Standart bar uyumlu (12 in / 305 mm) — dış çerçeveyi oluşturmak için birincil ve ikincil barları birbirine bağlar
4	Greenberg Retractor Uzun Ekartör Kolları	Uzunluk 9.5 in (241 mm) — ekartör uçlarını tutan ve konumlandırılan mafsallı sürtünme kolları
1	Greenberg Retractor El Desteği	Uzunluk 10 in (254 mm) — cerrahın ellerini sabitlemek için ergonomik destek platformu
1	Greenberg Retractor Pamukçuk Tepsisi	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — salin emdirilmiş pamukçukları tutmak için çerçeveye monte edilir
1	Greenberg Retractor Sterilizasyon Kutusu	17 in x 10 in x 2.375 in — delikli, ağır hizmet tipi düzenleyici kutu
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) — geniş kortikal ekartasyon için ekstra geniş uç
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) — lobar ve subtemporal maruziyet için orta genişlikte uç
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik ¼ in x ½ in (3 x 13 mm) — derin interhemisferik veya sisternal erişim için standart uç
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) — dar kafa tabanı yolları için ince konik uç
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik 1/16 in x ¼ in (1.6 x 6 mm) — hassas sinir ve vasküler ekartasyon için mikro uç




Greenberg Simplicity Retractor

SKU **RM-GSR-1**

FİYAT **\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) — kafatası klembi direğine tek noktalı rijit ankraj
1	Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) — esnek kolların montajı için odaklanmış ikincil ray
4	Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) — hassas bıçak tutuşu için çok eksenli sürtünmeli esnek kollar
1	Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) — ayarlanabilir ön kol destek platformu
1	Greenberg Pattie Tray	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — nöro-patileri ve aletleri saklamak için çerçeveye monte edilir
1	Compact Sterilization Box	Özel kalıplı düzen — kompakt, delikli düzenleyici ve sterilizasyon kutusu
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ¾" — geniş kortikal koruma için ekstra geniş bıçak
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 5/32" x ¾" — lobar ekartasyon için orta genişlikte bıçak
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ½" — derin interhemisferik erişim için standart bıçak
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 3/32" x ¾" — dar sisternal yollar için ince konik bıçak
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 1/16" x ¼" — hassas sinir/damar ayırımı için mikro bıçak





Hoer Sinir Retraktörü

SKU **RM-HNR-22-1**

FİYAT **\$24 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Hoer Sinir Retraktörü	22 cm toplam uzunluk, kavisli travmatik sinir ucu	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$24



Leyla Ekartör

SKU **RM-LR-1**

FİYAT **\$1,199 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	İki Esnek Kol İçin Sabitleme Tabanı	Her iki esnek kolu tutma çubuğuna sabitleyen merkezi montaj bloğu
2	Esnek Kollar	Hassas konumlandırma için 360 derece hareket edebilen çok eklemlili sürtünme kolları
2	Düz Beyin Spatulları İçin Destekler	Spatulları esnek kollara bağlayan terminal montaj adaptörleri
1	Masa Sabitleme İçin Rotil Ekleme	Destek çubuğunun masa rayı üzerinde esnek açıyla konumlandırılmasını sağlayan çok eksenli ekleme
1	Sabitleme İçin Tutma Çubuğu	Sistemi cerrahi örtü hattının üzerine yükselten masif Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) sütun
1	Bağlantı Kafası	Tutma çubuğunu ameliyat masası yan raylarına kilitleyen ağır hizmet tipi klemp bloğu
2	Düz Beyin Spatulları İçin Tutucular	Düz/esnek beyin spatullarını güvenli bir şekilde kavrayan hassas sıkıştırma mekanizmaları
1	Ahşap Saklama Kutusu	Güvenli saklama, taşıma ve envanter kontrolü için koruyucu bölmeli kutu





Mayfield Headrest

SKU **RM-MHR-1**

FİYAT **\$699 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Erişkin Model	RM-MHR-1-A	\$699
Pediyatrik Model	RM-MHR-1-P	\$799



Mayfield Skull Clamp

SKU **RM-MSC-1**

FİYAT **\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Standart Mayfield Skull Clamp Sistemi	Ameliyat sırasında rijit kraniyal fiksasyon ve stabil baş pozisyonu sağlar
2	Ekstra Kafatası Pinleri	Yetişkin veya pediyatrik prosedürler için yedek fiksasyon pinleri
1	Silikon Matlı Alüminyum Sterilizasyon Kutusu	Komple sistemi korur, düzenler, saklar ve sterilize eder



Miskimon Cerebellar Ekartör

SKU **RM-MCR-19-1**

FİYAT **\$139 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Miskimon Cerebellar Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 19 cm toplam uzunluk, 7x7 dışa dönük keskin uçlar, cırcırlı kilit · Dahil Olan Miktar: 1	\$139
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$139



Oldberg Ekartör

SKU **RM-OR-21-1**

FİYAT **\$49 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
13.0 mm Geniş Uç	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm Geniş Blade	RM-OR-21-1-2	\$49
19.0 mm Genişliğinde Uç	RM-OR-21-1-3	\$49



Scoville Sinir Ekartörü

SKU **RM-SNR-165-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Scoville Sinir Ekartörü	16.5 cm toplam uzunluk, konturlu açılı uç, ince şaft	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29



Smithwick Sinir Ekartörü

SKU **RM-SNR-29-1**

FİYAT **\$29 USD**

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT
Küçük — 17 cm, eğri künt kanca	RM-SNR-29-1-1	\$29
Orta Boy — 21 cm, eğri küt uçlu kanca	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standart — 29 cm, eğri künt kanca	RM-SNR-29-1-3	\$29




Greenberg Retractor

SKU **RM-GR-1**

FİYAT **\$3,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Ana Barlar	6" (15 cm) — doğrudan rijit kafatası kelepçe pimlerine monte edilir
4	Yüzer İkincil Barlar	12" (30 cm) — kraniyotomi çevresindeki dış destek çevresini genişletir
4	Uzun Retraktör Esnek Kolları	9.5" (24 cm) — bıçak konumlandırma için çok eklemli sürtünmeli kollar
2	El Destekleri	10" (25 cm) — cerrah yorgunluğunu azaltmak için fiziksel ön kol desteği sağlar
1	Konik Retraktör Bıçağı	¼" ile ¾" (6 mm ile 19 mm) — geniş kortikal retraksiyon için ekstra geniş bıçak
1	Konik Retraktör Bıçağı	5/32" ile ¾" (4 mm ile 16 mm) — lobar ve subtemporal erişim için orta-geniş bıçak
1	Konik Retraktör Bıçağı	⅝" ile ⅞" (3 mm ile 12.5 mm) — derin interhemisferik koridorlar için standart bıçak
1	Konik Retraktör Bıçağı	3/32" ile ⅝" (2.4 mm ile 9 mm) — dar kafa tabanı yolları için ince konik bıçak
1	Konik Retraktör Bıçağı	1/16" ile ¼" (1.5 mm to 6 mm) — hassas sinir/vasküler retraksiyon için mikro bıçak
1	Alüminyum Patti Tepsisi	3" x 6¼" (7.5 cm x 16.8 cm) — nöro-pattileri düzenlemek için çerçeveye monte edilir
1	Sterilizasyon Tepsisi	17" x 10" x 2½" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — ağır hizmet tipi delikli düzenleyici tepsi



Sugita Çok Amaçlı Baş Çerçevesi

SKU **RM-SMH-SET-1**

FİYAT **\$4,999 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Smart Fix C Tutucu	Taban çerçevesini ameliyat masasına bağlayan rijit C-kelepçe şasisi
1	Smart Fix Kutu Ekleme	2 özel sabitleme vidası dahil mafsallı bağlantı bloğu
1	Smart Fix Stoper Manşonu	Eksenel çerçeve yer değiştirmesini önleyen kilitleme kılavuz bileziği
1 Set	Smart Fix Baş Pini, Standart	Standart yetişkin kraniyotomi için konik kafatası fiksasyon pini
1 Set	Smart Fix Baş Pini, Uzun	Kalın kalvaryl kemik profilleri için uzatılmış kafatası fiksasyon pini
1	Esnek Taban Ünitesi	Masa bağlantılarını birleştiren çok eklemli artikülasyon tabanı
1	Çerçeve Ünitesi	360° aksesuar montajı sağlayan yarı dairesel ana yapısal ark
1 Set	Yaylı Skalp Kancalı Retraktörler	Hemostatik tutma için elastik gerilmeli skalp kenarı retraktörleri
1	Yaylı Kanca Ayarlayıcı	Skalp kancası çekişini kontrol eden gerilim ayar mekanizması
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Beyin spatülleri için hassas mikro-ilerleme kayar montajı
1	El Desteği (Merkezi)	Mikrocerrah için ergonomik önkol ve bilek stabilizatörü
1	El Desteği R	Sağ taraflı anatomik önkol desteği çubuğu
1	El Desteği L	Sol taraflı anatomik önkol desteği çubuğu
1	Kubbe Vidalarıyla Ayarlanabilir El Desteği	Küresel kubbe kilitli sıkıştırılabilir mafsallı el desteği
1	Kaydırmalı Ayarlanabilir El Desteği	Değişken operatif açılar için uzunlamasına kayar el desteği
1	Enstrüman Yuvası	Emme boruları ve mikro-enstrümanlar için steril tutucu tepsi
1	Pamuk Plaka	Nöroşirüjik pamuklu pedler ve pamuklar için sahneleme platformu
1	Pamuk Plaka Ayarlayıcı	Pamuklu platform için mafsallı konumlandırma kolu
1	Alt Delik Bağlantısı	Periferik beyin retraktörleri için yardımcı montaj braket
1	Sterilizasyon Kutusu	Özel üretim alüminyum/paslanmaz organizasyonel taşıma kabı





Judd-Masson Otostatik Ekartör

SKU **RM-JMSR-399-1**

FİYAT **\$399 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ağır Hizmet Tipi Otostatik Ana Çerçeve	Geniş 3D görünürlük için tasarlanmış çok noktalı şasi
2	Sabit Düz Lateral Kanatlar	90 derecelik koruyucu pencerelere sahip 69 mm derinliğinde dışa bakan paneller
1	Ayarlanabilir Merkezi Kanat Bileşeni	İç organ yapılarına güvenli şekilde uyum sağlayacak şekilde yapılandırılmış masif düz kanat
1	Çift Manuel Mandallı Kilit Düzeneği	Her iki kanat sistemi için genişleme ayarlarını yöneten çift mekanik kilitleme klipsi
2	Ergonomik Ekartör Kollar	Pürüzsüz doku koruyucu kenarlarla üretilmiş hafif yapılı kollar
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart nakliye ambalajı



Turner-Warwick Ürolojik Ekartör

SKU **RM-TWUR-549-1**

FİYAT **\$549 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Tutmalı Dairesel Taban Çerçevesi	360 derece görünürlük için tasarlanmış 180 mm x 140 mm rijit halka şasisi
6	Kavisli Çift Uçlu Ayarlanabilir Tırnaklı Bıçaklar	Fibröz doku için 13 mm x 14 mm çok yönlü ekartör bıçakları
6	Hızlı Kaydırmalı Tutucu Pim Kilitleri	Doku gerginliğini güvenli bir şekilde sabitleyen yarıklı manuel bağlantı elemanları
2	Ergonomik Ekartör Pens Kolları	Pürüzsüz kenarlarla dövülmüş hafif yapılı sap çerçeveleri
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı





Urology Lobster Expanded Ekartör

SKU **RM-ULER-1**

FİYAT **\$3,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
8	Lobster Ekartör Klempi	—
1	Dikey Direk ve Çerçeve Bağlayıcı Lobster Masa Klempi	—
1	Lobster Menteşeli Uzatma Kolu	—
1	Lobster Çerçeve	—
2	Lobster Mayo Döner Ekartör	2" x 2"
2	Lobster Mayo Döner Ekartör	2¼" x 2"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör	2¼" x 4½"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör	1½" x 6"
1	Lobster Harrington Sweetheart Ekartör	2" x 5"
1	Lobster Harrington Ekartör	2.5" x 6"
1	Lobster Dövülebilir Döner Ekartör (Delikli)	2" x 6½"
1	Lobster Dövülebilir Döner Ekartör (Delikli)	3" x 6½"
1	Lobster Marshall Dövülebilir Mesane Ekartörü, Döner	3" x 6"
1	Lobster Fence Döner Ekartör	4" x 6"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör	2" x 4½"
1	Sterilizasyon Kutusu	—




Bookwalter Urology Ekartör Sistemi

SKU **RM-BURS-1**

FİYAT **\$2,399 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30.5 cm)
1	Post Kuplörü	Standart
1	Yatay Esnek Çubuk	1" Çap (2.5 cm)
8	Eğimli Cırcır Mekanizması	Çok Açılı
1	Segmentli Halka	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Segmentli Halka	8½" x 14" (21.6 x 35.6 cm)
1	Dövülebilir Blade	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Dövülebilir Blade	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
2	Kelly Blade	1" x 2½" (2.5 x 6.4 cm)
1	Kelly Blade	1" x 1½" (2.5 x 3.8 cm)
2	Kelly Blade	2" x 2½" (5.1 x 6.4 cm)
3	Vajinal Lateral Blade	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Renal Wylie Blade	1" x 7" (2.5 x 17.8 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa



SİPARİŞ VE DESTEK

Retractor Maker'dan nasıl sipariş verilir

Sipariş ve ödeme

- Bize teklif formu, e-posta veya WhatsApp üzerinden kalem kodları, boyutlar, adetler ve teslim ülkesi dahil instrument listenizi gönderin.
- Yapılandırmayı, fiyatı, teslim süresini ve gönderiyi yazılı bir teklifle teyit ediyoruz.
- Ödeme, şirket hesabımıza banka havalesi ile peşin yapılır. Kredi ve banka kartı ile ödeme müşteri talebi üzerine ayarlanabilir.

Sipariş süreleri

- Stokta: 5 iş günü içinde sevk edilir, ardından dünya genelinde teslim yaklaşık 7 gün sürer.
- Siparişe özel: 17-20 iş günü üretim, ardından dünya genelinde teslim yaklaşık 9 gün sürer.

Numune siparişi

- Numuneler, araçlarımızı toplu satın alma için değerlendiren distribütörler, hastaneler ve tıbbi tedarikçiler için mevcuttur.
- İhtiyacınız olan kalem kodlarını ve adetleri gönderin; numuneler ve ülkenize gönderi için fiyat teklifi hazırlarız. Stoktaki numuneler 5 iş günü içinde sevk edilir.

Bakım ve sterilizasyon

- Aletleri kullanımdan sonra hemen temizleyin, durulayın ve tamamen kurulumun; bıçak, diş ve mandalları kontrol edin.
- Paslanmaz çelik retractorlar buharla sterilizasyona (otoklav) uygundur; kurumunuzun doğrulanmış döngüsüne uyun.
- Bıçakları ve uçları koruyan tepsiler veya raflarda, temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Tam kılavuzlar retractormanufacturer.com adresinde mevcuttur: Sipariş ve ödeme, Numune siparişi ve Bakım ve sterilizasyon.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest