



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Расширенный сосудистый ранорасширитель Lobster Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Расширенный сосудистый ран орасширитель Lobster Retractor

SKU RM-EVLR-1

\$2,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
6	Зажим ретрактора Lobster	—
1	Зажим Lobster к столу с вертикальной стойкой и адаптером рамы	—
1	Шарнирный удлинитель Lobster	—
1	Рама Lobster	—
2	Поворотное зеркало Lobster Mayo	2¾" × 2"
1	Поворотное зеркало Lobster Mayo	3½" × 2"
1	Поворотное зеркало Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Зеркало Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Гибкое поворотное зеркало Lobster (перфорированное)	2" × 6½"
1	Гибкое поворотное зеркало Lobster (перфорированное)	3" × 6½"
1	Поворотное зеркало Lobster Fence	4" × 6"
2	Поворотное почечное зеркало Lobster Renal	1" × 6"

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic	2" × 4½"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic	2" × 6"
1	Стерилизационный короб	—

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Расширенный сосудистый ранорасширитель Lobster Retractor — это самодержащая система с креплением к столу и увеличенным вылетом, разработанная для соответствия строгим требованиям визуализации при сложных сосудистых реконструкциях. Благодаря сочетанию шарнирного удлинителя с жесткой рамой Lobster и адаптером для крепления к стойке, система обеспечивает непревзойденный доступ к глубоким забрюшинным пространствам, устраняя усталость ассистента.

Разработанная для сложных вмешательств на аорте и периферических сосудах, конфигурация Expanded Vascular Lobster Retractor включает шесть быстрозажимных скользящих фиксаторов и расширенный набор из 12 поворотных зеркал. Комплект включает два узких почечных зеркала (Renal), несколько глубоких висцеральных ретракторов (Splanchnic), широкие защитные зеркала типа «Забор» (Fence), зеркала Harrington Sweetheart, Deaver, Mayo, а также гибкие перфорированные лопатки, вращающиеся на 360 градусов для атравматичной адаптации к краям сосудов.

Изготовленная из медицинской нержавеющей стали и высокопрочных сплавов с антибликовым сатиновым покрытием, система Retractor Maker поставляется в нестерильном виде и полностью пригодна для автоклавирования в прилагаемом прочном стерилизационном контейнере, обеспечивая хирургическим бригадам максимальную клиническую гибкость.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest