



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

コロナル・ブローリフト・リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



コロナル・ブローリフト・リトラクター

SKU RM-CBLR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Coronal Brow Lift Retractor	全長 7 1/4" (18.4 cm)、70.0 mm レイクヘッド、7本爪	\$49
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

コロナル・ブローリフト・リトラクターは、前額部および眉毛の除皺術（コロナル・リフト）において、強力で滑りのない組織牽引を提供するために開発された形成・再建外科用特殊器具です。70.0 mmの幅広レイクヘッドにより、広範囲の帽状腱膜に手動の対抗牽引を分散させ、組織の裂傷を防ぎながら眼窩上縁の術野視認性を最大化します。

滑ることなく強力なレバレッジをかけられるよう設計されたこのモデルは、全長 7 1/4 inches (18.4 cm) です。先端部は7本の鋭いオフセット爪を備えており、持続的な手動牽引の間も、緻密な頭皮組織、帽状腱膜、前頭筋を確実に把持します。角度のついたシャンクにより助手の組織牽引が術者の視線を妨げず、人間工学に基づいたフラットハンドルは、深い骨膜下の剥離作業においても疲労の少ない操作を可能にします。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製のコロナル・ブローリフト・リトラクターは、過酷なオートクレーブ滅菌サイクルに耐えうる高い引張強度と耐食性を備え、世界中の美容外科・形成外科センターに優れた耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest