



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Dockhorn 鉤離子（ドックホルン開創器）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dockhorn 鉤離子（ドックホルン開創器）

SKU RM-DOCK-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
12.0 mm × 40.0 mm 弁	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm blade	RM-DOCK-1-2	\$69

製品詳細

Dockhorn 鉤離子は、口腔外科、顎顔面外科、および一般外科において、軟部組織の正確かつ安定した排除と創縁の隔離を行うために設計された専用の手持式開創器です。人間工学に基づいたシャンクと特徴的な凹型のブレード上面設計により、術野からの体液や反射を避けながら、創縁を強固に保持します。

信頼性の高い解剖学的グリップを実現するために設計されたこのDockhorn 鉤離子は、全長 20.3 cm (8 inches) です。作用端には、筋膜縁や筋肉層の下に快適に引っ掛けることができる堅牢なL字型ブレードを採用しています。ブレード寸法は 12.0 mm × 40.0 mm (\$64) と 14.0 mm × 55.0 mm (\$69) の2種類から選択可能です。特殊な凹型上面が牽引された組織を安定させ、継続的な対抗牽引下での滑りを防止します。

Retractor Makerは、医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施すことで、厳格な臨床基準に従ってこのDockhorn 鉤離子を製造しています。高い耐食性、強固な構造的剛性、そして世界中のクリニックや病院の手術室で求められる完全なオートクレーブ耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest