



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система переднего поясничного доступа Phantom AL
Anterior Lumbar Surgical Access System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Система переднего поясничного доступа Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System

SKU RM-PAL-1

\$3,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
4	Лопатка 25 × 60 mm	Лопатка ретрактора для малой глубины
4	Лопатка 25 × 80 mm	Лопатка ретрактора для умеренно малой глубины
4	Лопатка 25 × 100 mm	Лопатка ретрактора для средней глубины
4	Лопатка 25 × 120 mm	Лопатка ретрактора стандартной глубины
4	Лопатка 25 × 140 mm	Лопатка ретрактора увеличенной глубины
4	Лопатка 25 × 160 mm	Лопатка ретрактора для глубокого хирургического коридора
4	Лопатка 25 × 180 mm	Лопатка ретрактора для сверхглубокого хирургического коридора
4	Лопатка 25 × 200 mm	Лопатка ретрактора максимального вылета
1	Кольцо ретрактора	Центральный кольцевой каркас ретрактора диаметром 300 mm
2	Удлинительная штанга	Служит для удлинения или позиционирования рамы ретрактора
6	Зажим для кольца	Фиксирует держатели и компоненты на кольце ретрактора

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
6	Шарнирный держатель лопаток	Обеспечивает регулируемое крепление лопаток на кольцо
1	Шестигранный ключ	Ручной ключ 225 mm для сборки и регулировки рамы
2	Кронштейн с держателем кольца	Поддерживает и соединяет кольцо с зажимами стола
2	Поворотный зажим для стола	Фиксирует опорную конструкцию на направляющих операционного стола
1	Шестигранная отвертка	Специализированный инструмент для настройки системы
1	Стерилизационный бокс	Перфорированный алюминиевый контейнер для хранения и обработки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System — это специализированная платформа хирургического ретрактора с фиксацией к столу, разработанная для обеспечения визуализации при переднем поясничном межтеловом спондилодезе (ALIF) и забрюшинных реконструкциях. Благодаря креплению непосредственно к обеим боковым направляющим операционного стола с помощью двойных поворотных зажимов, система создает жесткий 360-градусный периметр, защищающий крупные сосуды и органы брюшной полости, исключая утомляемость ассистента.

Разработанная для адаптации к различной анатомии пациентов и глубоким забрюшинным коридорам, система Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System включает круглое кольцо диаметром 300 mm, две удлинительные штанги, два кронштейна для поддержки кольца и шесть быстрозажимных фиксаторов. В комплект входят 32 специализированные лопатки шириной 25 mm восьми вариантов глубины — от 60 mm до 200 mm, управление которыми осуществляется через шесть многоосевых шарнирных держателей для микрорегулировки угла наклона.

Retractor Maker поставяет систему Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System, изготовленную из хирургической нержавеющей стали и высокопрочного алюминиевого сплава с антибликовым сатинированным покрытием, в нестерильном виде. Система полностью автоклавируема и поставяется в прочном алюминиевом стерилизационном контейнере с индивидуальными ложементами.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest