



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

SKU RM-CNRW-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Cerkes / Gruber Weighted Columella Retractor	Konturierte Hakenklinge mit kalibriertem sphärischem Gewicht	\$79
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor ist ein innovativer Retraktor für die ästhetische Chirurgie, der für eine stabile, freihändige Exposition der Kolumella und des kaudalen Septums bei offenen Rhinoplastiken entwickelt wurde. Durch die Kombination einer spezialisierten anatomischen Hakenklinge mit einem kalibrierten Gegengewicht nutzt dieses Instrument die Schwerkraftspannung, um das Gewebe ruhig zu halten, wodurch die Ermüdung der Hände des Assistenten und eine Behinderung des Operationsfeldes vermieden werden.

Das für einen nahtlosen klinischen Arbeitsablauf konzipierte Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor System verfügt über einen präzisionsgefrästen Kolumellahaken, der sicher unter der Nasenbasis sitzt, ohne die dermale Vaskularität zu beeinträchtigen oder zu quetschen. Das hängende sphärische Gewicht übt einen sanften, kontinuierlichen Gegenzug nach unten aus und hält die unteren Flügelknorpel und den Septumwinkel stationär im Blickfeld, während der Operateur beide Hände für die Transplantatformung und Naht frei hat.

Gefertigt aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker den Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor nach strengen klinischen Standards her. Damit erhalten Kliniken für kosmetische Chirurgie und HNO-Krankenhäuser ein unverzichtbares, voll autoklavierbares Instrument für den täglichen operativen Einsatz.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest