

RETRACTOR MAKER

كتيب منتج

نظام مبعد Bookwalter GYN للعمليات النسائية

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved


✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

نظام مبعد Bookwalter GYN للعمليات النسائية

SKU RM-BGRS-1

\$1,699 USD


قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	حامل عمودي (Field Post)	12" (30 cm)
1	وصلة ربط الحامل	قياسي
1	قضيب أفقي	قياسي
4	آليات رافعة إمالة	متعددة الزوايا
1	حلقة عجان بمسننات	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	نصال مهبلية جانبية	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	نصل مهبلي خلفي	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	نصل Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	نصل Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	صندوق تعقيم	حافظة واقية

وصف المنتج

تحتوي مجموعة Bookwalter GYN على كل ما تحتاجه لإجراء عمليات النساء، بما في ذلك: حامل عمودي (Field Post) يثبت على طاولة الجراحة، حلقة عجان بمسننات، وصلة ربط الحامل، قضيب أفقي، وآليات رافعة إمالة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المجموعة على نصال مهبلية جانبية، نصل مهبلي خلفي، ونصل Deaver. كل هذه المكونات مصممة لتوفير بيئة جراحية آمنة وفعالة.

يحتوي النظام على حافظة واقية لتعقيم المكونات، والتي يمكن استخدامها لتعقيم المكونات قبل استخدامها في العملية الجراحية.

يتم توفير المجموعة الكاملة في صندوق تعقيم مخصص لضمان التنظيم في التخزين والمعالجة. Deaver.

صنع نظام ميعد Bookwalter GYN من فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304/316 من الدرجة الممتازة (غير مغناطيسي) غير المغناطيسي من مادختسلا. ليق مميقعتو مفيظتت بجيو ، فلاكوتولأ؛ مميقعتلاو مادختسلا ةداعلإ لاباق نوكيلا ممصم ماظنلا .مقعم ريغ دروبو ، قيجارجلا ةجردلا وفقا للإجراءات المعتمدة في المنشأة الصحية.

تقوم Retractor Maker بتوريد نظام ميعد Bookwalter GYN مباشرة إلى المستشفيات والموزعين وعملاء B2B الآخرين.



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest