



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Luer S Trakea Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Luer S Trakea Ekartörü

SKU RM-LSTR-1

\$24 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Luer S Trakea Ekartörü, acil ve elektif trakeostomi prosedürleri sırasında güvenli, çift uçlu yumuşak doku deplasmanı ve trakeal halka elevasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış klasik bir havayolu ve servikal cerrahi ekartördür. S-şekilli çift uçlu mimariyle tasarlanan bu alet, cerrahların alet değiştirmeden yüzeysel pretrakeal kas retraksiyonu ile doğrudan kıkırdak stabilizasyonu arasında zahmetsizce geçiş yapmasına olanak tanır.

Tam klinik çok yönlülük için tasarlanan Luer S Trakea Ekartörü, üç farklı toplam uzunlukta yüksek oranda özelleştirilebilir uzunluk çerçeveleri sunar: 10 cm (\$24), 13 cm (\$29) ve 14 cm (\$34). Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen ekartör, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm ve 14.0 mm (tanımlayıcı özetlerde birbirinin yerine 13.0 mm ve 14.0 mm'ye kadar belirtilmiştir) ölçülerinde eşleşen çift uçlu bıçak genişliklerine sahiptir. Pürüzsüz, yuvarlak bıçak kenarları trakeal kıkırdak kırıklarını veya mukozal yırtıkları önlerken, merkezi S-sap konforlu manuel kontrol sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Luer S Trakea Ekartörünü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki KBB ünitelerine, acil servislerine ve genel ameliyathanelere olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav güvenilirliği sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest