



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Castaneda Rippensperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Castaneda Rippensperrer

SKU RM-CRS-SERIES-1

\$309 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Option 1 — 10.5 mm × 32 mm — 65 mm maximum spread — Neonatale Thorakotomie, Aortenisthmusstenose-Korrektur, PDA-Ligation bei Säuglingen	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Option 2 — 12.0 mm × 45 mm — 70 mm maximum spread — Kongenitale Herzfehlerkorrektur bei Säuglingen, Spaltung von Gefäßringen	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Option 3 — 15.0 mm × 60 mm — 120 mm maximum spread — Thorakotomie bei Kindern und Jugendlichen, Anlage von Lungenshunts	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Castaneda Rippensperrer ist ein spezialisierter thorakaler Wundspreizer für die Pädiatrie und Neonatologie, der speziell für die sichere, kontrollierte interkostale Rippentrennung bei Operationen an angeborenen Herzfehlern und pädiatrischen Thorakotomien entwickelt wurde. Ausgestattet mit filigranen, fein kalibrierten Gleitschienen ermöglicht dieses Instrument pädiatrischen Herzchirurgen die Verteilung der Spreizkräfte mit extremer Mikropräzision, wodurch Rippenfrakturen oder costochondrale Dislokationen im fragilen Thorax von Säuglingen vermieden werden.

Um den unterschiedlichen pädiatrischen Anatomien gerecht zu werden, wird die Castaneda Rippensperrer-Serie in drei verschiedenen Größen angeboten: Option 1 (\$309) mit 10.5 mm × 32 mm Blättern und einer maximalen

Spreizweite von 65 mm für Neugeborene; Option 2 (\$329) mit 12 mm × 45 mm Blättern und 70 mm Spreizweite für Säuglinge; und Option 3 (\$349) mit 15 mm × 60 mm Blättern und 120 mm Spreizweite für pädiatrische und adoleszente Fälle. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umschließen die sanft gebogenen seitlichen Blätter die Rippenränder atraumatisch, während der Drehschraubenantrieb ohne Zurückgleiten fest arretiert.

Geschmiedet mit einer blendfreien, satinierten Oberfläche, fertigt Retractor Maker den Castaneda Rippensperrer so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Dies bietet pädiatrischen herzchirurgischen Operationssälen, Kinderkliniken und Zentren für angeborene Herzfehler weltweit außergewöhnliche strukturelle Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest