



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cooley 開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cooley 開胸器

SKU RM-CRS-SERIES-2

\$319 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
乳幼児用プロファイル — 12 mm × 16 mm — 95 mm maximum spread — 新生児および乳幼児の胸部アプローチ、先天性心疾患手術用	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — 140 mm 最大開脚 — 小児心臓手術および開胸術用	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
標準成人用プロファイル — 21 mm × 44 mm — 最大開創幅 150 mm — 標準的な成人開胸術、肺葉切除術、および肺切除術用	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
成人大プロファイル — 35 mm × 50 mm — 200 mm maximum spread — 肥満外科胸部手術、深部縦隔の術野展開用	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349

製品詳細

Cooley 開胸器は、心臓血管、肺、縦隔の手術において、安全かつ段階的な肋間開離を提供するために設計された、国際的に高く評価されている心臓胸部外科用レトラクターです。肋骨縁にスムーズにフィットする窓あき湾曲側方ブレードを採用しており、カウンター・トラクション（対向牽引）を均等に分散させることで、肋骨骨折を防ぎながら胸腔内への視界を妨げない開口部を維持します。

あらゆる体格の患者に対応するため、本 Cooley 開胸器ラインナップは4つの臨床サイズプロファイルで提供されます：Infant プロファイル (\$319) は 12 mm × 16 mm ブレードで最大開口 95 mm、Pediatric プロファイル (\$329) は 15 mm × 30 mm ブレードで最大開口 140 mm、Standard Adult プロファイル (\$339) は 21 mm × 44 mm ブレードで最大開口 150 mm、そして Large Adult プロファイル (\$349) は 35 mm × 50 mm ブレードで最大開口 200 mm です。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作され、ロータリークランク駆動により機械的張力下で確実にロッ

クされます。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Cooley 開胸器は、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の心臓外科センター、小児心臓手術室、胸部外科手術室に、優れた機械的安定性、耐食性、および完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest