



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ブレア・フィンガーレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ブレア・フィンガー レトラクター

SKU RM-BFR-1

\$94 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
4爪 鈍	RM-BFR-1-1	\$94
4爪 鋭	RM-BFR-1-2	\$94

製品詳細

ブレア・フィンガーレトラクターは、形成外科、再建外科、および手外科において、精密で滑りのない軟部組織の牽引を行うために特別に設計された専門的な手持ち式手術器具です。人間工学に基づいた4本爪の先端形状により、外科医は組織の端を損傷したり圧挫したりすることなく、繊細な皮膚および皮下フラップを把持・挙上することができます。

安定した手動制御を目的として構築されたこのブレア・フィンガーレトラクターは、最適な機械的安定性と狭い術野へのアクセスを可能にする一貫した14 cmの剛性シャフト（\$94）を特徴としています。緻密な結合組織を確実に把持するための「4本爪・鋭」仕様、または脆弱な神経血管構造を保護するように設計された「4本爪・鈍」仕様から選択可能です。幅6.0 mmのフラットハンドルは、長時間の術中操作においても疲労の少ない快適なグリップを実現します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から機械加工され、反射防止のサテンマット仕上げが施されたRetractor Maker製のブレア・フィンガーレトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐え、形成外科、整形外科、皮膚外科のセンターに高い耐食性と信頼できる耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest