



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Logan Wound Spreader

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Logan Wound Spreader

SKU RM-LWS-4CM-1

\$199 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	下部ラチェットガイドバーフレーム	組織縁を拡張するためのガイドとして機能するメインベーストラックシャーシ
1	スライド式アームブラケット	トラックに沿って水平方向に調整可能な可動ブラケットコンポーネント
2	スクリュー調整機構	アームを移動させ所定の位置に固定するための精密ロックングスクリューギア
2	鋭鉤開創チップ	3 × 3 の鋭い外向きの歯を備えた滑り止めジョーエンド
1	保護用収納箱	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Logan Wound Spreader は、眼科、顔面形成外科、および微小再建術において、軟部組織と創縁の確実なハンズフリー露出を提供するために特別に設計された特殊なコンパクト自動開創器です。超短設計の水平ラチェットバーを採用しており、術者は calibrated micro-precision（校正された精密さ）で浅い切開部を広げることができ、手術用ルーペや顕微鏡下で視界を妨げることなく、助手の介助なしで術野を維持できます。

繊細な解剖学的部位向けに構築されたこの Logan Wound Spreader の構成は、全長 4 cm (1 ½ inches, \$199) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、先端部は滑り止めのジョーを備え、3 × 3 の鋭い外向きの歯が、滑ることなく高密度の腱膜、骨膜、および筋肉の縁に安全に固定されるよう設計されています。スライド式アームブラケットは、下部のラチェットガイドバーフレームに沿ってスムーズに移動し、2つの精密ネジ調整機構を介して強固にロックされるため、ユーザーの疲労を軽減します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker 製 Logan Wound Spreader は、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の眼科手術センター、形成外科クリニック、および頭蓋微小外科において、卓越した構造的剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest