



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Pele Moberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador de Pele Moberg

SKU RM-MSR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
17 cm Variant	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm Variante	RM-MSR-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Pele Moberg é um afastador cirúrgico manual especializado, desenvolvido especificamente para proporcionar a elevação segura e atraumática de retalhos cutâneos e o deslocamento de tecidos moles durante cirurgias plásticas, reconstrutivas e da mão. Projetado com uma lâmina de trabalho estreita e ultra-suave, este instrumento permite que os cirurgiões mantenham a visualização clara de tendões subjacentes e nervos digitais sem esmagar as delicadas margens dérmicas.

Construída para um controle tátil refinado, esta série de Afastadores de Pele Moberg é fabricada artesanalmente com Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) premium de grau cirúrgico e oferece duas configurações distintas de comprimento e lâmina: uma variante de 17 cm de comprimento total (\$44) com lâmina de 5.0 mm de largura × 17.0 mm de comprimento para corredores digitais estreitos, e uma variante de 18 cm de comprimento total (\$49) com lâmina de 8.0 mm de largura × 12.0 mm de comprimento para retração de retalhos mais amplos. As bordas da lâmina suavemente contornadas evitam a isquemia localizada, enquanto o cabo plano ergonômico garante uma alavancagem manual sem fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Pele Moberg para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para salas de cirurgia plástica e centros de trauma da mão em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)