



製品パンフレット

Parker-Mott Retractor-Set of Two

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Parker-Mott Retractor-Set of Two

SKU RM-PMR-SET-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Parker-Mott Retractors	全長15.3 cm、非対称両頭ソリッドブレード	\$49
保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Parker-Mott Retractor-Set of Twoは、一般外科、整形外科、形成外科における信頼性の高い多層的な創縁および軟部組織の牽引のために特別に設計された、必須のペア楽器セットです。中央ハンドルの両端に異なる形状の湾曲ブレードを備えており、皮下組織の浅い開創から深部の筋層の挙上まで、外科チームがスムーズに対応できるよう設計されています。

優れた機械的強度と耐食性を維持するために単一の標準サイズで構成されており、全長は15.3 cm (\$49) です。最高級の術室用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされたブレード形状は、非対称の両頭ソリッドプロファイルを採用しており、滑らかで丸みを帯びた縁が局所的な挫傷を引き起こすことなく組織の縁を安全に保持します。平坦な表面の中央グリップ構造により、術中の長時間にわたる手動のレバレッジ操作においても、介助者の疲労を軽減し安定した保持を可能にします。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのParker-Mott Retractor-Set of Twoは、繰り返しの病院内滅菌サイクルに耐えられるよう製造されています。高い耐食性、強固な構造的剛性、完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の手術室、トラウマセンター、外来外科クリニックで広く使用されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest