



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Raiz Nervosa Love, Baioneta

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Raiz Nervosa Love, Baioneta

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Raiz Nervosa Love (Baioneta)	Dimensões / Detalhes: 21 cm de comprimento total, haste em baioneta, lâmina nervosa côncava · Quantidade Incluída: 1	\$29
Luva / Caixa Protetora	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual de trânsito · Quantidade Incluída: 1	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Raiz Nervosa Love é um instrumento especializado em microcirurgia de coluna, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e atraumático da raiz nervosa, mantendo a mão do cirurgião e o cabo completamente fora do eixo óptico microscópico. Projetado com uma geometria de haste em baioneta deslocada, este instrumento posiciona o corredor de manuseio manual abaixo da linha de visão, permitindo a visualização contínua e desobstruída do espaço do disco intervertebral.

Otimizado para ambientes complexos de coluna, esta configuração do Afastador de Raiz Nervosa Love apresenta um comprimento total da ferramenta de 21 cm (\$29). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora um perfil de configuração em baioneta que termina em uma ponta de lâmina côncava, polida e lisa, projetada para acomodar as raízes nervosas com segurança, sem deslizamento ou lesão por tração. Sua estrutura de cabo ergonômico de superfície plana oferece sensibilidade tátil excepcional e controle manual estável durante sequestrectomias delicadas e descompressões de canal.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Raiz Nervosa Love para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo aos centros de

neurocirurgia e ortopedia de coluna em todo o mundo rigidez estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest