



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador US Army, Jogo com Duas Peças

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador US Army, Jogo com Duas Peças

SKU RM-USAR-SET-21-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastadores US Army	Comprimento total de 21 cm, extremidade dupla com lâminas de 38×22 mm e 41×25 mm	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte padrão	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador US Army, Jogo com Duas Peças é um conjunto de instrumentos cirúrgicos emparelhados, aclamado internacionalmente e projetado especificamente para proporcionar o deslocamento versátil de tecidos moles e margens de feridas em diferentes profundidades durante procedimentos gerais, ortopédicos e plásticos. Projetados com lâminas de ângulo reto contrastantes em extremidades opostas de um cabo central fenestrado, esses afastadores permitem que as equipes cirúrgicas transitem sem esforço entre o afastamento de tecido subcutâneo raso e a elevação muscular mais profunda sem a troca de instrumentos.

Construído para oferecer uma garantia vitalícia absoluta contra ferrugem e defeitos de material, este kit de Afastador US Army, Jogo com Duas Peças apresenta um comprimento fixo de 21 cm (\$49). Fabricado artesanalmente com materiais de qualidade premium para centros cirúrgicos, o conjunto é altamente customizável em três composições de materiais distintas, selecionáveis através das configurações de pedido. A arquitetura de lâmina dupla incorpora uma Lâmina Menor medindo 38 mm de comprimento × 22 mm de largura, combinada com uma Lâmina Maior medindo 41 mm de comprimento × 25 mm de largura, ambas contornadas com bordas atraumáticas suaves que evitam o deslizamento do tecido e hematomas localizados.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador US Army, Jogo com Duas Peças para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a clínicas ambulatoriais, salas de trauma e centros cirúrgicos em todo o mundo uma rigidez estrutural excepcional, resistência à

corrosão e total durabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)