



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores de Mano Hayes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores de Mano Hayes

SKU RM-HHR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
5 ¼" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 ½" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 ¼" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores de Mano Hayes son retractores quirúrgicos manuales especializados, diseñados específicamente para proporcionar una exposición atraumática de tejidos blandos durante procedimientos delicados de mano, muñeca y reconstrucción plástica. Diseñados con un contorno ergonómico de hoja ancha, estos instrumentos permiten al cirujano retraer bordes de piel, músculos lumbricales y vainas tendinosas delicadas sin ejercer una presión focal excesiva.

Fabricada para facilitar el acceso en anatomías microquirúrgicas, la serie de Separadores de Mano Hayes se produce en tres longitudes totales seleccionables: 5 ¼ pulgadas (\$49), 5 ½ pulgadas (\$59) y 6 ¼ pulgadas (\$69). Cada tamaño está configurado con una hoja distal de ángulo ancho disponible en diámetros de ancho de ¾ de pulgada y 1-⅞ de pulgada, proporcionando una superficie de contacto estable que evita el deslizamiento del tejido mientras mantiene la mano del cirujano alejada de la línea de visión microquirúrgica.

Forjados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica los Separadores de Mano Hayes para garantizar un control táctil fiable, una alta resistencia a la corrosión y una compatibilidad total con autoclave para centros de traumatología de mano, ortopedia y cirugía plástica en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest