



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Retalhos Maxwell

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Retalhos Maxwell

SKU RM-MFR-4IN-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
22 mm layout largo	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm layout largo	RM-MFR-4IN-1-2	\$34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Retalhos Maxwell é um afastador manual especializado para cirurgia plástica e reconstrutiva, projetado especificamente para fornecer elevação firme e antiderrapante de retalhos de pele durante ritidoplastia, blefaroplastia e procedimentos de tecidos moles. Projetado com dentes afiados em estilo gancho, este instrumento permite que os cirurgiões apliquem contra-tração manual uniforme nos planos cutâneos e subcutâneos sem causar lacerações dérmicas focais.

Construído para um controle manual delicado em espaços operatórios restritos, este Afastador de Retalhos Maxwell mantém um comprimento total uniforme de 4 polegadas (10,2 cm), proporcionando aos assistentes cirúrgicos uma sensibilidade excepcional nas pontas dos dedos. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a lâmina de trabalho incorpora um layout de 4 dentes afiados disponível em duas larguras de extremidade ativa selecionáveis: um layout de 22 mm de largura (\$29) para retalhos faciais localizados e um layout expandido de 38 mm de largura (\$34) para descolamento amplo de bochecha e pescoço. Seu cabo plano ergonômico garante estabilidade de preensão livre de fadiga.

Forjado com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Retalhos Maxwell para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para clínicas de cirurgia plástica facial e estética em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest