



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Neonatal T Ribbon Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Neonatal T Ribbon Ekartör

SKU RM-NTRR-265-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Neonatal T Ribbon Ekartör, hassas bebek ameliyat sahalarında nazik, atravmatik visseral deplasman ve yara kenarı ekspozisyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir pediatrik ve neonatal cerrahi alettir. Esnek, dövülebilir şaftı ile tasarlanan bu ekartör, pediatrik cerrahların bıçağı intraoperatif olarak şekillendirerek lokalize basınç noktaları oluşturmada hassas yenidoğan abdominal ve torasik kıvrımlarına uyum sağlamasına olanak tanır.

26.5 cm'lik standart toplam erişim çerçevesiyle üretilen bu Neonatal T Ribbon Ekartör, üç seçilebilir bıçak izi boyutuyla farklı cerrahi alanlara uyum sağlar: 2.5 cm × 1.25 cm (\$49), 3.8 cm × 1.40 cm (\$54) ve 4.5 cm × 1.60 cm (\$59). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma bıçağı geometrisi, bebek iç organlarını kontüzyonlardan koruyan yuvarlatılmış atravmatik kenarlara sahip dövülebilir, T-şekilli bir uç konfigürasyon profiline sahiptir. İnce şaft, cerrahi asistanlara yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Neonatal T Ribbon Ekartör'ü tekrarlanan intraoperatif yeniden şekillendirme ve hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Dünya çapındaki pediatrik cerrahi merkezlerine ve konjenital kalp enstitülerine olağanüstü süneklik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest