



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Реберный сближатель Bailey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Реберный сближатель Bailey

SKU RM-BRC-1

\$159 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Bailey Rib Contractor	Общая длина 20 см, механический компрессор с когтеобразными наконечниками	\$159
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$159

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Реберный сближатель Bailey (также известный как аппроксиматор Bailey-Gibbon) — это специализированный торакальный хирургический инструмент, разработанный для сближения смежных ребер после торакотомии. Сводя разведенные ребра под контролируемым механическим сжатием, этот инструмент позволяет хирургической бригаде накладывать и затягивать перикостальные швы без натяжения и риска перелома костей.

Данная модель Bailey Rib Contractor длиной 20 см спроектирована для надежного анатомического захвата и обеспечивает достаточный охват зоны закрытия торакотомии. Рабочие концы оснащены прочными изогнутыми когтеобразными губками, контур которых позволяет надежно фиксироваться на верхнем и нижнем краях соседних реберных сегментов без соскальзывания. Винтовой механизм позволяет хирургу точно регулировать силу сжатия, удерживая грудную стенку в состоянии анатомической редукции во время закрытия.

Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали медицинского назначения с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит реберный сближатель Bailey с расчетом на высокие нагрузки при сжатии и многократные циклы паровой стерилизации, обеспечивая кардиоторакальным и травматологическим бригадам долговечную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest