



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Anderson Bear Claw リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Anderson Bear Claw リトラクター

SKU RM-ABCR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
3鋭爪, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 鋭爪, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59

製品詳細

Anderson Bear Claw リトラクターは、皮膚および皮下組織弁の優れたグリップと安定した牽引を提供するために設計された、特殊な手持ち式形成外科用器具です。独特のカーブを描く鋭い爪状の先端により、脆弱な皮膚端を押しつぶすことなく、線維性組織面を確実に把持することができます。

繊細な顔面の若返り術や再建術に最適化されたこの Anderson Bear Claw リトラクターモデルは、全長 4 ¾ inches (12.1 cm) のコンパクトな設計です。用途に合わせて2種類のバリエーションを用意しています。指部や眼窩周囲への精密なアプローチに適した狭い3爪タイプ（\$49）と、大きな皮弁に対して牽引力を均等に分散させるために設計された広い5爪タイプ（\$59）です。人間工学に基づいた形状のハンドルには幅広のサムレストが備わっており、手動操作時の滑りを防ぎます。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施しています。Retractor Maker は、この Anderson Bear Claw リトラクターを非滅菌状態で、保護パッケージに収めてお届けします。オートクレーブ対応で、高い触覚感度と完全な耐腐食性を備え、世界中の形成外科・美容外科手術室での使用に適しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest