



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Alar Converse de Doble Extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Alar Converse de Doble Extremo

SKU RM-CARDE-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Apertura ancha de 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Apertura ancha	RM-CARDE-1-2	\$54

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Alar Converse de Doble Extremo es un separador quirúrgico clásico para rinoplastia, diseñado específicamente para proporcionar una retracción segura y atraumática del margen de la fosa nasal y el cartílago alar durante procedimientos nasales estéticos y reconstructivos. Diseñado con un perfil ergonómico de doble extremo, este instrumento permite a los cirujanos adaptarse instantáneamente a diámetros variables de las fosas nasales sin cambiar de herramienta.

Construido para un manejo de precisión en espacios quirúrgicos estrechos, este modelo de Separador Alar Converse de Doble Extremo presenta un perfil total compacto de 4" (10.2 cm). Sus extremos de trabajo incorporan hojas de gancho curvas especializadas con aberturas duales seleccionables: una abertura estrecha de 10 mm en un extremo (\$49) para corredores vestibulares estrechos y una abertura ampliada de 14 mm en el extremo opuesto (\$54) para una elevación de la base alar más amplia. Los bordes lisos y redondeados de la hoja evitan el desgarramiento de la delicada piel vestibular y los revestimientos mucosos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Alar Converse de Doble Extremo bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una excelente sensibilidad táctil y durabilidad total en autoclave para salas de cirugía plástica y otorrinolaringología en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest