



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mamario Marx

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mamario Marx

SKU RM-MBR-27-1

\$119 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Marx Breast Retractor	Dimensiones / Detalles: 27 cm de longitud total, hoja curva de 30 × 125 mm · Cantidad incluida: 1	\$119
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Empaque de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$119

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador mamario Marx es un instrumento de cirugía mamaria estética y oncológica aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una elevación tisular amplia y atraumática, así como la visualización del bolsillo durante procedimientos de mamoplastia y mastectomía. Diseñado con un perfil de hoja curva alargada, este instrumento permite a los cirujanos elevar el músculo pectoral mayor y el parénquima mamario de forma limpia, estableciendo un bolsillo de trabajo expansivo para la inserción de prótesis de silicona o la colocación de expansores tisulares.

Construido para maximizar el apalancamiento mientras se reduce la fatiga de la mano del usuario, esta configuración del separador mamario Marx presenta una longitud total de la herramienta de 27 cm (\$119). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su extremo de trabajo incorpora una hoja de 30 mm de ancho por 125 mm de largo específicamente contorneada para soportar las curvas de los tejidos blandos de forma atraumática. El diseño ergonómico del mango asegura que los asistentes quirúrgicos mantengan una contracción sostenida sin tensión en la muñeca durante procedimientos reconstructivos prolongados.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el separador mamario Marx para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una

rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para centros de cirugía cosmética, plástica y reconstructiva en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest