



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Freeman pour lambeaux

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Freeman pour lambeaux

SKU RM-FFR-8-1

\$19 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
½" (12 mm) de large — Courbe ou droit	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) de large — Courbe ou Droit	RM-FFR-8-1-2	\$24

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Freeman Flap Retractor est un instrument de chirurgie plastique manuel indispensable, spécifiquement conçu pour assurer une élévation stable et atraumatique des lambeaux ainsi qu'une rétraction des tissus sous-cutanés lors de procédures esthétiques et reconstructrices. Conçu avec un profil de lame lisse se terminant par un rebord de retenue délicat, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir des loges de travail spacieuses sans provoquer de déchirure tissulaire ni de nécrose des berges.

Conçu pour une adaptabilité procédurale complète, ce modèle Freeman Flap Retractor présente une longueur totale de 8 inches (20.3 cm). Les chirurgiens peuvent personnaliser l'instrument grâce à des largeurs de lame sélectionnables : une lame de ½-inch (12 mm) de large (\$19) pour l'élévation localisée et délicate de lambeaux, et une lame de 1-inch (24 mm) de large (\$24) pour des plans cutanés plus larges. Les deux largeurs sont disponibles en profils d'extrémité courbes ou droits pour s'adapter aux différents vecteurs tissulaires. Le manche plat équilibré offre une prise en main manuelle confortable et sans fatigue.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'écarteur Freeman Flap Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires de chirurgie plastique, esthétique et générale du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest