



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur épикаrdique de Parsonnet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur épicardique de Parsonnet

SKU RM-PER-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Extra petit	RM-PER-1-1	\$44
Petit modèle	RM-PER-1-2	\$49
Moyen	RM-PER-1-3	\$54
Large	RM-PER-1-4	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur épicardique de Parsonnet est un écarteur chirurgical cardiovasculaire spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement doux et mains libres de la graisse épicardique et du tissu myocardique recouvrant les vaisseaux coronaires. Doté d'une structure en fil flexible à ressort, cet instrument isole proprement les artères coronaires cibles, établissant un couloir opératoire stable et exsangue lors d'artériotomies délicates et d'anastomoses microvasculaires.

Conçue pour s'adapter aux diverses limites anatomiques des patients, cette gamme d'écarteurs de Parsonnet conserve une conception à ressort uniforme tout en proposant quatre tailles au choix : Extra Small de 2.5 cm (44 \$) pour les vaisseaux distaux fins, Small de 3.0 cm (49 \$), Medium de 3.8 cm (54 \$) pour les expositions coronaires standard, et Large de 4.8 cm (59 \$) pour les vaisseaux intramyocardiques profonds. Fabriquées à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), ses griffes en fil profilées et polies s'insèrent solidement dans l'épicarde sans perforer le myocarde ni comprimer la lumière coronaire.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur épicardique de Parsonnet pour résister aux cycles de stérilisation hospitalière répétitifs, offrant une mémoire élastique élevée, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs de chirurgie cardiaque et les

instituts de cardiologie congénitale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest