



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Retratores Hepáticos Snake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Retratores Hepáticos Snake

SKU RM-SLR-SERIES-1

\$299 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Modelo Ponta Triangular	RM-SLR-TRI-1	\$299
Modelo Ponta Banda Gástrica	RM-SLR-GB-1	\$299
Modelo Ponta Circular	RM-SLR-CIR-1	\$299
Modelo Ponta Gancho	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Modelo Ponta Polígono	RM-SLR-POLY-1	\$299
Conjunto Completo de 5 Modelos	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Retratores Hepáticos Snake representam uma série essencial de instrumentos laparoscópicos para elevação hepática, projetados especificamente para fornecer deslocamento visceral de superfície ampla e seguro e retração do lobo hepático durante cirurgias minimamente invasivas gastrointestinais superiores, bariátricas e biliares. Projetados com uma geometria distal ultra-suave que se insere através de trocartes padrão de 5 mm, esses retratores distribuem as forças de retenção uniformemente sob o parênquima hepático, evitando lacerações capsulares, hematomas subcapsulares ou lesões isquêmicas focais, ao mesmo tempo em que estabelecem um corredor óptico desobstruído para o estômago e o hiato.

Construída de acordo com as especificações da estrutura clínica, esta linha de Retratores Hepáticos Snake apresenta um diâmetro de haste de 5 mm e um comprimento de trabalho de 330 mm, equipados com uma porta de descarga de limpeza integrada dedicada que permite a descontaminação enzimática completa através do lúmen da cânula. Fabricados à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético),

os cirurgiões podem escolher entre perfis de haste/extremidade Retos ou Angulados em cinco geometrias de ponta especializadas: Triangular para elevação ampla do lobo lateral, Banda Gástrica para tunelamento bariátrico, Circular para retenção peritoneal difusa, Gancho para engajamento ligamentar focado e Polígono para suporte de tecido multiplanar (US\$ 299 cada, ou US\$ 1.399 para o Conjunto completo de 5). Seu mostrador traseiro ergonômico controla o posicionamento distal sem esforço.

Forjados com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os Retratores Hepáticos Snake para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros de cirurgia geral minimamente invasiva, centros bariátricos e salas de cirurgia de doenças digestivas em todo o mundo excepcional durabilidade mecânica, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest