



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cervical Casper

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

Separador Cervical Casper

SKU RM-CCR-115-1

\$199 USD



TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Chasis de Separador Cervical Casper	Marco de 11.5 cm, diseño transversal articulado de 4 brazos, apertura de 85 mm	\$199
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$199

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Cervical Casper es una plataforma de separación quirúrgica autoestática avanzada, diseñada específicamente para proporcionar una exposición de tejidos blandos multiplanar y confiable durante la cirugía de columna cervical anterior. Diseñado con un chasis transversal articulado de cuatro brazos, este instrumento se adapta suavemente al cuello del paciente, distribuyendo la fuerza de retracción de manera uniforme a través de los márgenes de la herida mientras protege las estructuras viscerales vulnerables.

Construido bajo estándares clínicos estructurales, este modelo de Separador Cervical Casper presenta una longitud total de marco de 11.5 cm (\$199) capaz de alcanzar una apertura máxima de 85 mm. Sus cuatro brazos articulados permiten un posicionamiento intraoperatorio versátil, adaptándose a la lordosis específica del paciente y previniendo la isquemia muscular localizada. El mecanismo integrado de cierre por cremallera mecánica mantiene la tensión de retracción de forma automática, eliminando la necesidad de posicionamiento manual y proporcionando una estabilidad total para la inserción de cajas intersomáticas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de alta calidad con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Cervical Casper para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los cirujanos de columna una rigidez mecánica excepcional, un control de cremallera suave y una durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest