



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de laminectomie Super-Slide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de laminectomie Super-Slide

SKU RM-SSLR-1

\$2,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre d'écarteur	Cadre structurel principal du système d'écartement
4	Petites valves	Options de valves de 2" de profondeur pour la rétraction chirurgicale
4	Valves moyennes	Options de valves de profondeur moyenne de 3"
4	Grandes valves	Options de valves de grande profondeur de 4"
4	Valves supplémentaires	Options de valves à profondeur étendue de 4 ³ / ₄ "
1	Boîte de stérilisation	Conteneur pour l'organisation et le stockage de l'ensemble complet

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de laminectomie Super-Slide est un instrument chirurgical autostatique robuste, conçu pour assurer un déplacement tissulaire puissant et contrôlé lors d'opérations étendues de laminectomie postérieure et de fusion rachidienne. Conçu pour gérer la musculature paraspinale épaisse sans sauter de cran ni fléchir sous la contre-traction, ce système établit un couloir visuel large et fixe sur plusieurs segments vertébraux.

Optimisé pour un ajustement peropératoire fluide, ce système complet Super-Slide comprend un cadre à crémaillère de précision qui glisse sans effort le long de son rail pour appliquer une rétraction mécanique précise. Le kit comprend un inventaire de 18 pièces contenant quatre petites valves (profondeur 2"), quatre valves moyennes (profondeur 3"), quatre grandes valves (profondeur 4") et quatre valves supplémentaires (profondeur 4³/₄") conçues pour s'appuyer solidement contre les bords laminaires et les facettes articulaires.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) non magnétique avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit l'écarteur de laminectomie Super-Slide non stérile et entièrement autoclavable dans un boîtier de stérilisation dédié, offrant aux chirurgiens du rachis et aux hôpitaux une durabilité clinique fiable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest