



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lone Star Retractor (Gynäkologie & Urologie für Männer)

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



# Lone Star Retractor (Gynäkologie & Urologie für Männer)

**SKU** RM-LSR-GMU-1

**\$399 USD**

## VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION                                            | SKU / DETAILS  | PREIS (USD) |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kleiner Ring — 16.6 cm x 16.2 cm<br>(Gynäkologie/Urologie) | RM-LSR-GMU-1-1 | \$384       |
| Standardring — 25.3 cm x 11.3 cm<br>(Gynäkologie/Urologie) | RM-LSR-GMU-1-2 | \$399       |
| Großer Ring — 32.5 cm x 18.3 cm<br>(Gynäkologie/Urologie)  | RM-LSR-GMU-1-3 | \$414       |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lone Star Retractor (Gynäkologie & Urologie für Männer) ist ein spezialisierter selbsthaltender chirurgischer Retraktor, der für eine ungehinderte Sicht bei komplexen urogynäkologischen und männlichen urologischen Eingriffen entwickelt wurde. Durch die Sicherung elastischer Haltehaken am gelenkigen Außenring ermöglicht dieses System eine multidirektionale, freihändige Retraktion, die die Ermüdung der Assistenten eliminiert und gleichzeitig empfindliches Genital- und Perinealgewebe schont.

Der Lone Star Retractor (Gynäkologie & Urologie für Männer) wurde so konzipiert, dass er sich nahtlos an die Anatomie von Becken und Leiste anpasst. Der Rahmen verfügt über eine gelenkige Architektur, die sich flexibel an das Perineum oder den Unterbauch des Patienten anlegt. Die integrierten Rasten am Umfang fixieren die elastischen Zügel sicher in mikro-inkrementellen Positionen, sodass Chirurgen die Spannungsvektoren leicht anpassen können, ohne Schleimhautlappen zu verletzen oder lokale Ischämien zu verursachen.

Gefertigt aus medizinischem eloxiertem Aluminium und chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Lone Star Retractor (Gynäkologie & Urologie für Männer) unsteril und voll autoklavierbar in einer individuellen Schutzbox aus. Dies bietet chirurgischen Zentren eine unverzichtbare, langlebige Plattform für die Beckenretraktion.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest