



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics

SKU RM-FBAR-FO-1

\$129 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics	全長 5 ⅞"、25 × 171 mm カーブブレード、光ファイバー束
1	ユニバーサルライトケーブルフィッティング	標準的な手術室用ライトケーブルに接続
1	保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Opticsは、乳房形成術において優れた術野の可視化と愛護的な軟部組織の挙上を実現するために特別に設計された、最高級の照明付き美容外科器具です。ブレード下面に沿って高輝度の光ファイバー照明を導くことで、深い大胸筋下ポケット内の暗い凹部を解消し、術者が確実な止血確認とインプラントの設置を行うことを可能にします。

最大限の術野確保と安全性を考慮して設計されたこの専門的なFerreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Opticsモデルは、全長 5 ⅞インチ (13.0 cm, \$129) に 25.0 mm幅 × 171.0 mm長のブレードを組み合わせています。カーブしたテーパード構造のレイアウトにより、皮膚の愛護的な偏位と軟部組織の操作を確実にし、切開縁への剪断ストレスを防止します。内蔵された光ファイバー束は、標準的な手術室の光源ケーブル（Storz、Olympus、Wolf、ACMI）と互換性のあるユニバーサルフィッティングを採用しています。

医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高透過率の光学ガラスファイバーを使用し、反射防止のサテン仕上げを施したRetractor MakerのFerreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Opticsは、未滅菌の状態での保護包装にて提供されます。高い耐久性と光学的な明瞭さを備え、美容外科、形成外科、および乳腺外科の医師に最適な製品です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest