



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores de Face Lift Freeman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores de Face Lift Freeman

SKU RM-FFLR-SERIES-1

\$62 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
20 mm - 22 mm — Reta	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Totalmente curva	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Reta	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Totalmente Curva	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Reta	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Totalmente Curva	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores de Face Lift Freeman são instrumentos fundamentais na cirurgia plástica estética, projetados especificamente para proporcionar uma elevação tecidual ampla e antiderrapante, garantindo visualização ideal durante a ritidectomia e cirurgia reconstrutiva facial. Desenvolvidos com uma extremidade de trabalho expansiva e contornada, esses afastadores distribuem a contração manual uniformemente pelos retalhos de pele, prevenindo isquemia localizada, irregularidades ou lacerações dérmicas durante o descolamento extenso.

Fabricada para se adaptar a zonas anatômicas e técnicas processuais específicas, esta linha de Afastadores de Face Lift Freeman mantém um comprimento total fixo de 7 polegadas (17.8 cm). A série é oferecida em seis diâmetros de largura padronizados: 20 mm (\$62), 22 mm (\$64), 35 mm (\$66), 36 mm (\$68), 37 mm (\$70) e 38 mm (\$72). Os cirurgiões podem escolher entre um Perfil Reto para elevação planar direta ou um Padrão Totalmente Curvo que se molda aos contornos faciais. Seu cabo plano ergonômico proporciona aos assistentes cirúrgicos um controle firme e livre de fadiga.

Usinados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os Afastadores de Face Lift Freeman sob rigorosas tolerâncias clínicas, oferecendo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para clínicas de cirurgia plástica facial em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest