



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteurs cervicaux SHADOWLINE Trimline

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Système d'écarteurs cervicaux SHADOWLINE Trimline

SKU RM-STCSRS-1

\$2,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Jauge de profondeur avec code couleur	Instruments et cadres — standard
2	Poignée d'écarteur à verrouillage (chargement latéral)	Instruments et cadres — standard
1	Cadre d'écarteur transversal Step-Down	Instruments et cadres — double articulation, chargement latéral
1	Cadre d'écarteur transversal	Instruments et cadres — double articulation, chargement latéral (ouverture 120 mm)
1	Mallette à instruments	Stockage et protection — plateau d'organisation
1	Boîte de stérilisation	Stockage et protection — conteneur perforé
2	Valve à tissus argentée	Valves à tissus émoussées (paires) — 30 mm x 23 mm
2	Valve à tissus bleue	Valves à tissus émoussées (paires) — 35 mm x 23 mm
2	Valve à tissus rouge	Valves à tissus émoussées (paires) — 40 mm x 23 mm
2	Valve à tissus verte	Valves à tissus émoussées (paires) — 45 mm x 23 mm
2	Valve à tissus violette	Valves à tissus émoussées (paires) — 50 mm x 23 mm

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Valve à tissus noire	Valves à tissus épongees (paires) — 55 mm x 23 mm
2	Valve à tissus dorée	Valves à tissus épongees (paires) — 60 mm x 23 mm
2	Valve à tissus bleu marine	Valves à tissus épongees (paires) — 65 mm x 23 mm
2	Valve à tissus vert clair	Valves à tissus épongees (paires) — 70 mm x 23 mm
2	Valve à tissus orange	Valves à tissus épongees (paires) — 75 mm x 75 mm
2	Valve musculaire étroite bleue	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 35 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite rouge	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 40 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite verte	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 45 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite violette	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 50 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite noire	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 55 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite dorée	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 60 mm x 14 mm
1	Valve musculaire latérale argentée	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 30 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale bleue	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 35 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale rouge	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 40 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale verte	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 45 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale violette	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 50 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale noire	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 55 mm x 23 mm

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Valve musculaire latérale dorée	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 60 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale bleu marine	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 65 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane argentée	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 30 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane bleue	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 35 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane rouge	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 40 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane verte	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 45 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane violette	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 50 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane noire	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 55 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane dorée	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 60 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane bleu marine	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 65 mm x 23 mm
2	Valve à tissus étroite bleue	Valves à tissus étroites (émoussées, paires) — 35 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite rouge	Valves à tissus étroites (émoussées, paires) — 40 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite verte	Valves à tissus étroites (émoussées, paires) — 45 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite violette	Valves à tissus étroites (émoussées, paires) — 50 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite noire	Valves à tissus étroites (émoussées, paires) — 55 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite dorée	Valves à tissus étroites (émoussées, paires) — 60 mm x 14 mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteurs cervicaux SHADOWLINE Trimline est une plateforme d'instruments chirurgicaux avancée de 67 pièces, conçue pour répondre aux exigences rigoureuses d'exposition et de rétraction des tissus mous lors des interventions sur le rachis cervical antérieur. Conçu avec une architecture à profil bas et un dimensionnement des valves par code couleur, ce système assure une visualisation inébranlable du champ opératoire tout en minimisant la pression focale sur les structures viscérales délicates telles que l'œsophage et la trachée.

Configuré pour une adaptabilité procédurale totale, le système d'écarteurs cervicaux SHADOWLINE Trimline comprend deux cadres d'écarteurs transversaux à double articulation (incluant un cadre « step-down » et un cadre à large ouverture de 120 mm), deux poignées de verrouillage à chargement latéral et une jauge de profondeur intuitive à code couleur. L'ensemble inclut 61 valves avec code couleur couvrant des géométries pour tissus mous émoussés, tissus étroits, muscle latéral à dents courtes et muscle médian à dents longues, permettant aux chirurgiens de s'adapter à l'anatomie du patient avec une précision millimétrique.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) et d'alliages métalliques haute résistance avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit le système complet d'écarteurs cervicaux SHADOWLINE Trimline non stérile et entièrement autoclavable à l'intérieur d'un conteneur de stérilisation en aluminium robuste avec plateaux d'organisation dédiés, assurant une rotation fluide des plateaux hospitaliers.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest