



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador delicado de doble extremo Kasden

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador delicado de doble extremo Kasden

SKU RM-KDEDR-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador delicado de doble extremo Kasden	Dimensiones / Detalles: 6 ½" (16.5 cm) de longitud total, hojas dobles delicadas, mango de aluminio	\$29
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador delicado de doble extremo Kasden es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción atraumática de tejidos blandos y márgenes de heridas en procedimientos cosméticos, oftálmicos y de cirugía plástica reconstructiva. Diseñado con una arquitectura de doble extremo ultrafina, este separador permite a los equipos quirúrgicos realizar una transición suave entre la elevación de colgajos cutáneos superficiales y la retracción de tejidos blandos más profundos sin cambiar de herramienta.

Construido para accesos anatómicos reducidos y el control preciso de los bordes de la herida, esta configuración del separador delicado de doble extremo Kasden presenta una longitud total de 6 ½ pulgadas (16.5 cm, \$29). La geometría de su hoja incorpora una estructura delicada de doble extremo forjada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El diseño del mango cuenta con una estructura de agarre de aluminio anodizado ligero que proporciona sensibilidad táctil, equilibrio óptimo y reducción de la fatiga manual del asistente durante microdisecciones prolongadas.

Fabricado bajo estrictas tolerancias clínicas con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el separador delicado de doble extremo Kasden para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total.

en autoclave para salas de cirugía plástica y otorrinolaringología en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest