



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Necklift Talei « Benetrator 2 »

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Necklift Talei « Benetrator 2 »

SKU RM-TNRB2-9IN-1

\$159 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de necklift Talei « Benetrator 2 »	Longueur totale de 9" (22,86 cm), lame large courbe, tube d'aspiration intégré	\$159
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$159

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de necklift Talei « Benetrator 2 » est un instrument chirurgical esthétique de pointe conçu spécifiquement pour assurer une élévation étendue des tissus mous et une gestion continue des fluides lors des liftings cervicaux profonds (deep plane), des platysmaplasties et des sous-mentoplasties. Conçu avec une lame large anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens plasticiens de décoller et d'élever proprement les lambeaux cutanés cervicaux épais du muscle platysma sans comprimer les branches mandibulaires marginales ou cervicales du nerf facial.

Construit pour résister aux cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, cette configuration de l'écarteur de necklift Talei « Benetrator 2 » présente une longueur totale de 9 pouces (22,86 cm, \$159). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de la lame intègre une lame large et incurvée dotée d'un bord plat atraumatique qui soutient en toute sécurité les lambeaux vascularisés délicats sans provoquer de nécrose ischémique focale. La conception à extrémité unique est intégrée dans une structure à poignée inclinée couplée à un canal d'aspiration intégré qui élimine instantanément le sang et les fumées d'électrochirurgie des tunnels sous-mentonniers profonds.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de necklift Talei « Benetrator 2 » pour respecter les normes les plus élevées de la chirurgie reconstructrice faciale, offrant aux blocs opératoires esthétiques et aux cliniques de chirurgie ambulatoire du monde entier une rigidité structurelle

exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest