



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de lèvre et joue

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de lèvre et joue

SKU RM-LCR-26-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de lèvre et joue	Dimensions / Détails : Longueur totale 26 cm, lame atraumatique incurvée, manche plat · Quantité incluse : 1	\$49
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de lèvre et joue est un écarteur chirurgical buccal, maxillo-facial et dentaire essentiel, conçu spécifiquement pour assurer le déplacement sûr et non traumatique des lèvres, des joues et de la muqueuse buccale lors des interventions mandibulaires et orthognathiques. Conçu avec une lame incurvée qui épouse parfaitement l'enveloppe tissulaire buccale, cet écarteur protège les tissus mous des fraises rotatives et des scies tout en maintenant un champ visuel étendu.

Construit pour optimiser l'accessibilité à la mâchoire inférieure dans les couloirs intra-oraux profonds, cette configuration dédiée de l'écarteur de lèvre et joue présente une longueur totale d'outil de 26 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa portée étendue permet aux assistants opératoires de maintenir une contre-traction stable depuis l'extérieur du champ chirurgical, évitant ainsi l'encombrement autour des arcades dentaires. Les bords de la lame polis en douceur répartissent uniformément la force de maintien sur les couches muqueuses, évitant les contusions ou les déchirures tissulaires localisées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de lèvre et joue pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux cliniques de dentisterie, de chirurgie orale et de reconstruction faciale du monde entier une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable

et une durabilité complète à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest